

nouri duo

User Manual
Manual del usuario
Mode d'emploi
Benutzerhandbuch
Manuale d'uso

TensCare™

Contents

Introduction	3
Kit Contents	3
Pump Parts	3
Cleaning and Sterilising	4
Installation Guide	5
Pump Controls and Display	6
Mode Settings	7
Pumping with Nouri Duo	8
Storing Breast Milk	10
Preparing Breast Milk	10
Feeding Breast Milk	11
Charging your Nouri Duo	11
When to start using Nouri	11
Troubleshooting	12
Warnings	12
Technical Information	13
Warranty	14




Introduction

Nouri Duo is an automatic breast pump, designed to provide optimal comfort and performance whilst you express milk. The dual-pump allows you to express milk from both breasts simultaneously whilst the soft massage cushions gently stimulate milk flow. Eight suction levels ensure comfortable and quick pumping, so that mothers can enjoy every expression. The integrated LCD screen clearly displays suction level, working mode and battery level. Nouri Duo has a built-in rechargeable battery and integrated lights, allowing you to pump day and night in complete comfort.

Kit Contents

1 x Duo electric pump	2 x Bottle cap
2 x Bottle (150ml)	2 x Diaphragm
2 x Feeding teat and cap	4 x Bottle valve
2 x Diaphragm cap	2 x Tube
2 x Shield connector	1 x Bottle dock
2 x Breast shield	1 x USB cable
2 x Shield cover	

Pump Parts



Cleaning and Sterilising

Before using for the first time

Clean and sanitise the below parts before using your Nouri Duo for the first time. Use the following cleaning and sanitising instructions.

- Breast shield
- Shield connector
- Bottle valve
- Bottle

After each use

Clean all parts that come in contact with your breast and breast milk.

- Separate all parts, remembering to remove the bottle valve from the shield connector.
- Rinse the parts in cool water to remove breast milk residue.

Washing in sink

- Soak all parts in warm soapy water for 5 minutes and then clean with a clean dish-cloth or soft brush.
- Rinse all parts that come in contact with your breast and breast milk with clear water.
- Allow parts to dry.

Washing in dishwasher

- Wash all separated parts on the top rack of the dishwasher.
- Allow all parts to dry.

Sanitise daily

- Wash hands thoroughly.
- Separate all parts that come in contact with your breast and breast milk, remembering to remove the bottle valve from the shield connector.
- Immerse parts in boiling water for 10 minutes using a household pot.
- Allow water to cool before removing parts from the water.
- Place parts on a clean surface and/or towel and allow to dry.

Tubing and Electric Pump Unit

- Turn off the breast pump.
- Unplug the pump from any power source.



- Separate the tube from the pump and bottle.
- Wipe the electric pump unit and tube with a clean, damp cloth.

Caution:

Only use drinking tap water or bottled water for cleaning. Separate and wash all parts that come in contact with the breast and milk immediately after use to avoid milk residue drying and to prevent bacteria growth.

Do not store wet or damp parts.

During sanitising with boiling water, prevent the parts from touching the side of the pot. This can cause the parts to deform or be damaged. Nouri is for single person use. To avoid contamination, please do not share the pump.

Note:

Wash the Nouri Duo parts that come in contact with the breast and breast milk after every use. Sanitise the Nouri Duo parts that come in contact with the breast and breast milk once a day. Be careful not to damage parts during cleaning.

Installation Guide




1. Wash your hands thoroughly with soap and water.



2. Insert diaphragm into the connector and make sure the edge is engaged.




3. Put diaphragm cap on the connector and align the triangle marks on both components. The angle should be roughly 35 degrees.



4. Screw the diaphragm cap clockwise.




5. Engage the breast shield with the spout of the connector and make sure they are fixed securely.



6. Insert the valve into the connector and make sure they are fixed securely.




7. Screw the bottle into the shield connector assembly.



8. Plug one side of the tubing into the diaphragm cap. Connect the other side of the tubing with the airhole plug on the pump unit.

Pump Controls and Display



1. ON/OFF

2. **Suction Increase:** Increase suction force

- 3. Suction Decrease:** Reduce suction force
- 4. Mode Switch:** Switch between massage mode and expression mode.
- 5. Night Lamp:** Press to turn on/off the lamp. Press once for low brightness, twice for high brightness.
- 6. Massage mode indicator:** Indicates the mode
- 7. Frequency:** Shows pumping frequency. Frequency is adjusted by pressing and holding the mode switch button until the frequency indicator flashes. Use increase and decrease to select pumping frequency.
- 8. Suction level:** Shows suction levels. Use increase and decrease to select suction level.
- 9. Pause/work indicator**
- 10. Battery level indicator:** Flashing icon means battery is low.
- 11. Power indicator:** indicates the power adapter is connected and the pump is being charged.
- 12. Time of working:** shows how long the pump has been used since turning on (default expression time is 30 minutes).


Mode Settings

Mode	Suction Level	Frequency (cycles/min)			
Massage	1-5	45		50	
Expression	1-12	20	24	28	32

Pumping with Nouri Duo




1. Wash your hands thoroughly with soap and water and make sure that your breast is clean.



2. Place the breast pumps onto your breasts. Make sure that you centre your nipples. If only pumping one breast, make sure to insert the tube plug on the electric pump.



3. Turn on the Nouri Duo by holding the power button. Note pumping will start automatically so make sure the breast is positioned correctly before switching on the pump.




4. When turning on, massage mode will begin. Use the increase and decrease buttons to find a comfortable suction level.



5. To adjust pumping frequency, press and hold mode switch button until the frequency indicator flashes. Then use increase and decrease to select pumping frequency.



6. After 2 minutes, expression mode will automatically begin. Again, select a comfortable suction level and frequency.



7. Stop pumping when the milk stops flowing or when the bottle is full. To turn off, hold the power button.



8. Remove the tube from the bottle assembly.



9. Unscrew the bottle from the shield connector. Use the bottle cap to seal the bottle for storage or the feeding teat for feeding.

Note:

- The pump will run for 30 minutes before automatically turning off. A single expression should not last longer than 20 minutes.
- User can pause the expression by tapping the power button. To begin pumping again, tap the power button again.
- Both breasts must use the same pumping settings.
- Night light has 2 brightness settings. Press the light button to cycle between OFF, low brightness and high brightness.

Advice

- Hot compress your breast before pumping. Pumping after a bath can be useful as the body is warm.
- Whilst you are breastfeeding, pump milk on the other breast, or pump surplus milk after feeding.
- Change the placement position on the breast to stimulate milk secretion
- Practice using Nouri until you find the approach that works best for you. If discomfort occurs during use, please consult a doctor.

Storing Breast Milk

Storage location	Temperature	Max. storage duration
Room	16-29 °C (60-85 °F)	4 hours
Refrigerator	4 °C (39 °F)	4 days
Freezer	<-4 °C (25 °F)	0-6 months

The above only applies for infants one month of older. Please consult a doctor for more details.

Warning:

- Do not refreeze thawed milk.
- Do not mix fresh breast milk with thawed milk.

Note:

- Fresh breast milk should be stored in refrigerator or freezer.
- Be sure to date the milk for storage. Milk should be stored in a refrigerator for no longer than 48 hours and the freezer for no longer than 3 months.
- When freezing, maximum milk volume should be $\frac{3}{4}$ of storage bottle. Milk can expand during freezing.

Preparing Breast Milk

- If the milk is refrigerated, put the milk container in warm water to heat the milk. Shake the container to warm the milk through.
- If the milk is frozen, defrost in the refrigerator 24 hours prior to using. Once defrosted, warm it as refrigerated milk.

Using milk heater:

Turn on milk heater and set it to 40°C. Put milk container into heater. Layers of liquid may form when using frozen milk. This is normal. Please shake bottle well before feeding.

Warning:

- Do not heat thawed milk again.
- Do not use microwave oven to defrost breast milk.
- Do not heat milk with boiling water.
- If hot water is used to heat milk, please try milk temperature before feeding.



Feeding Breast Milk

It is recommended that breastfeeding is well established prior to bottle feeding your baby.

- Always inspect the bottle, teat and other parts before and after each use. If the teat appears cracked or torn, stop using immediately.
- To prevent possible choking hazard, test the strength of teat by pulling on bulb portion of the teat.
- Do not attempt to enlarge the teat hole.
- Infants must not be bottle fed without adult supervision.
- The teat should not be used as a pacifier.
- Clean and disinfect the bottle before first use and after every use.

Charging your Nouri Duo

To charge the Nouri Duo, connect the USB charging cable to the pump and a power socket. The charging indicator and battery level will show on the display.

When fully charged, the battery indicator will stop flashing and show a full battery.

The Nouri Duo can be used during charging if needed.

The battery has a charge time of 3 hours and will last for 90 minutes before needing to be recharged.

When to start using Nouri

1. If you start breastfeeding successfully, we suggest to start using Nouri after regular milk secretion and feeding is formed. (Breast pumps are usually used 2-4 weeks after the baby is born)
2. Nouri Pump should be used in the following circumstances
 - If you cannot start breastfeeding, regular pumping helps establish and sustain milk secretion.
 - When you feed your baby in hospital.
 - When you feel your breast is swelling or painful, you can pump milk between feeding to release discomfort.
 - If your nipple is painful or cracked and therefore unable to feed your baby, you can pump milk until the nipple recovers.
 - If you have to leave your baby for a period of time and therefore not breastfeed regularly, you can pump milk to keep functional milk secretion.

Troubleshooting

Problem	Possible causes	Solution
Pump does not work	<ul style="list-style-type: none">• Empty battery	<ul style="list-style-type: none">• Recharge battery
Low suction force	<ul style="list-style-type: none">• Air leakage at connection positions (Valve, diaphragm, silicone breast shield, tubing)• The output air path of breast pump is blocked, e.g. the suction pipe is pressed or bent, or there are sundries in the pipe• No cause found	<ul style="list-style-type: none">• Check all connecting parts to make sure they are installed properly• Straighten or clean air tubing• Please contact supplier
No suction	<ul style="list-style-type: none">• Valve is not installed or damaged due to deformation• No case found	<ul style="list-style-type: none">• Reinstall or replace valve• Please contact supplier

Warnings

- This product is a precision electronic appliance. Please do not use it during bathing. Please keep it in a cool, dry and ventilated place, avoid direct sunlight, and keep it out of the reach of children.
- Unplug the power adapter after use.
- This product is for personal use only. Do not use it between more than one person to avoid cross infection.
- Do not use a breast pump during pregnancy, because early breastmilk expression will stimulate uterine contraction which may lead to abortion.
- Do not forcibly remove breast shield from breast. Please power off and gently release the seal between the breast and the breast shield, and then remove breast shield from the breast.
- When disassembling or assembling the pump, make sure to assemble each part according to the Installation Guide. When disassembling and cleaning, please be careful not to misplace/lose the small parts.
- Set the suction level according to individual physique to ensure comfortable milk expression.
- Please clean with water and disinfect before use.



Technical Information

Technical Information	
Model Number	K-NRIDUO
Power Input	AC100-240V, 50-60Hz, 0.3A
Power Output	5V-1A
Rated Power	3.6W
Battery Capacity	3.7V/800mAh
Net Weight	367g
Executive Standard	GB 4806.7-2016 GB 4806.11-2016 GB 4806.2-2015

Warranty

This product is warranted to be free from manufacturing defects for one year from the date of purchase. This warranty is void if the product is modified or altered, is subject to misuse or abuse; damaged in transit; lack of responsible care; is dropped; if damage occurs by reason of failure to follow the written instruction booklet enclosed; or if product repairs are carried out without authority from TensCare Ltd.

We will repair, or at our option replace free of charge, any parts necessary to correct material or workmanship, or replace the entire unit and return to you during the period of the warranty. Otherwise, we will quote for any repair which will be carried out on acceptance of our quotation. The benefits conferred by this warranty are in addition to all other rights and remedies in respect of the product, which the consumer has under the Consumer Protection Act 1987.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the UK consumer Law. You are entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality.

Before you send your unit for service please be sure to read the user manual and follow all the instructions.

Should repair be needed within the warranty period, please return the device with the following details:

1. Name:
2. Address:
3. Telephone:
4. E-mail:
5. Date of Purchase:
6. Proof of Purchase:

Returns should be sent to the following address:

TensCare Ltd
PainAway House,
9 Blenheim Road,
Longmead Business Park,
Epsom, Surrey
KT19 9BE, UK

For more information, please call +44 (0) 1372 723 434.



Contenido

Introducción	16
Contenido	16
Partes de la Bomba	16
Limpieza y Esterilización	17
Guía de Instalación	18
Controles y Pantalla de la Bomba	19
Ajustes del Modo	20
Bombeo con Nouri Duo	20
Almacenamiento de la Leche Materna	22
Preparar la Leche Materna	23
Alimentación de la Leche Materna	23
Cargando tu Nouri Duo	23
Cuándo empezar a usar Nouri	24
Solución de Problemas	24
Advertencias	25
Información Técnica	25
Garantía	26


Introducción

Nouri Duo es un extractor de leche automático, diseñado para proporcionar una comodidad y un rendimiento óptimos mientras se extrae la leche. La doble bomba permite extraer leche de ambos pechos simultáneamente, mientras que los suaves cojines de masaje estimulan suavemente el flujo de leche. Ocho fuerzas y rápido, para que las madres puedan disfrutar de cada extracción. La pantalla LCD integrada muestra claramente la fuerza de succión, el modo de trabajo y el nivel de la batería. Nouri Duo tiene una batería recargable incorporada y luces integradas, lo que le permite bombear día y noche con total comodidad.

Contenido

1 x cuerpo del extractor de leche	2 x diafragma
2 x tubos	2 x conector del escudo del pecho
2 x tapa de pezón	4 x válvula
2 x pezón + anillo de pezón	2 x botella
2 x escudo de silicona para el pecho	1 x USB cable
2 x tapa de diafragma	

Partes de la Bomba



Limpieza y Esterilización

Antes de usar por primera vez

Limpia y desinfecta las partes de abajo antes de usar tu Nouri Duo por primera vez. Siga las siguientes instrucciones de limpieza y desinfección.

- Escudo de silicona para el pecho
- Conector del escudo del pecho
- Válvula
- Botella

Después de cada uso

Limpia todas las partes que entran en contacto con tu pecho y la leche materna.

- Separa todas las partes que entran en contacto con el pecho y la leche materna, recordando quitar la válvula del biberón del conector de la pantalla.
- Separa todas las partes que entran en contacto con el pecho y la leche materna.

Lavar en el fregadero:

- Remoje todas las partes en agua tibia y jabonosa durante 5 minutos y luego limpie con un trapo de cocina limpio o un cepillo suave.
- Enjuague todas las partes con agua clara.
- Deje que las partes se sequen.

Lavado en el lavavajillas:

- Lavar todas las partes separadas en la rejilla superior del lavavajillas.
- Deje que todas las partes se sequen.

Saneado diario

- Lávate bien las manos.
- Separa todas las partes que entran en contacto con el pecho y la leche materna, recordando quitar la válvula del biberón del conector de la pantalla.
- Sumergir las partes en agua hirviendo durante 10 minutos usando una olla doméstica.
- Deje que el agua se enfríe antes de sacar partes del agua.
- Coloca las piezas sobre una superficie limpia y/o una toalla y déjalas secar.

Precaución:

Sólo usa agua del grifo o agua embotellada para la limpieza.

Separe y lave todas las partes que entren en contacto con el pecho y la

leche inmediatamente después de su uso para evitar que los residuos de la leche se sequen y para prevenir el crecimiento de bacterias.

No guarde las partes húmedas o mojadas.

Durante la higienización con agua hirviendo, evitar que las piezas toquen el lado de la olla. Esto puede causar que las partes se deformen o se dañen.

El Nouri es para uso de una sola persona. Para evitar la contaminación, por favor no comparta la bomba.

Nota:

Lave las partes de Nouri Duo que entran en contacto con el pecho y la leche materna después de cada uso.

Desinfectar las partes de Nouri Duo que entran en contacto con el pecho y la leche materna una vez al día.

Guía de Instalación




1. Lávate bien las manos con agua y jabón.



2. Inserte el diafragma en el conector y asegúrese de que el borde esté encajado.




3. Ponga la tapa del diafragma en el conector y alinee las marcas triangulares de ambos componentes. El ángulo debe ser de aproximadamente 35 grados.



4. Enrosca la tapa del diafragma en el sentido de las agujas del reloj.



5. Enganche el escudo del pecho con el pico del conector y asegúrese de que estén bien fijados.




6. Inserta la válvula en el conector y asegúrate de que estén bien fijadas.





7. Atornille la botella en el conjunto del conector del escudo.



8. Conecta un lado del tubo en la tapa del diafragma. Conecte el otro lado del tubo con el tapón del orificio de aire de la unidad de bombeo.

Controles y Pantalla de la Bomba



1. **ON/OFF**
2. **Aumento de succión:** Aumentar la fuerza de succión
3. **Disminución de succión:** Reducir la fuerza de succión
4. **Interruptor de modo:** Cambiar entre el modo de masaje, el modo de expresión.
5. **Lámpara de noche:** Pulse para encender o apagar la lámpara. Presione una vez para un brillo bajo, dos veces para un brillo alto.
6. **Indicador del modo de masaje**
7. **Frecuencia:** Muestra la frecuencia de bombeo. La frecuencia se ajusta pulsando y manteniendo el botón del interruptor de modo hasta que el indicador de frecuencia parpadee. Use aumentar y disminuir para seleccionar la frecuencia de bombeo.
8. **Nivel de succión:** Muestra los niveles de succión. Use aumentar y disminuir para seleccionar el nivel de succión.
9. **Indicador de pausa / trabajo**

- 10. Indicador del nivel de la batería.** El icono parpadeante significa que la batería está baja.
- 11. Indicador de energía:** indica que el adaptador de energía está conectado y que la bomba se está cargando.
- 12. Tiempo de funcionamiento:** muestra el tiempo que la bomba ha sido utilizada desde que se encendió (el tiempo de expresión por defecto es de 30 minutos).


Ajustes del Modo

Modo	Nivel de succión	Frecuencia (ciclos/min)			
Masaje	1-5	45		50	
Expresión	1-12	20	24	28	32

Bombeo con Nouri Duo




1. Lávate bien las manos con agua y jabón y asegúrate de que tu pecho esté limpio.



2. Coloque los extractores de leche en sus pechos. Asegúrese de centrar los pezones. Si sólo se extrae leche de un pecho, asegúrese de insertar el enchufe del tubo en el extractor eléctrico.



3. Encienda el Nouri Duo manteniendo el botón de encendido. Tenga en cuenta que el bombeo se iniciará automáticamente, por lo que debe asegurarse de que el pecho esté en la posición correcta antes de encender el bombeo.




4. Cuando se encienda, el modo de masaje comenzará. Use los botones de aumento y disminución para encontrar un nivel de succión cómodo.




5. Para ajustar la frecuencia de bombeo, pulse y mantenga pulsado el botón de cambio de modo hasta que el indicador de frecuencia parpadee. Luego use aumentar y disminuir para seleccionar la frecuencia de bombeo.



6. Después de 2 minutos, el modo de expresión comenzará automáticamente. De nuevo, seleccione un nivel y una frecuencia de succión confortable.



7. Deje de bombear cuando la leche deje de fluir o cuando la botella esté llena. Para apagar, mantenga pulsado el botón de encendido.



8. Quita el tubo del conjunto de la botella.



9. Desenrosque la botella del conector del escudo. Utilice la tapa del biberón para sellar el biberón para el almacenamiento o la tetina de alimentación para la alimentación.

Nota:

- Una sola expresión no debe exceder de 20 minutos. Nouri Duo se apagará automáticamente una vez que el tiempo de trabajo exceda los 30 minutos.

- El usuario puede pausar el modo de expresión tocando el botón de encendido. Para comenzar a bombear de nuevo, toque el botón de encendido de nuevo.
- Ambos pechos deben usar la misma configuración de bombeo.
- Si no se extrae la leche durante el bombeo, inténtelo de nuevo más tarde.

Consejo

- Compresas calientes en el pecho antes de la extracción. La extracción de leche después de un baño puede ser útil ya que el cuerpo está caliente.
- Mientras esté amamantando, extraiga leche del otro seno, o extraiga el exceso de leche después de amamantar.
- Cambiar la posición de colocación en el pecho para estimular la secreción de leche.
- Practica usando Nourí hasta que encuentres el enfoque que más te convenga. Si se producen molestias durante el uso, por favor, consulte a un médico.

Almacenamiento de la Leche Materna

Ubicación de almacenamiento	Temperatura	Max. duración del almacenamiento
Habitación	16-29 °C (60-85 °F)	4 horas
Refrigerador	4 °C (39 °F)	4 días
Congelador	<-4 °C (25 °F)	0-6 meses

Lo anterior sólo se aplica a los bebés de un mes de edad. Por favor, consulte a un médico para más detalles.

Advertencia:

- No vuelva a congelar la leche descongelada.
- No mezcle la leche materna fresca con la leche descongelada.

Nota:

- La leche materna fresca debe almacenarse en el refrigerador o en el congelador.
- Asegúrate de poner fecha a la leche para su almacenamiento.



- Cuando se congela, el volumen máximo de leche debe ser $\frac{3}{4}$ de botella de almacenamiento. La leche puede expandirse durante la congelación.

Preparar la Leche Materna

Si la leche está refrigerada, pon el recipiente de la leche en agua caliente para calentarla. Agitar el recipiente para calentar la leche. Si la leche está congelada, descongéla en el refrigerador 24 horas antes de usarla. Una vez descongelada, caliéntela como leche refrigerada.

Usando el calentador de leche:

Enciende el calentador de leche y ponlo en 40°C. Ponga el recipiente de leche en el calentador.

*Capas de líquido pueden para cuando se usa leche congelada. Esto es normal. Por favor, agite bien el biberón antes de alimentarlo.

Precaución:

- No vuelva a calentar la leche descongelada.
- No use el horno microondas para descongelar la leche materna.
- No caliente la leche con agua hirviendo.
- Si se usa agua caliente para calentar la leche, pruebe la temperatura de la leche antes de alimentar.

Alimentación de la Leche Materna

Se recomienda que la lactancia materna esté bien establecida antes de alimentar al bebé con biberón.

- Siempre inspeccione el biberón, la tetina y otras partes antes y después de cada uso. Si la tetina aparece agrietada o rota, deje de usarla inmediatamente.
- Para prevenir el posible peligro de asfixia, pruebe la fuerza de la teta tirando de la porción del bulbo de la teta.
- No intente ampliar el agujero de la teta.
- Los bebés no deben ser alimentados con biberón sin la supervisión de un adulto.
- La tetina no debe usarse como chupete.
- Limpia y desinfecta el frasco antes de usarlo por primera vez y después de cada uso.

Cargando tu Nouri Duo

Para cargar el Nouri Duo, conecta el cable de carga USB a la bomba y a una toma de corriente. El indicador de carga y el nivel de la batería se mostrarán en la pantalla.

Cuando esté completamente cargado, el indicador de la batería dejará de parpadear y mostrará una batería llena.

El Nouri Duo puede ser usado durante la carga si es necesario.

La batería tiene un tiempo de carga de 3 horas y durará 90 minutos antes de necesitar ser recargada.

Cuándo empezar a usar Nouri

1. Si comienza a amamantar con éxito, le sugerimos que empiece a usar Nouri después de que se forme la secreción de leche y la alimentación regular. (Los extractores de leche se utilizan generalmente entre 2 y 4 semanas después del nacimiento del bebé)
2. La Bomba Nouri debe utilizarse en las siguientes circunstancias
 - Sino puede comenzar a amamantar, el bombeo regular ayuda a establecer y mantener la secreción de leche.
 - Cuando alimentas a tu bebé en el hospital.
 - Cuando sienta que su pecho se está hinchando o le duele, puede extraer leche entre las tomas para liberar la incomodidad.
 - Si su pezón está dolorido o agrietado y, por lo tanto, no puede alimentar a su bebé, puede extraer leche hasta que el pezón se recupere.
 - Si tiene que dejar a su bebé por un período de tiempo y por lo tanto no lo amamanta regularmente, puede extraer leche para mantener la secreción de leche funcional.

Solución de Problemas

Problema	Posibles causas	Solución
La bomba no funciona	<ul style="list-style-type: none">• Batería vacía	<ul style="list-style-type: none">• Recargar la batería
Labaja fuerza de succión	<ul style="list-style-type: none">• Fuga de aire en las posiciones de conexión (Válvula, diafragma, protector de pecho de silicona, tubo)• La ruta de salida del aire del sacaleches está bloqueada, por ejemplo, el tubo de succión está presionado o doblado, o hay varios en el tubo• No se ha encontrado ninguna causa	<ul style="list-style-type: none">• Revise todas las piezas de conexión para asegurarse de que están instaladas correctamente• Enderezar o limpiar los tubos de aire• Por favor, póngase en contacto con el proveedor



Problema	Posibles causas	Solución
No hay succión	<ul style="list-style-type: none"> • La válvula no está instalada o está dañada debido a la deformación • No se encontró ningún caso 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinstalar o reemplazar la válvula • Por favor, póngase en contacto con el proveedor

Advertencias

- Este producto es un aparato electrónico de precisión. Por favor, no lo use durante el baño. Por favor, manténgalo en un lugar fresco, seco y ventilado, evite la luz solar directa y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Desconecta el adaptador de corriente después de su uso.
- Este producto es sólo para uso personal. No lo use entre más de una persona para evitar la infección cruzada.
- No utilice un sacaleches durante el embarazo, porque la extracción temprana de la leche materna estimulará la contracción del útero, lo que puede provocar un aborto.
- No retire por la fuerza el protector de los senos. Por favor, apague y suavemente libere el sello entre el pecho y el escudo del pecho, y luego retire el escudo del pecho.
- Cuando desmonte o monte la bomba, asegúrese de montar cada pieza de acuerdo con la Guía de Instalación. Al desmontar y limpiar, por favor tenga cuidado de no perder las piezas pequeñas.
- Ajustar el nivel de succión de acuerdo con el físico individual para asegurar una cómoda extracción de leche.
- Por favor, límpiese con agua y desinfectese antes de usarla.

Información Técnica

Información Técnica	
Número de modelo	K-NRIDUO
Entrada de energía	AC100-240V, 50-60Hz, 0.3A
Salida de energía	5V-1A
Potencia nominal	3.6W
Capacidad de la batería	3.7V/800mAh
Peso neto	367g
Estándar ejecutivo	GB 4806.7-2016 GB 4806.11-2016 GB 4806.2-2015

Garantía

Se garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía se anulará si el producto se modifica o altera, si se somete a un mal uso o abuso, si se daña durante el transporte, si no se le da un cuidado responsable, si se cae, si el daño se produce por no seguir el folleto de instrucciones escrito que se adjunta o si se realizan reparaciones del producto sin la autorización de TensCare Ltd.

Repararemos, o a nuestra elección, sustuiremos gratuitamente, cualquier pieza necesaria para corregir el material o la mano de obra, o bien sustuiremos la unidad entera y se la devolveremos durante el período de garantía. De lo contrario, cotizaremos para cualquier reparación que se llevará a cabo tras la aceptación de nuestro presupuesto. Los beneficios conferidos por esta garantía se suman a todos los demás derechos y recursos con respecto al producto, que el consumidor tiene en virtud de la Ley de Protección al Consumidor de 1987.

Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser excluidas en virtud de la ley de consumo del Reino Unido. Tiene derecho a que los bienes sean reparados o reemplazados si no son de calidad aceptable.

Antes de enviar la unidad a servicio tome unos minutos para leer el manual y asegurarse de estar siguiendo todas las instrucciones.

En caso de que sea necesaria una reparación dentro del período de garantía, devuelva el dispositivo con los siguientes detalles:

1. Nombre:
2. Domicilio:
3. Teléfono:
4. E-mail:
5. Fecha de Compra:
6. Comprobante de Compra:

Devuelva la unidad a la siguiente dirección:

TensCare Ltd
PainAway House,
9 Blenheim Road,
Longmead Business Park,
Epsom, Surrey
KT19 9BE, UK

Si requiere alguna otra información contactarnos en nuestro número: +44 (0) 1372 723 434.



Contenu

Introduction	28
Contenu	28
Pièces de Pompe	28
Nettoyage et Stérilisation	29
Guide d'installation	30
Comment utiliser Nouri Duo	31
Réglages des Modes	32
Pompage avec Nouri Duo	33
Conservation du Lait Maternel	35
Préparer le Lait Maternel	35
L'alimentation au Lait Maternel	36
Recharger votre Nouri Duo	36
Quand commencer à utiliser Nouri	36
Problème	37
Avertissements	37
Informations Techniques	38
Garantie	39


Introduction

Nouri Duo est un tire-lait automatique, conçu pour offrir un confort et des performances optimales pendant que vous tirez votre lait. Le double tire-lait vous permet d'extraire le lait des deux seins simultanément, tandis que les coussins de massage doux stimulent le flux de lait. Huit forces d'aspiration assurent un pompage confortable et rapide, afin que les mères puissent profiter de chaque expression. L'écran LCD intégré affiche clairement la force de succion, le mode de fonctionnement et le niveau de la batterie. Le Nouri Duo est équipé d'une batterie rechargeable et de lumières intégrées, ce qui vous permet de tirer votre lait jour et nuit en tout confort.

Contenu

1 x corps de tire-lait	2 x capuchon de diaphragme
1 x câble USB	2 x diaphragme
2 x tubes	2 x connecteur de protection de la poitrine
2 x capuchon de tétine	4 x valve unidirectionnelle
2 x mamelon + anneau de mamelon	2 x biberon
2 x protège-poitrine en silicone	

Pièces de Pompe



Nettoyage et Stérilisation

Avant la première utilisation

Nettoyez et désinfectez les pièces ci-dessous avant d'utiliser votre Nouri Duo pour la première fois. Utilisez les instructions de nettoyage et d'assainissement suivantes.

- Protège-poitrine en silicone
- Connecteur de protection de la poitrine
- Valve unidirectionnelle
- Biberon

Après chaque utilisation

Nettoyez toutes les parties qui entrent en contact avec votre sein et votre lait maternel.

- Séparez toutes les pièces qui entrent en contact avec votre sein et votre lait maternel, en n'oubliant pas de retirer la valve du biberon du connecteur du protège mamelon.
- Séparez toutes les pièces qui entrent en contact avec votre sein et votre lait maternel.

Lavage dans l'évier

- Faites tremper toutes les pièces dans de l'eau chaude savonneuse pendant 5 minutes, puis nettoyez-les avec un torchon propre ou une brosse douce.
- Rincez toutes les parties à l'eau claire.
- Laissez les pièces sécher.

Lavage au lave-vaisselle:

- Lavez toutes les pièces séparées sur le panier supérieur du lave-vaisselle.
- Laissez sécher toutes les pièces.

Assainissement quotidien:

- Se laver soigneusement les mains.
- Séparez toutes les pièces qui entrent en contact avec votre sein et votre lait maternel, en n'oubliant pas de retirer la valve du biberon du connecteur du protège mamelon.
- Immergez les pièces dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes à l'aide d'une casserole ménagère.
- Laissez l'eau refroidir avant de retirer les pièces de l'eau.
- Placez les pièces sur une surface propre et/ou une serviette et laissez-les sécher.

Attention :

N'utilisez que de l'eau potable du robinet ou de l'eau en bouteille pour le nettoyage.

Séparez et lavez toutes les pièces qui entrent en contact avec le sein et le lait immédiatement après leur utilisation pour éviter que les résidus de lait ne sèchent et pour prévenir la croissance des bactéries.

Ne pas entreposer les pièces mouillées ou humides.

Lors de la désinfection à l'eau bouillante, évitez que les pièces ne touchent le côté du pot. Cela peut entraîner une déformation ou un endommagement des pièces.

Le Nouri est destiné à l'usage d'une seule personne. Pour éviter toute contamination, veuillez ne pas partager la pompe.

Remarque :

Lavez les pièces de Nouri Duo qui entrent en contact avec le sein et le lait maternel après chaque utilisation.

Assainissez les pièces Nouri Duo qui entrent en contact avec le sein et le lait maternel une fois par jour.

Guide d'installation




1. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.



2. Insérez le diaphragme dans le connecteur et assurez-vous que le bord est encliqueté.



3. Placez le capuchon du diaphragme sur le connecteur et alignez les marques triangulaires des deux composants. L'angle doit être d'environ 35 degrés.



4. Vissez le capuchon du diaphragme dans le sens des aiguilles d'une montre.




5. Emboîtez le plastron avec le bec du connecteur et assurez-vous qu'ils sont bien fixés.



6. Insérez la valve dans le connecteur et assurez-vous qu'ils sont bien fixés.




7. Vissez la bouteille dans le connecteur de blindage.



8. Insérez un côté du tuyau dans le capuchon de la membrane. Connectez l'autre côté du tuyau avec le bouchon du trou d'air de la pompe.

Comment utiliser Nouri Duo



1. ON/OFF
2. **Augmentation de l'aspiration:** Augmenter la force d'aspiration
3. **Diminution de l'aspiration:** Réduire la force d'aspiration

- 4. Changement de mode:** Commutation entre le mode massage, le mode expression.
- 5. Lampe de nuit:** Appuyez sur cette touche pour allumer/éteindre la lampe. Appuyez une fois pour une faible luminosité, deux fois pour une forte luminosité.
- 6. Indicateur du mode de massage**
- 7. Fréquence :** Indique la fréquence de pompage. La fréquence est ajustée en appuyant sur le bouton de l'interrupteur de mode et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur de fréquence clignote. Utilisez les touches d'augmentation et de diminution pour sélectionner la fréquence de pompage.
- 8. Niveau d'aspiration :** Indique les niveaux d'aspiration. Utilisez les touches d'augmentation et de diminution pour sélectionner le niveau de suction.
- 9. Indicateur de pause / travail**
- 10. Indicateur de niveau de batterie.** Le clignotement de l'icône signifie que la batterie est faible.
- 11. Indicateur d'alimentation:** indique que l'adaptateur électrique est.


Réglages des Modes

Mode	Niveau d'aspiration	Fréquence (cycles/min)			
		45	50	20	24
Massage	1-5	45	50		
Expression	1-12	20	24	28	32

Pompage avec Nouri Duo




1. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon et veillez à ce que votre poitrine soit propre.



2. Placez les tire-lait sur vos seins. Veillez à bien centrer vos mamelons. Si vous ne tirez qu'un seul sein, veillez à insérer le bouchon du tube sur le tire-lait électrique.



3. Allumez le Nouri Duo en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé. Notez que le pompage démarrera automatiquement, donc assurez-vous que le sein est correctement positionné avant d'allumer la pompe.




4. Lorsque vous allumez le Nouri Duo, le mode massage commence. Utilisez les boutons d'augmentation et de diminution pour trouver un niveau d'aspiration confortable.



5. Pour régler la fréquence de pompage, appuyez sur le bouton de changement de mode et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur de fréquence clignote. Utilisez ensuite les touches d'augmentation et de diminution pour sélectionner la fréquence de pompage.



6. Après 2 minutes, le mode d'expression commencera automatiquement. De nouveau, sélectionnez un niveau et une fréquence d'aspiration confortables.



7. Arrêtez le pompage lorsque le lait cesse de couler ou lorsque la bouteille est pleine. Pour éteindre, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé.



8. Retirez le tube de l'ensemble du biberon.



9. Dévissez le biberon du connecteur du protège mamelon. Utilisez le bouchon du biberon pour sceller le biberon pour le stockage ou la tétine pour l'alimentation.

Nota:

- Una sola expresión no debe exceder de 20 minutos. Nouri Duo se apagará automáticamente una vez que el tiempo de trabajo exceda los 30 minutos.
- L'utilisateur peut mettre en pause le mode expression en appuyant sur le bouton d'alimentation. Pour recommencer à pomper, appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche.
- Les deux seins doivent utiliser les mêmes paramètres de pompage.

Conseils

- Comprimez à chaud votre poitrine avant de tirer votre lait. Il peut être utile de pomper après un bain, car le corps est chaud.
- Pendant que vous allaitez, tirez du lait sur l'autre sein ou tirez du lait en surplus après la tétée.
- Changez la position de placement sur le sein pour stimuler la sécrétion de lait.
- Pratiquez l'utilisation de Nouri jusqu'à ce que vous find l'approche qui vous convient le mieux. Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation, veuillez consulter un médecin.

Conservation du Lait Maternel

Emplacement de stockage	Température	Max. durée de stockage
Pièce	16-29 °C (60-85 °F)	4 heures
Réfrigérateur	4 °C (39 °F)	4 journées
Congélateur	<-4 °C (25 °F)	0-6 mois

Ce qui précède ne s'applique qu'aux nourrissons âgés d'un mois ou plus. Veuillez consulter un médecin pour plus de détails.

Remarque:

- Le lait maternel frais doit être conservé dans un réfrigérateur ou un congélateur.
- Assurez-vous de dater le lait pour la conservation. Le lait ne doit pas être conservé au réfrigérateur pendant plus de 48 heures et au congélateur pendant plus de 3 mois.
- Le volume maximum de lait doit être de 3/4 de la bouteille de stockage. Le lait peut se dilater pendant la congélation.
- Ne pas recongeler le lait décongelé.
- Ne mélangez pas le lait maternel frais avec le lait décongelé.

Préparer le Lait Maternel

- Si le lait est frigorifié, mettez le récipient à lait dans de l'eau chaude pour chauffer le lait. Secouez le récipient pour faire chauffer le lait.
- Si le lait est congelé, décongelez-le dans le réfrigérateur 24 heures avant de l'utiliser. Une fois décongelé, réchauffez-le comme du lait réfrigéré..

Utiliser le chauffe-lait:

Allumez le chauffe-lait et réglez-le sur 40°C. Mettez le récipient à lait dans le chauffe-lait.

*Les couches de liquide peuvent être utilisées pour le lait congelé. Ceci est normal. Veuillez bien agiter le biberon avant de le nourrir.

Remarque:

- Ne pas réchauffer le lait décongelé.
- Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour décongeler le lait maternel
- Ne pas chauffer le lait avec de l'eau bouillante.
- Si de l'eau chaude est utilisée pour chauffer le lait, veuillez essayer la température du lait avant de le nourrir.

L'alimentation au Lait Maternel

Il est recommandé que l'allaitement maternel soit bien établi avant de donner le biberon à votre bébé.

- Inspectez toujours le biberon, la tétine et les autres parties avant et après chaque utilisation. Si la tétine semble fissurée ou déchirée, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, testez la résistance de la tétine en tirant sur la partie bulbueuse du trayon.
- N'essayez pas d'agrandir le trou de la tétine.
- Les nourrissons ne doivent pas être nourris au biberon sans la surveillance d'un adulte.
- La tétine ne doit pas être utilisée comme sucette.
- Nettoyez et désinfectez le biberon avant la première utilisation et après chaque utilisation.

Recharger votre Nouri Duo

Pour charger le Nouri Duo, branchez le câble de charge USB à la pompe et à une prise de courant. L'indicateur de charge et le niveau de la batterie s'afficheront sur l'écran.

Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de batterie cesse de clignoter et indique une batterie pleine.

Le Nouri Duo peut être utilisé pendant la charge si nécessaire.

La batterie a une durée de charge de 3 heures et durera 90 minutes avant de devoir être rechargée.

Quand commencer à utiliser Nouri

1. Si vous commencez à allaiter avec succès, nous vous conseillons de commencer à utiliser Nouri après la formation de sécrétions lactées et d'une alimentation régulière. (Les tire-lait sont généralement utilisés 2 à 4 semaines après la naissance du bébé)
2. La pompe Nouri doit être utilisée dans les circonstances suivantes
 - Si vous ne pouvez pas commencer à allaiter, un pompage régulier aide à établir et à maintenir la sécrétion de lait.
 - Lorsque vous nourrissez votre bébé à l'hôpital.
 - Lorsque vous sentez que votre sein est gonflé ou douloureux, vous pouvez tirer du lait entre les tétées pour soulager la gêne.
 - Si votre mamelon est douloureux ou fissuré et donc incapable de nourrir votre bébé, vous pouvez tirer du lait jusqu'à ce que le mamelon se rétablisse.

- Si vous devez laisser votre bébé pendant un certain temps et donc ne pas l'allaiter régulièrement, vous pouvez tirer du lait pour maintenir une sécrétion lactée fonctionnelle.

Problème

Problème	Causes possibles	Solution
La pompe ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie faible 	<ul style="list-style-type: none"> • Recharger la batterie
Faible force d'aspiration	<ul style="list-style-type: none"> • Fuite d'air aux points de raccordement (soupape, diaphragme, plastron en silicone, tuyau) • La sortie d'air du tire-lait est bloquée, par exemple le tuyau d'aspiration est comprimé ou plié, ou il y a des articles divers dans le tuyau • Aucune cause trouvée 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez toutes les pièces de raccordement pour vous assurer qu'elles sont correctement installées • Redresser ou nettoyer les tuyaux d'air • Veuillez contacter le fournisseur
No suction	<ul style="list-style-type: none"> • La vanne n'est pas installée ou est endommagée en raison d'une déformation • Aucune cause trouvée 	<ul style="list-style-type: none"> • Réinstallation ou remplacement de la valve • Veuillez contacter le fournisseur

Avertissements

- Ce produit est un appareil électronique de précision. Veuillez ne pas l'utiliser pendant le bain. Veuillez le conserver dans un endroit frais, sec et aéré, éviter la lumière directe du soleil et le garder hors de portée des enfants.
- Débranchez l'adaptateur électrique après utilisation.
- Ce produit est réservé à un usage personnel. Ne l'utilisez pas entre plusieurs personnes afin d'éviter une infection croisée.
- N'utilisez pas de tire-lait pendant la grossesse, car l'expression précoce du lait maternel stimulera la contraction de l'utérus, ce qui peut entraîner un avortement.
- N'enlevez pas de force la tétérèle du sein. Veuillez éteindre et relâcher doucement le joint entre le sein et le protège-poitrine, puis retirez le protège-poitrine du sein.

- Lors du démontage ou de l'assemblage de la pompe, veillez à assembler chaque pièce conformément au guide d'installation. Lors du démontage et du nettoyage, veillez à ne pas égarer/perdre les petites pièces.
- Réglez le niveau d'aspiration en fonction de votre physique pour assurer une expression confortable du lait.
- Veuillez nettoyer à l'eau et désinfecter avant utilisation.

Informations Techniques

Informations Techniques	
Numéro de modèle	K-NRIDUO
Puissance d'entrée	AC100-240V, 50-60Hz, 0.3A
Puissance de sortie	5V-1A
Puissance nominale	3.6W
Capacité de la batterie	3.7V/800mAh
Poids net	367g
Norme générale	GB 4806.7-2016 GB 4806.11-2016 GB 4806.2-2015

Garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie est nulle si le produit est modifié ou altéré, s'il est soumis à une mauvaise utilisation ou à un abus, s'il est endommagé pendant le transport, s'il manque de soin nécessaire, s'il est abandonné, s'il est endommagé parce qu'il n'a pas suivi le mode d'emploi écrit joint au produit ou si les réparations du produit sont effectuées sans l'autorisation de TensCare Ltd.

Nous réparerons ou, à notre choix, remplacerons gratuitement toute pièce nécessaire pour corriger le matériel ou la fabrication, ou remplacerons l'ensemble de l'appareil et vous le rendrons pendant la durée de la garantie. Dans le cas contraire, nous établirons un devis pour toute réparation qui sera effectuée sur acceptation de notre devis. Les avantages conférés par cette garantie s'ajoutent à tous les autres droits et recours relatifs au produit, dont dispose le consommateur en vertu de la loi de 1987 sur la protection des consommateurs.

Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi britannique sur la protection des consommateurs. Vous avez le droit de faire réparer ou remplacer les biens si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable.

Avant de renvoyer votre appareil, veuillez lire le mode d'emploi, vérifier que vous avez suivi les instructions et vérifier les résolutions de problèmes.

Si vous avez besoin de renvoyer l'appareil pour test pendant la période de garantie, veuillez renvoyer l'appareil avec les informations suivantes:

1. Nom:
2. Adresse:
3. Telephone:
4. E-mail:
5. Date D'achat:
6. Preuve De L'achat:

Veuillez renvoyer l'appareil à:

TensCare Ltd
PainAway House,
9 Blenheim Road,
Longmead Business Park,
Epsom, Surrey
KT19 9BE, UK

Pour toute information, contacter notre équipe au +44 (0) 1372 723 434.

Inhalt

Einführung	41
Inhalt des Kits	41
Pumpenteile	41
Reinigung und Sterilisation	42
Installationsanleitung	43
Pumpensteuerung und Anzeige	44
Modus-Einstellungen	45
Pumpen mit Nouri Duo	46
Aufbewahrung von Muttermilch	48
Muttermilch zubereiten	48
Füttern mit Muttermilch	49
Aufladen Ihres Nouri Duo	49
Wann Sie mit der Anwendung von Nouribeginnen sollten	49
Fehlerbehebung	50
Warnungen	50
Technische Informationen	51
Garantie	52



Einführung


Nouri Duo ist eine automatische Milchpumpe, die für optimalen Komfort und Leistung beim Abpumpen der Milch sorgt. Mit der Doppelpumpe können Sie Milch von beiden Brüsten gleichzeitig abpumpen, während die weichen Massagekissen den Milchfluss sanft stimulieren. Acht Saugkräfte sorgen für komfortables und schnelles Abpumpen, so dass die Mütter jeden Ausdruck genießen können. Der integrierte LCD-Bildschirm zeigt deutlich die Saugkraft, den Arbeitsmodus und den Batteriestand an. Die Nouri Duo verfügt über einen eingebauten Akku und integrierte Beleuchtung, so dass Sie Tag und Nacht bequem abpumpen können.

Inhalt des Kits

1 x Brustpumpenkörper
1 x USB-Kabel
2 x Rohr
2 x Nippelkappe
2 x Nippel + Nippelring
2 x Silikon-Brustschild

2 x Membrankopf
2 x Schlauchadapte
2 x Brustschildverbinder
4 x Einwegventil
2 x Saugflasche

Pumpenteile



Reinigung und Sterilisation

Vor der ersten Verwendung

Reinigen und desinfizieren Sie die unten aufgeführten Teile, bevor Sie Ihren Nouri Duo zum ersten Mal benutzen. Verwenden Sie die folgenden Reinigungs- und Desinfektionsanweisungen.

- Silikon-Brustschild
- Brustschildverbinder
- Einwegventil
- Saugflasche

Nach jeder Verwendung

Reinigen Sie alle Teile, die mit Ihrer Brust und der Muttermilch in Berührung kommen.

- Trennen Sie alle Teile, die mit Ihrer Brust und der Muttermilch in Berührung kommen, und denken Sie daran, das Flaschenventil vom Schildanschluss zu entfernen.
- Trennen Sie alle Teile, die mit Ihrer Brust und der Muttermilch in Berührung kommen.

Waschen im Waschbecken:

- Weichen Sie alle Teile 5 Minuten lang in warmer Seifenlauge ein und reinigen Sie sie dann mit einem sauberen Spültuch oder einer weichen Bürste.
- Spülen Sie alle Teile mit klarem Wasser ab.
- Lassen Sie die Teile trocknen.

Spülen im Geschirrspüler:

- Waschen Sie alle abgetrennten Teile im oberen Fach der Spülmaschine.
- Lassen Sie alle Teile trocknen.

Täglich desinfizieren

- Hände gründlich waschen.
- Trennen Sie alle Teile, die mit Ihrer Brust und der Muttermilch in Berührung kommen, und denken Sie daran, das Flaschenventil vom Schildanschluss zu entfernen.
- Tauchen Sie die Teile für 10 Minuten in kochendes Wasser mit einem Haushaltstopf.



- Lassen Sie das Wasser abkühlen, bevor Sie die Teile aus dem Wasser nehmen.
- Legen Sie die Teile auf eine saubere Oberfläche und/oder ein Handtuch und lassen Sie sie trocknen.

Vorsicht!

Verwenden Sie zur Reinigung nur Leitungswasser oder abgefülltes Wasser. Trennen und waschen Sie alle Teile, die mit der Brust und der Milch in Berührung kommen, sofort nach Gebrauch, um das Eintrocknen von Milchresten zu vermeiden und das Wachstum von Bakterien zu verhindern. Lagern Sie keine nassen oder feuchten Teile.

Vermeiden Sie während des Sanierens mit kochendem Wasser, dass die Teile den Rand des Topfes berühren. Dies kann dazu führen, dass sich die Teile verformen oder beschädigt werden.

Nouri ist für den Gebrauch durch eine Person bestimmt. Um Verunreinigungen zu vermeiden, teilen Sie die Pumpe bitte nicht.

Hinweis:

Waschen Sie die Teile des Nouri Duo, die mit der Brust und der Muttermilch in Berührung kommen, nach jedem Gebrauch.

Sanitisieren Sie die Teile des Nouri Duo, die mit der Brust und der Muttermilch in Berührung kommen, einmal täglich.

Installationsanleitung




1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife.



2. Setzen Sie die Membran in den Anschluss ein und stellen Sie sicher, dass der Rand eingerastet ist.



3. Setzen Sie den Membrankopf auf den Verbinder und richten Sie die Dreiecksmarkierungen auf beiden Komponenten aus. Der Winkel sollte etwa 35 Grad betragen.



4. Den Membrankopf im Uhrzeigersinn drehen.




5. Bringen Sie den Brustschild mit der Tülle des Verbinders in Eingriff und stellen Sie sicher, dass sie sicher befestigt sind.



6. Führen Sie das Ventil in den Anschluss ein und stellen Sie sicher, dass sie sicher befestigt sind.





7. Schrauben Sie die Flasche in die Schirmanschlussbaugruppe.



8. Eine Seite des Schlauches in den Membrankopf stecken. Verbinden Sie die andere Seite des Schlauchs mit dem Luftlochstopfen an der Pumpeneinheit.

Pumpensteuerung und Anzeige



1. ON/OFF

2. Erhöhung der Absaugung: Erhöhung der Saugkraft

3. Verringerung der Absaugung: Saugkraft verringern

4. Modus-Schalter: Umschalten zwischen Massagemodus, Ausdrucksmodus.

5. Nachtlampe: Drücken, um die Lampe ein-/auszuschalten. Drücken Sie einmal für niedrige Helligkeit, zweimal für hohe Helligkeit.

6. Massage-Modus-Anzeige

7. Frequenz: Zeigt die Pumpfrequenz an. Die Frequenz wird eingestellt, indem Sie die Betriebsartentaste gedrückt halten, bis die Frequenzanzeige blinkt. Verwenden Sie Erhöhen und Verringern, um die Pumpfrequenz auszuwählen.

8. Ansaugpegel: Zeigt die Saugstufen an. Verwenden Sie Erhöhen und Verringern, um die Saugstufe auszuwählen.

9. Pause / Arbeitsanzeige

10. Anzeige des Batteriestands. Ein blinkendes Symbol bedeutet, dass die Batterie schwach ist.

11. Stromanzeige: zeigt an, dass der Stromadapter angeschlossen ist und die Pumpe aufgeladen wird.

12. Arbeitszeit: zeigt an, wie lange die Pumpe seit dem Einschalten benutzt wurde (die Standardausdruckzeit beträgt 30 Minuten).


Modus-Einstellungen

Modus	Ansaugpegel	Frequenz (Zyklen/min)			
Massage	1-5	45		50	
Ausdruck	1-12	20	24	28	32

Pumpen mit Nouri Duo




1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife und achten Sie darauf, dass Ihre Brust sauber ist.



2. Setzen Sie die Brustpumpen auf Ihre Brüste. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Brustwarzen zentrieren. Wenn Sie nur eine Brust abpumpen, achten Sie darauf, dass Sie den Schlauchstecker an der elektrischen Pumpe einstecken.



3. Schalten Sie die Nouri Duo ein, indem Sie die Netztaaste gedrückt halten. Beachten Sie, dass der Abpumpvorgang automatisch beginnt. Stellen Sie daher sicher, dass die Brust richtig positioniert ist, bevor Sie die Pumpe einschalten.




4. Beim Einschalten beginnt der Massagemodus. Verwenden Sie die Tasten zum Erhöhen und Verringern, um eine angenehme Saugstufe zu finden.



5. Um die Pumpfrequenz einzustellen, halten Sie die Betriebsartentaste gedrückt, bis die Frequenzanzeige blinkt. Verwenden Sie dann die Tasten Erhöhen und Verringern, um die Pumpfrequenz auszuwählen.



6. Nach 2 Minuten beginnt automatisch der Expressionsmodus. Wählen Sie erneut eine angenehme Saugstufe und Frequenz.



7. Hören Sie auf zu pumpen, wenn die Milch nicht mehr fließt oder wenn die Flasche voll ist. Zum Ausschalten halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt.



8. Entfernen Sie den Schlauch von der Flaschenbaugruppe.



9. Schrauben Sie die Flasche vom Schildanschluss ab. Verwenden Sie den Flaschendeckel, um die Flasche für die Lagerung zu verschließen, oder den Fütterungssauger für die Fütterung.

Hinweis:

- Ein einzelner Ausdruck sollte nicht länger als 20 Minuten dauern. Nouri Duo schaltet sich automatisch ab, sobald eine einzelne Arbeitszeit 30 Minuten überschreitet.
- Der Benutzer kann den Ausdrucksmodus durch Antippen der Netztaaste anhalten. Um den Pumpvorgang erneut zu starten, tippen Sie erneut auf die Einschalttaaste.
- Beide Brüste müssen die gleichen Abpumpeinstellungen verwenden.

Ratschläge

- Drücken Sie Ihre Brust vor dem Abpumpen heiß zusammen. Das Abpumpen nach einem Bad kann nützlich sein, da der Körper warm ist.
- Während Sie stillen, pumpen Sie Milch an der anderen Brust ab, oder pumpen Sie überschüssige Milch nach dem Stillen ab.
- Ändern Sie die Platzierungsposition auf der Brust, um die Milchabsonderung anzuregen.
- Üben Sie die Verwendung von Nouri, bis Sie den für Sie am besten geeigneten Ansatz gefunden haben. Falls während der Anwendung Beschwerden auftreten, konsultieren Sie bitte einen Arzt.

Aufbewahrung von Muttermilch

Speicherort	Temperatur	Max. Lagerdauer
Zimmer	16-29 °C (60-85 °F)	4 Stunden
Kühlschrank	4 °C (39 °F)	4 Tage
Gefrierschrank	<-4 °C (25 °F)	0-6 Monate

Dies gilt nur für Kleinkinder, die einen Monat älter sind. Bitte konsultieren Sie einen Arzt für weitere Einzelheiten.

Warnung:

Gefrieren Sie aufgetaute Milch nicht wieder ein.
Mischen Sie keine frische Muttermilch mit aufgetauter Milch.

Hinweis:

- Frische Muttermilch sollte im Kühlschrank oder Gefrierschrank aufbewahrt werden.
- Achten Sie darauf, die Milch für die Lagerung zu datieren.
- Beim Einfrieren sollte das maximale Milchvolumen $\frac{3}{4}$ der Vorratsflasche betragen. Milch kann sich beim Einfrieren ausdehnen.

Muttermilch zubereiten

- Wenn die Milch gekühlt wird, stellen Sie den Milchbehälter in warmes Wasser, um die Milch zu erhitzen. Schütteln Sie den Behälter, um die Milch durchzuwärmen.
- Wenn die Milch gefroren ist, lassen Sie sie 24 Stunden vor der Verwendung im Kühlschrank auftauen. Sobald die Milch aufgetaut ist, erwärmen Sie sie als gekühlte Milch.

Verwendung eines Milcherhitzers:

Schalten Sie den Milcherhitzer ein und stellen Sie ihn auf 40°C. Milchbehälter in den Erhitzer stellen.

*Flüssigkeitsschichten können bei Verwendung von gefrorener Milch verwendet werden. Dies ist normal. Bitte Flasche vor dem Füttern gut schütteln.

Warnung:

- Aufgetaute Milch nicht wieder erhitzen.
- Verwenden Sie zum Auftauen der Muttermilch keinen Mikrowellenherd.
- Milch nicht mit kochendem Wasser erhitzen.
- Wenn heißes Wasser zum Erhitzen von Milch verwendet wird, probieren Sie bitte die Milchtemperatur vor der Fütterung aus.



Füttern mit Muttermilch

Es wird empfohlen, dass das Stillen gut etabliert ist, bevor Sie Ihr Baby mit der Flasche füttern.

- Überprüfen Sie immer die Flasche, den Sauger und andere Teile vor und nach jedem Gebrauch. Wenn der Sauger rissig oder zerrissen erscheint, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Um eine mögliche Erstickungsgefahr zu vermeiden, testen Sie die Festigkeit des Saugers, indem Sie an der Birne des Saugers ziehen.
- Versuchen Sie nicht, das Nuckelloch zu vergrößern.
- Säuglinge dürfen nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen mit der Flasche gefüttert werden.
- Die Zitze sollte nicht als Schnuller verwendet werden.
- Reinigen und desinfizieren Sie die Flasche vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch.

Aufladen Ihres Nouri Duo

Um die Nouri Duo zu laden, schließen Sie das USB-Ladekabel an die Pumpe und eine Steckdose an. Die Ladeanzeige und der Akkustand werden auf dem Display angezeigt.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, hört die Akkuanzeige auf zu blinken und zeigt einen vollen Akku an.

Das Nouri Duo kann bei Bedarf auch während des Ladevorgangs verwendet werden.

Die Batterie hat eine Ladezeit von 3 Stunden und reicht für 90 Minuten, bevor sie wieder aufgeladen werden muss.

Wann Sie mit der Anwendung von Nouribeginnen sollten

1. Wenn Sie erfolgreich mit dem Stillen beginnen, empfehlen wir ,mit der Einnahme von Nourizu beginnen , nachdem sich regelmäßige Milchabsonderung und Nahrungsaufnahme gebildet haben. (Brustpumpen werden in der Regel 2-4 Wochen nach der Geburt des Babys verwendet)
2. Die Nouri-Pumpe sollte unter den folgenden Umständen verwendet werden
 - Wenn Sie nicht mit dem Stillen beginnen können, hilft regelmäßiges Abpumpen bei der Bildung und Aufrechterhaltung der Milchabsonderung.
 - Wenn Sie Ihr Baby im Krankenhaus füttern.

- Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Brust anschwillt oder schmerzt, können Sie zwischen dem Stillen Milch abpumpen, um die Beschwerden zu lindern.
- Wenn Ihre Brustwarze schmerzt oder rissig ist und Sie Ihr Baby deshalb nicht ernähren können, können Sie Milch abpumpen, bis sich die Brustwarze erholt hat.
- Wenn Sie Ihr Baby für eine gewisse Zeit verlassen müssen und deshalb nicht regelmässig stillen, können Sie Milch abpumpen, um eine funktionierende Milchabsonderung zu erhalten.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Pumpe funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Leere Batterie 	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie aufladen
Faible force d'aspiration	<ul style="list-style-type: none"> • Luftleckage an Anschlusspositionen (Ventil, Membran, Silikon-Brustschild, Schlauch) • Der Auslassluftweg der Brustpumpe ist blockiert, z.B. das Saugrohr ist gepresst oder gebogen, oder es befinden sich verschiedene Dinge im Rohr • Keine Ursache gefunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie alle Verbindungsteile, um sicherzustellen, dass sie richtig installiert sind • Luftschläuche begradigen oder reinigen • Bitte kontaktieren Sie den Lieferanten
No suction	<ul style="list-style-type: none"> • Das Ventil ist nicht installiert oder durch Verformung beschädigt • Kein Fall gefunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Ventil wieder einbauen oder ersetzen • Bitte kontaktieren Sie den Lieferanten

Warnungen

- Bei diesem Produkt handelt es sich um ein elektronisches Präzisionsgerät. Bitte benutzen Sie es nicht während des Badens. Bitte bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort auf, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker.
- Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht zwischen mehr als einer Person, um Kreuzinfektionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie während der Schwangerschaft keine Brustpumpe, da eine frühe Expression der Muttermilch die Gebärmutterkontraktion stimuliert, was zu einem Schwangerschaftsabbruch führen kann.
- Das Brustschild nicht gewaltsam von der Brust entfernen. Bitte schalten Sie das Gerät aus und lösen Sie vorsichtig die Dichtung zwischen der Brust und dem Brustschild, und entfernen Sie dann das Brustschild von der Brust.
- Bei der Demontage oder Montage der Pumpe ist darauf zu achten, dass jedes Teil entsprechend dem Installationshandbuch zusammengebaut wird. Achten Sie bei der Demontage und Reinigung darauf, dass die Kleinteile nicht verlegt/verloren werden.
- Stellen Sie die Saugstärke entsprechend dem individuellen Körperbau ein, um einen komfortablen Milchausdruck zu gewährleisten.
- Bitte vor Gebrauch mit Wasser reinigen und desinfizieren.

Technische Informationen

Technische Informationen	
Modell-Nummer	K-NRIDUO
Leistungsaufnahme	AC100-240V, 50-60Hz, 0.3A
Leistung	5V-1A
Nennleistung	3.6W
Kapazität der Batterie	3.7V/800mAh
Nettogewicht	367g
Ausführender Standard	GB 4806.7-2016 GB 4806.11-2016 GB 4806.2-2015

Garantie

Für dieses Produkt wird für ein Jahr ab Kaufdatum garantiert, dass es frei von Herstellungsfehlern ist. Diese Garantie ist ungültig, wenn das Produkt modifiziert oder verändert wird, wenn es missbräuchlich oder missbräuchlich verwendet wird, wenn es beim Transport beschädigt wird, wenn es nicht verantwortungsbewusst behandelt wird, wenn es fallen gelassen wird, wenn Schäden aufgrund der Nichtbeachtung der beiliegenden schriftlichen Bedienungsanleitung auftreten oder wenn Reparaturen am Produkt ohne Genehmigung von TensCare Ltd. durchgeführt werden.

Wir reparieren oder ersetzen nach unserem Ermessen kostenlos alle Teile, die zur Korrektur von Material oder Verarbeitung erforderlich sind, oder ersetzen das gesamte Gerät und senden es während der Garantiezeit an Sie zurück. Andernfalls erstellen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag für jede Reparatur, die nach Annahme unseres Kostenvoranschlags durchgeführt wird. Die durch diese Garantie gewährten Vorteile kommen zu allen anderen Rechten und Rechtsmitteln in Bezug auf das Produkt hinzu, die dem Verbraucher gemäß dem Verbraucherschutzgesetz von 1987 zustehen. Unsere Waren werden mit Garantien geliefert, die nach dem britischen Verbraucherrecht nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben das Recht, die Waren reparieren oder ersetzen zu lassen, wenn die Waren nicht von akzeptabler Qualität sind.

Bevor Sie Ihr Gerät an uns zurücksenden lesen Sie Ihre Gebrauchsanweisung und halten Sie sich an die Instruktionen.

Wenn ihr Gerät repariert werden muss und es sich in der Garantiezeit befindet, bitte senden Sie das Gerät mit folgenden Angaben zurück:

1. Name:
2. Adresse:
3. Telefon:
4. E-mail:
5. Kaufdatum:
6. Kaufbeleg:

Bitte senden Sie das Gerät an:

TensCare Ltd
PainAway House,
9 Blenheim Road,
Longmead Business Park,
Epsom, Surrey
KT19 9BE, UK

Bitte rufen Sie für weitere Informationen +44 (0) 1372 723 434.



Contenuti

Introduzione	54
Contenuto del Kit	54
Parti della Pompa	54
Pulizia e Sterilizzazione	55
Guida all'installazione	56
Comment utiliser Nouri Duo	57
Impostazioni Modalità	58
Pompaggio con Nouri Duo	58
Conservazione del Latte Materno	60
Preparazione del Latte Materno	61
Alimentazione del Latte Materno	61
Alimentazione	62
Quando iniziare a usare Nouri	62
Risoluzione dei Problemi	62
Avvertenze	63
Garanzia	64


Introduzione

Nouri Duo è un tiralatte automatico, progettato per fornire un comfort e prestazioni ottimali mentre si esprime il latte. Il tiralatte a doppia pompa permette di esprimere il latte di entrambi i seni contemporaneamente, mentre i morbidi cuscinetti massaggianti stimolano delicatamente il flusso del latte. Otto forze di aspirazione assicurano un pompaggio comodo e veloce, in modo che le mamme possano sfruttare ogni estrazione. Lo schermo LCD integrato visualizza chiaramente la forza di aspirazione, la modalità di lavoro e il livello della batteria. Nouri Duo è dotato di una batteria ricaricabile integrata e di luci integrate, che consentono di pompare giorno e notte in tutta comodità.

Contenuto del Kit

1 x Pompa elettrica	2 x tappo diaframma
1 x adattatore USB	2 x diaframma
2 x tubi	2 x connettore per seno
2 x cappuccio capezzolo	4 x valvola unidirezionale
2 x capezzolo + anello capezzolo	2 x biberon
2 x seno in silicone	

Parti della Pompa



Pulizia e Sterilizzazione

Prima del primo utilizzo

Pulire e disinfettare le parti sottostanti prima di usare Nouri Duo per la prima volta. Usare le seguenti istruzioni per la pulizia e l'igienizzazione.

- Seno in silicone
- connettore per seno
- valvola unidirezionale
- biberon

Dopo ogni utilizzo

Pulire tutte le parti che vengono a contatto con il seno e il latte materno.

- Separare tutte le parti che entrano in contatto con il seno e con il latte materno, ricordando di rimuovere la valvola del biberon dal connettore della protezione.
- Separare tutte le parti che entrano in contatto con il seno ed il latte materno.

Lavaggio nel lavandino:

- Immergere tutte le parti in acqua tiepida e saponata per 5 minuti e poi pulire con un canovaccio pulito o una spazzola morbida.
- Sciacquare tutte le parti con acqua limpida.
- Lasciare le parti ad asciugare.

Lavaggio in lavastoviglie:

- Lavare tutte le parti separate sul ripiano superiore della lavastoviglie.
- Lasciare le parti ad asciugare.

Disinfettare giornalmente:

- Lavare accuratamente le mani.
- Separare tutte le parti che entrano in contatto con il seno e con il latte materno, ricordando di rimuovere la valvola del biberon dal connettore della protezione.
- Immergere le parti in acqua bollente per 10 minuti utilizzando una pentola per uso domestico.
- Lasciare raffreddare l'acqua prima di rimuovere le parti dall'acqua.
- Posizionare le parti su una superficie pulita e/o un asciugamano e lasciare asciugare.

Attenzione:

Per la pulizia utilizzare solo acqua potabile del rubinetto o acqua in bottiglia. Separare e lavare tutte le parti che entrano in contatto con il seno e il latte subito dopo il loro utilizzo per evitare che i residui di latte si asciugano e per prevenire la crescita di batteri.

Non conservare le parti bagnate o umide.

Durante l'igienizzazione con acqua bollente, evitare che le parti entrino in contatto con il lato della pentola. Questo può causare la deformazione o il danneggiamento delle parti.

Nouri è destinato ad essere utilizzato da una sola persona. Per evitare la contaminazione, non condividere la pompa.

Nota:

Lavare le parti di Nouri Duo che entrano in contatto con il seno e il latte materno dopo ogni utilizzo.

Disinfettare una volta al giorno le parti di Nouri Duo che entrano in contatto con il seno e il latte materno.

Guida all'installazione




1. Lavare bene le mani con acqua e sapone.



2. Inserire il diaframma nel connettore e assicurarsi che il bordo sia inserito.



3. Mettere il tappo del diaframma sul connettore e allineare i segni del triangolo su entrambi i componenti. L'angolo dovrebbe essere di circa 35 gradi.



4. Avvitare il cappuccio del diaframma in senso orario.




5. Agganciare lo schermo mammario con il beccuccio del connettore e assicurarsi che sia fissato saldamente.



6. Inserire la valvola nel connettore e assicurarsi che sia fissata saldamente.




7. Avvitare la bottiglia nel connettore della protezione.



8. Inserire un lato del tubo nel tappo del diaframma. Collegare l'altro lato del tubo con il tappo del foro dell'aria sul gruppo pompa.

Comment utiliser Nouri Duo



1. ON/OFF

2. **Aumento dell'aspirazione:** Aumento della forza di aspirazione

3. **Diminuzione dell'aspirazione:** Ridurre la forza di aspirazione

4. **Interruttore di modalità:** Commutazione tra modalità di massaggio, modalità di estrazione.

5. **Lampada da notte:** Premere per accendere/spengere la lampada. Premere una volta per la bassa luminosità, due volte per l'alta luminosità.

6. **Indicatore modalità massaggio**

7. **Frequenza:** Indica la frequenza di pompaggio. La frequenza viene regolata tenendo premuto il pulsante di selezione della modalità fino a quando l'indicatore della frequenza lampeggia. Utilizzare il tasto di incremento e decremento per selezionare la frequenza di pompaggio.

8. **Livello di aspirazione:** Indica i livelli di aspirazione. Usare il tasto di incremento e decremento per selezionare il livello di aspirazione.

9. **Indicatore di pausa / lavoro**

10. **Indicatore di livello della batteria.** L'icona lampeggiante indica che la batteria è scarica.

11. Indicatore di alimentazione: indica che l'adattatore di alimentazione è collegato e che la pompa è in carica.

12. Tempo di funzionamento: mostra da quanto tempo la pompa è stata utilizzata dall'accensione (il tempo di estrazione predefinito è di 30 minuti).


Impostazioni Modalità

Modalità	Livello di Aspirazione	Frequenza (cicli/min)			
Massaggio	1-5	45		50	
Espressione	1-12	20	24	28	32

Pompaggio con Nouri Duo




1. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e assicurarsi che il seno sia pulito.



2. Posizionare il tiralatte sul seno. Assicurarsi di centrare il capezzolo. (consultare il diagramma della posizione del capezzolo). Se si pompa solo un seno, assicurarsi di inserire la spina del tubo della pompa elettrica.



3. Attivare Nouri Duo tenendo premuto il pulsante di accensione. Nota: il pompaggio si avvia automaticamente, quindi bisogna assicurarsi che il seno sia posizionato correttamente prima di accendere la pompa.




4. All'accensione viene attivata la modalità massaggio. Usare i pulsanti di incremento e decremento per trovare un livello di aspirazione confortevole.



5. Per regolare la frequenza di pompaggio, premere e tenere premuto il pulsante di selezione della modalità fino a quando l'indicatore della frequenza non lampeggia. Quindi utilizzare il tasto di incremento e decremento per selezionare la frequenza di pompaggio.



6. Dopo 2 minuti, la modalità di espressione inizierà automaticamente. Nuovamente, selezionare un livello e una frequenza di aspirazione confortevole.



7. Smettere di pompare quando il latte cessa di scorrere o quando la bottiglia è piena. Per spegnere, tenere premuto il pulsante di accensione.



8. Rimuovere il tubo dal blocco della bottiglia.



9. Svitare la bottiglia dal connettore della protezione. Usare il tappo della bottiglia per sigillare la bottiglia per la conservazione o la tettarella per la somministrazione.

Nota:

- Una singola estrazione non dovrebbe superare i 20 minuti. Nouri Duo si spegne automaticamente quando un singolo tempo di lavoro supera i 30 minuti.
- L'utente può mettere in pausa la modalità di espressione premendo il pulsante di accensione. Per iniziare a pompare nuovamente, toccare di nuovo il pulsante di accensione.
- Entrambi i seni devono utilizzare le stesse impostazioni di pompaggio.

Consigli

- Comprimerne a caldo il seno prima di pompare. Il pompaggio dopo il bagno può essere utile quando il corpo è caldo.
- Durante l'allattamento, pompare il latte sull'altro seno o pompare il latte in eccesso dopo la poppata.
- Cambiare la posizione sul seno per stimolare la secrezione del latte.
- Fare pratica con Nouri fino a quando non si trova l'approccio più adatto per se stessi. Se si verifica un fastidio durante l'uso, consultare un medico.

Conservazione del Latte Materno

Ripostiglio	Temperatura	Max. durata della conservazione
Camera	16-29 °C (60-85 °F)	4 ore
Frigorifero	4 °C (39 °F)	4 giorni
Congelatore	<-4 °C (25 °F)	0-6 mesi

Quanto sopra vale solo per i neonati di un mese di età superiore. Si prega di consultare un medico per maggiori dettagli.

Attenzione:

- Non ricongelare il latte scongelato.
- Non mescolare il latte materno fresco con il latte scongelato.

Nota:

- Il latte materno fresco deve essere conservato in frigorifero o in congelatore.
- Assicurarsi di datare il latte per la conservazione.
- Durante il congelamento, il volume massimo del latte dovrebbe essere pari a $\frac{3}{4}$ della bottiglia. Il latte può espandersi durante il congelamento.

Preparazione del Latte Materno

- Se il latte è refrigerato, mettere il contenitore del latte in acqua calda per riscaldarlo. Agitare il contenitore per riscaldare il latte.
- Se il latte è congelato, scongelarlo in frigorifero 24 ore prima dell'uso. Una volta scongelato, scaldarlo come latte refrigerato.

Uso dello scaldalatte:

Accendere il riscaldatore del latte e impostarlo su 40°C. Mettere il contenitore del latte nel riscaldatore.

*Possono formarsi strati di liquido quando si utilizza il latte congelato. È normale. Agitare bene la bottiglia prima della poppata.

Avvertimento:

- Non riscaldare nuovamente il latte scongelato.
- Non utilizzare il forno a microonde per scongelare il latte materno.
- Non scaldare il latte con acqua bollente.
- Se si utilizza acqua calda per riscaldare il latte, provare la temperatura del latte prima dell'alimentazione.

Alimentazione del Latte Materno

Si consiglia di assicurarsi che l'allattamento al seno sia ben consolidato prima di allattare il bambino con il biberon.

- Controllare sempre la bottiglia, la tettarella e le altre parti prima e dopo ogni uso. Se la tettarella dovesse essere screpolata o lesa, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Per prevenire eventuali rischi di soffocamento, prova la forza della tettarella tirando la parte bulbosa della tettarella.
- Non tentare di allargare il foro della tettarella.
- I neonati non devono essere alimentati con il biberon senza la supervisione di un adulto.
- La tettarella non deve essere usata come ciuccio.
- Pulire e disinfettare la bottiglia prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo.

Alimentazione

- Um die Nouri Duo zu laden, schließen Sie das USB-Ladekabel an die Pumpe und eine Steckdose an. Die Ladeanzeige und der Akkustand werden auf dem Display angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, hört die Akkuanzeige auf zu blinken und zeigt einen vollen Akku an.
- Das Nouri Duo kann bei Bedarf auch während des Ladevorgangs verwendet werden.
- Die Batterie hat eine Ladezeit von 3 Stunden und reicht für 90 Minuten, bevor sie wieder aufgeladen werden muss.

Quando iniziare a usare Nouri

1. Se si inizia l'allattamento al seno con successo, si consiglia di iniziare a usare Nouri dopo la regolare secrezione di latte e la formazione di una regolare alimentazione. (I tiralatte vengono utilizzati solitamente 2-4 settimane dopo la nascita del bambino)
2. Nouri Duo deve essere utilizzata nelle seguenti circostanze
 - Se non è possibile iniziare l'allattamento al seno, un regolare pompaggio aiuta a stabilire e sostenere la secrezione di latte.
 - Quando allattate il vostro bambino in ospedale.
 - Quando sentite che il vostro seno è gonfio o doloroso, potete pompare il latte tra una poppata e l'altra per liberare il disagio.
 - Se il capezzolo è doloroso o screpolato e quindi non è in grado di nutrire il bambino, è possibile pompare il latte fino a quando il capezzolo non si riprende.
 - Se dovete lasciare il vostro bambino per un certo periodo di tempo e quindi non allattate regolarmente, potete pompare il latte per mantenere la secrezione di latte funzionale.

Risoluzione dei Problemi

Problema	Possibili cause	Soluzione
La pompa non funziona	<ul style="list-style-type: none">• Batteria scarica	<ul style="list-style-type: none">• Ricaricare la batteria

Problema	Possibili cause	Soluzione
Bassa forza di aspirazione	<ul style="list-style-type: none"> • Perdite d'aria nelle posizioni di collegamento (valvola, diaframma, schermo seno in silicone, tubi) • Il percorso dell'aria in uscita del tiralatte è bloccato, ad esempio il tubo di aspirazione è pressato o piegato, oppure ci sono dei prendisole nel tubo • Nessuna causa trovata 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare tutte le parti di collegamento per assicurarsi che siano installate correttamente • Raddrizzare o pulire i tubi dell'aria • Si prega di contattare il fornitore
Nessuna aspirazione	<ul style="list-style-type: none"> • La valvola non è installata o è danneggiata a causa di deformazioni • Nessun caso trovato 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinstallare o sostituire la valvola • Contattare il fornitore

Avvertenze

- Questo prodotto è un apparecchio elettronico di precisione. Si prega di non utilizzarlo durante il bagno. Si prega di tenerlo in un luogo fresco, asciutto e ventilato, evitare la luce diretta del sole e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Scollegare l'adattatore di alimentazione dopo l'uso.
- Questo prodotto è solo per uso personale. Non utilizzarlo tra più persone per evitare infezioni crociate.
- Non utilizzare un tiralatte durante la gravidanza, perché l'estrazione precoce del latte materno stimolerà la contrazione uterina che può portare all'aborto.
- Non rimuovere con la forza lo schermo mammario dal seno. Spegner e rilasciare delicatamente il sigillo tra il seno e la mascherina, quindi rimuovere la protezione dal seno.
- Quando si smonta o si assembla la pompa, assicurarsi di assemblare ogni parte secondo la Guida all'installazione. Durante lo smontaggio e la pulizia, fare attenzione a non perdere le piccole parti.
- Impostare il livello di aspirazione in base alla corporatura individuale per garantire un'estrazione confortevole del latte.
- Si prega di pulire con acqua e disinfettare prima dell'uso.

Informazioni Tecniche	
Numero Modello	K-NRIDUO
Potenza in Ingresso	AC100-240V, 50-60Hz, 0.3A
Potenza in Uscita	5V-1A
Potenza Nominale	3.6W
Capacità Batteria	3.7V/800mAh
Peso Netto	367g
Standard Esecutivo	GB 4806.7-2016 GB 4806.11-2016 GB 4806.2-2015

Garanzia

Questo prodotto è garantito esente da difetti di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto. Questa garanzia è nulla se il prodotto viene modificato o alterato, se è soggetto ad uso improprio o abuso, se viene danneggiato durante il trasporto, se viene fatto cadere, se si verifica un danno a causa della mancata osservanza del libretto di istruzioni scritto allegato, o se le riparazioni del prodotto vengono effettuate senza l'autorizzazione della TensCare Ltd.

Ripareremo o, a nostra discrezione, sostituiremo gratuitamente le parti necessarie per correggere il materiale o la lavorazione, oppure sostituiremo l'intera unità e vi restituiremo l'unità durante il periodo di garanzia. In caso contrario, faremo un preventivo per qualsiasi riparazione che sarà effettuata all'accettazione del nostro preventivo. I vantaggi conferiti dalla presente garanzia si aggiungono a tutti gli altri diritti e rimedi relativi al prodotto, di cui il consumatore dispone ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori del 1987.

I nostri prodotti vengono forniti con garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legge britannica sui consumatori. Avete il diritto di far riparare o sostituire la merce se la merce non è di qualità accettabile.

Prima di inviarci l'unità per la riparazione, leggere il manuale e assicurarsi di aver seguito tutte le istruzioni che esso impone.

Qualora fosse necessaria una riparazione entro il periodo di garanzia, restituire il dispositivo con i seguenti dettagli:

1. Nome:
2. Indirizzo:
3. Telefono:
4. E-Mail:
5. Data Di Acquisto:
6. Prova Di Acquisto:

Si prega di restituire l'unità a:

TensCare Ltd
PainAway House,
9 Blenheim Road,
Longmead Business Park,
Epsom, Surrey
KT19 9BE, UK

Per ulteriori informazioni, contattaci a: +44 (0) 1372 723 434.

Notes

Follow us

TensCare aim to give you the best possible product and service. We listen to your suggestions and are constantly trying to improve our products. We also want to learn about the way our products are used, and the benefits they give. If you have anything you would like to share with us, please get in touch.



TensCare Ltd



@TensCareLtd



TensCare Limited



@tenscareLtd

nouri



TensCare Ltd. 9 Blenheim Rd,
Epsom, Surrey, KT19 9BE, U.K.
+44 (0) 1372 723 434

I-NRIDUO-ML [UK,ES,FR,DE,IT] Rev 1.0 08/21

TensCare™