

nouri pump

User Manual
Manual del usuario
Mode d'emploi
Benutzerhandbuch
Manuale d'uso

TensCare™

Contents

Contents	
Introduction	3
Kit Contents	3
Pump Parts	3
Cleaning and Sterilising	4
Installation Guide	5
Pumping with Nouri	6
Storing Breast Milk	7
Preparing Breast Milk	8
Feeding Breast Milk	8
When to start using Nouri	9
Troubleshooting	9
Materials	9
Warranty	10




Introduction

Nouri Pump is a manual breast pump, designed to provide a comfortable experience whilst you express milk. The pump offers two suction levels and gently stimulates milk flow through the soft massage cushions. Nouri Pump is also compact for on-the-go use.

Kit Contents

- 1 x Manual pump
- 1 x Bottle (150ml)
- 1 x Bottle cap
- 1 x Feeding teat and cap
- 1 x Shield cover
- 2 x Pump valve

Pump Parts



Cleaning and Sterilising

Before using for the first time:

Clean and sanitise the parts before using your Nouri Pump for the first time. Use the following cleaning and sanitising instructions.

After each use:

Clean all parts that come in contact with your breast and breast milk:

- Separate all parts, remembering to remove the pump valve from the pump body.
- Rinse the parts in cool water to remove breast milk residue.

Washing in sink:

- Soak all parts in warm soapy water for 5 minutes and then clean with a clean dish-cloth or soft brush.
- Rinse all parts with clear water.
- Allow parts to dry.

Washing in dishwasher:

- Wash all separated parts on the top rack of the dishwasher.
- Allow all parts to dry.

Sanitise daily:

- Wash hands thoroughly.
- Separate all parts that come in contact with your breast and breast milk, remembering to remove the pump valve from the pump body.
- Immerse parts in boiling water for 10 minutes using a household pot.
- Allow water to cool before removing parts from the water.
- Place parts on a clean surface and/or towel and allow to dry.

Caution:

Only use drinking tap water or bottled water for cleaning.

Separate and wash all parts that come in contact with the breast and milk immediately after use to avoid milk residue drying and to prevent bacteria growth.

Do not store wet or damp parts.

During sanitising with boiling water, prevent the parts from touching the side of the pot. This can cause the parts to deform or be damaged.

Nouri is for single person use. To avoid contamination, please do not share the pump.

Note:

Wash the Nouri Pump parts after every use

Sanitise the Nouri Pump parts once a day.

Be careful not to damage parts during cleaning.



Installation Guide



1. Wash your hands thoroughly with soap and water.



2. Insert the drive bar into the diaphragm.



3. Insert the diaphragm into the pump body.



4. Push the pump cap onto the top of the pump body.



5. Insert the pump valve into the bottom of the pump body.



6. Screw the pump body onto the bottle.



7. Attach the breast shield to the pump body.



8. Push the pump handle onto the pump body axle until it snaps into place.




9. Select suction level by attaching the handle to lower or upper section of the drive bar.

Pumping with Nouri



1. Wash your hands thoroughly with soap and water and make sure that your breast is clean.



2. Place the breast pump onto your breast. Make sure that you centre your nipple.



3. Softly begin squeezing the handle until you reach a comfortable suction level.



4. Continue to squeeze the handle at 2-3 seconds intervals, imitating the baby's natural suction frequency.



5. Stop pumping when the milk stops flowing or when the bottle is full.



6. Unscrew the bottle from the pump body. Use the bottle cap to seal the bottle for storage or the feeding teat for feeding.

Note:

- It's suggested to wear a breast-feeding bra to facilitate feeding and milk expression.
- Refrigerated milk should be used as soon as possible to avoid spoilage.
- If milk is not being expressed during pumping, try again later.
- Do not overfill the feeding bottle. Bottle should be stored vertical to prevent any leaking.



Advice

- Hot compress your breast before pumping. Pumping after a bath can be useful as the body is warm.
- Whilst you are breastfeeding, pump milk on the other breast, or pump surplus milk after feeding.
- Change the placement position on the breast to stimulate milk secretion.
- Practice using Nouri until you find the approach that works best for you. If discomfort occurs during use, please consult a doctor.

Caution

- Nouri is for single person use. To avoid contamination, please do not share the pump.
- Do not use Nouri during pregnancy. Using breast pumps too early can cause uterine contraction and can lead to abortion.

Please clean and sterilize the product before using.

- Do not use breast pump for over 20 minutes. Using for extended periods of time can cause pain in the breasts.
- Store the pump in a cool and dry place. Keep out of direct sunlight and children's reach.

Storing Breast Milk

Storage location	Temperature	Max. storage duration
Room	16-29 °C (60-85 °F)	4 hours
Refrigerator	4 °C (39 °F)	4 days
Freezer	<-4 °C (25 °F)	0-6 months

The above only applies for infants one month of older. Please consult a doctor for more details.

Warning:

- Do not refreeze thawed milk.
- Do not mix fresh breast milk with thawed milk

Note:

- Fresh breast milk should be stored in refrigerator or freezer.
- Be sure to date the milk for storage.
- When freezing, maximum milk volume should be $\frac{3}{4}$ of storage bottle. Milk can expand during freezing.

Preparing Breast Milk

- If the milk is refrigerated, put the milk container in warm water to heat the milk. Shake the container to warm the milk through.
- If the milk is frozen, defrost in the refrigerator 24 hours prior to using. Once defrosted, warm it as refrigerated milk.

Using milk heater:

Turn on milk heater and set it to 40°C. Put milk container into heater. Layers of liquid may form when using frozen milk. This is normal. Please shake bottle well before feeding.

Warning:

- Do not heat thawed milk again.
- Do not use microwave oven to defrost breast milk.
- Do not heat milk with boiling water.
- If hot water is used to heat milk, please try milk temperature before feeding.

Feeding Breast Milk

It is recommended that breastfeeding is well established prior to bottle feeding your baby.

- Always inspect the bottle, teat and other parts before and after each use. If the teat appears cracked or torn, stop using immediately.
- To prevent possible choking hazard, test the strength of teat by pulling on bulb portion of the teat.
- Do not attempt to enlarge the teat hole.
- Infants must not be bottle fed without adult supervision.
- The teat should not be used as a pacifier.
- Clean and disinfect the bottle before first use and after every use.



When to start using Nouri

1. If you start breastfeeding successfully, we suggest to start using Nouri after regular milk secretion and feeding is formed. (Breast pumps are usually used 2-4 weeks after the baby is born).
2. Nouri Pump should be used in the following circumstances:
 - If you cannot start breastfeeding, regular pumping helps establish and sustain milk secretion.
 - When you feed your baby in hospital.
 - When you feel your breast is swelling or painful, you can pump milk between feeding to release discomfort.
 - If your nipple is painful or cracked and therefore unable to feed your baby, you can pump milk until the nipple recovers.
 - If you have to leave your baby for a period of time and therefore not breastfeed regularly, you can pump milk to keep functional milk secretion.

Troubleshooting

Problem	Possible causes	Solution
Pump does not work	Low suction force or no suction force	<ol style="list-style-type: none">1. Make sure shield cushion closely touches breast.2. Check if shield cushion is firmly installed on breast shield.3. Make sure that diaphragm outer ring connects with breast shield properly.4. Check if handle is fully inserted in diaphragm.5. Make sure the valve is installed accurately.

Materials

Part	Material	Maximum Temperature/°C
Breast Shield Connector	PP	110
Handle	PP	110
Cap	PP	110

Part	Material	Maximum Temperature/°C
Feeding Bottle	PP	110
Drive Bar	PP	110
Diaphragm	Silica Gel	120
Valve	Silica Gel	120
Teat	Silica Gel	120

Warranty

This product is warranted to be free from manufacturing defects for one year from the date of purchase. This warranty is void if the product is modified or altered, is subject to misuse or abuse; damaged in transit; lack of responsible care; is dropped; if damage occurs by reason of failure to follow the written instruction booklet enclosed; or if product repairs are carried out without authority from TensCare Ltd.

We will repair, or at our option replace free of charge, any parts necessary to correct material or workmanship, or replace the entire unit and return to you during the period of the warranty. Otherwise, we will quote for any repair which will be carried out on acceptance of our quotation. The benefits conferred by this warranty are in addition to all other rights and remedies in respect of the product, which the consumer has under the Consumer Protection Act 1987.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the UK consumer Law. You are entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality.

Before you send your unit for service please be sure to read the user manual and follow all the instructions.

Should repair be needed within the warranty period, please return the device with the following details:

1. Name:
2. Address:
3. Telephone:
4. E-mail:
5. Date of Purchase:
6. Proof of Purchase:

Returns should be sent to the following address:

TensCare Ltd
PainAway House,
9 Blenheim Road,
Longmead Business Park,
Epsom, Surrey
KT19 9BE, UK

For more information, please call +44 (0) 1372 723 434.



Contenido

Introducción	12
Contenido del Kit	12
Piezas de la Bomba	12
Limpieza y Esterilización	12
Guía de Instalación	14
Bombeo con Nouri	15
Almacenamiento de la Leche Materna	16
Preparar la Leche Materna	17
Alimentación de la Leche Materna	17
Cuándo empezar a usar Nouri	18
Solución de Problemas	18
Materiales	18
Garantía	19




Introducción

El extractor de leche Nouri es un extractor de leche manual, diseñado para proporcionar una experiencia cómoda mientras se extrae la leche. El extractor ofrece dos fuerzas de succión y estimula suavemente el flujo de leche a través de los suaves cojines de masaje. El extractor de leche Nouri también es compacto para su uso sobre la marcha.

Contenido del Kit

- 1 x Bomba manual
- 1 x Botella (150ml)
- 1 x Tapa de botella
- 1 x Tetina de alimentación y tapa
- 1 x Cubierta del escudo
- 2 x Válvula de la bomba

Piezas de la Bomba



Limpieza y Esterilización

Antes de usar por primera vez

Limpie y desinfecte las partes antes de usar su bomba Nouri por primera vez. Siga las siguientes instrucciones de limpieza y desinfección.



Después de cada uso:

Limpia todas las partes que entran en contacto con tu pecho y la leche materna:

- Separar todas las partes, recordando quitar la válvula de la bomba del cuerpo de la bomba.
- Enjuague las partes en agua fría para eliminar los residuos de leche materna.

Lavar en el fregadero:

- Remoje todas las partes en agua tibia y jabonosa durante 5 minutos y luego limpie con un trapo de cocina limpio o un cepillo suave.
- Enjuague todas las partes con agua clara.
- Deje que las partes se sequen.

Lavado en el lavavajillas:

- Lavar todas las partes separadas en la rejilla superior del lavavajillas.
- Deje que todas las partes se sequen.

Saneado diario:

- Lávate bien las manos.
- Separe todas las partes que entran en contacto con el pecho y la leche materna, recordando retirar la válvula del extractor del cuerpo del mismo.
- Sumergir las partes en agua hirviendo durante 10 minutos usando una olla doméstica.
- Deje que el agua se enfríe antes de sacar partes del agua.
- Coloca las piezas sobre una superficie limpia y/o una toalla y déjalas secar.

Precaución:

Sólo usa agua del grifo o agua embotellada para la limpieza.

Separe y lave todas las partes que entren en contacto con el pecho y la leche inmediatamente después de su uso para evitar que los residuos de la leche se sequen y para prevenir el crecimiento de bacterias.

No guarde las partes húmedas o mojadas.

Durante la higienización con agua hirviendo, evitar que las piezas toquen el lado de la olla. Esto puede causar que las partes se deformen o se dañen. El Nouri es para uso de una sola persona. Para evitar la contaminación, por favor no comparta la bomba.

Nota:

Lavar las partes de la Bomba Nouri después de cada uso.

Desinfectar las partes de la Bomba Nouri una vez al día.

Tenga cuidado de no dañar las piezas durante la limpieza.

Guía de Instalación



1. Lávate bien las manos con agua y jabón.



2. Inserte la barra de accionamiento en el diafragma.



3. Inserte el diafragma en el cuerpo de la bomba.



4. Empuje la tapa de la bomba en la parte superior del cuerpo de la bomba.



5. Inserte la válvula de la bomba en la parte inferior del cuerpo de la bomba.




6. Enrosca el cuerpo de la bomba en la botella.



7. Ata el escudo protector del pecho al cuerpo del extractor.



8. Empuje la manija de la bomba sobre el eje del cuerpo de la bomba hasta que encaje en su lugar.




9. Seleccione el nivel de succión fijando el mango a la sección inferior o superior de la barra de transmisión.


Bombeo con Nouri



1. Lávate bien las manos con agua y jabón y asegúrate de que tu pecho esté limpio.



2. Coloque el extractor de leche en su pecho. Asegúrese de centrar el pezón.



3. Empiece a apretar suavemente el mango hasta que alcance un nivel de succión cómodo.



4. Continúe apretando el mango a intervalos de 2-3 segundos, imitando la frecuencia de succión natural del bebé.



5. Deje de bombear cuando la leche deje de fluir o cuando la botella esté llena.



6. Desenrosque la botella del cuerpo de la bomba. Utilice la tapa del biberón para sellar el biberón para el almacenamiento o la tetina de alimentación para la alimentación.

Nota:

- Se sugiere usar un la extracción de leche.
- La leche refrigerada debe utilizarse lo antes posible para evitar su deterioro.
- Si no se extrae la leche durante el bombeo, inténtelo de nuevo más tarde.
- No llenar de más el biberón. El biberón debe guardarse en posición vertical para evitar cualquier fuga.

Consejo

- Compresas calientes en el pecho antes de la extracción. La extracción de leche después de un baño puede ser útil ya que el cuerpo está caliente.
- Mientras esté amamantando, extraiga leche del otro seno, o extraiga el exceso de leche después de amamantar.
- Cambiar la posición de colocación en el pecho para estimular la secreción de leche.
- Practica usando Nouri hasta que encontrar el enfoque que más te convenga. Si se producen molestias durante el uso, por favor, consulte a un médico.

Precaución

- El Nouri es para uso de una sola persona. Para evitar la contaminación, por favor no comparta la bomba.
- No use Nouri durante el embarazo. El uso de extractores de leche demasiado pronto puede causar una contracción uterina y provocar un aborto.
- Por favor, limpie y esterilice el producto antes de usarlo.
- No utilice el extractor de leche materna durante más de 20 minutos. El uso por períodos prolongados puede causar dolor en los senos.
- Guarda la bomba en un lugar fresco y seco. Manténgala fuera de la luz solar directa y del alcance de los niños.

Almacenamiento de la Leche Materna

Ubicación de almacenamiento	Temperatura	Max. duración del almacenamiento
Habitación	16-29 °C (60-85 °F)	4 horas
Refrigerador	4 °C (39 °F)	4 días
Congelador	<-4 °C (25 °F)	0-6 meses

Lo anterior sólo se aplica a los bebés de un mes de edad. Por favor, consulte a un médico para más detalles.

Advertencia:

- No vuelva a congelar la leche descongelada.
- No mezcle la leche materna fresca con la leche descongelada.



Nota:

- La leche materna fresca debe almacenarse en el refrigerador o en el congelador.
- Asegúrate de poner fecha a la leche para su almacenamiento.
- Cuando se congela, el volumen máximo de leche debe ser $\frac{3}{4}$ de botella de almacenamiento. La leche puede expandirse durante la congelación.

Preparar la Leche Materna

Si la leche está refrigerada, pon el recipiente de la leche en agua caliente para calentarla. Agitar el recipiente para calentar la leche. Si la leche está congelada, descongela en el refrigerador 24 horas antes de usarla. Una vez descongelada, caliéntela como leche refrigerada.

Usando el calentador de leche:

Enciende el calentador de leche y ponlo en 40°C. Ponga el recipiente de leche en el calentador.

*Capas de líquido pueden para cuando se usa leche congelada. Esto es normal. Por favor, agite bien el biberón antes de alimentarlo.

Precaución:

- No vuelva a calentar la leche descongelada.
- No use el horno microondas para descongelar la leche materna.
- No caliente la leche con agua hirviendo.
- Si se usa agua caliente para calentar la leche, pruebe la temperatura de la leche antes de alimentar.

Alimentación de la Leche Materna

Se recomienda que la lactancia materna esté bien establecida antes de alimentar al bebé con biberón.

- Siempre inspeccione el biberón, la tetina y otras partes antes y después de cada uso. Si la tetina aparece agrietada o rota, deje de usarla inmediatamente.
- Para prevenir el posible peligro de asfixia, pruebe la fuerza de la teta tirando de la porción del bulbo de la teta.
- No intente ampliar el agujero de la teta.
- Los bebés no deben ser alimentados con biberón sin la supervisión de un adulto.
- La tetina no debe usarse como chupete.
- Limpia y desinfecta el frasco antes de usarlo por primera vez y después de cada uso.

Cuándo empezar a usar Nouri

1. Si comienza a amamantar con éxito, le sugerimos que empiece a usar Nouri después de que se forme la secreción de leche y la alimentación regular. (Los extractores de leche se utilizan generalmente entre 2 y 4 semanas después del nacimiento del bebé).
2. La Bomba Nouri debe utilizarse en las siguientes circunstancias:
 - Si no puede comenzar a amamantar, el bombeo regular ayuda a establecer y mantener la secreción de leche.
 - Cuando alimentas a tu bebé en el hospital.
 - Cuando sienta que su pecho se está hinchando o le duele, puede extraer leche entre las tomas para liberar la incomodidad.
 - Si su pezón está dolorido o agrietado y, por lo tanto, no puede alimentar a su bebé, puede extraer leche hasta que el pezón se recupere.
 - Si tiene que dejar a su bebé por un período de tiempo y por lo tanto no lo amamanta regularmente, puede extraer leche para mantener la secreción de leche funcional.

Solución de Problemas

Problema	Posibles causas	Solución
La bomba no funciona	Fuerza de succión baja o sin fuerza de succión	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrate de que la almohadilla del escudo toca de cerca el pecho2. Comprueba si la almohadilla del escudo está firmemente instalado en el escudo del pecho3. Asegúrate de que el anillo externo del diafragma se conecta con el escudo del pecho correctamente.4. Compruebe si el mango está completamente insertado en el diafragma.5. Asegúrate de que la válvula esté instalada con precisión.

Materiales

Parte	Material	Temperatura máxima/°C
Conector del escudo protector del pecho	PP	110
Maneje	PP	110
Gorra	PP	110



Parte	Material	Temperatura máxima/°C
Biberón	PP	110
Barra de conducción	PP	110
Diafragma	Gel de sílice	120
Válvula	Gel de sílice	120
Tetina	Gel de sílice	120

Garantía

Se garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía se anulará si el producto se modifica o altera, si se somete a un mal uso o abuso, si se daña durante el transporte, si no se le da un cuidado responsable, si se cae, si el daño se produce por no seguir el folleto de instrucciones escrito que se adjunta o si se realizan reparaciones del producto sin la autorización de TensCare Ltd.

Repararemos, o a nuestra elección, sustituiremos gratuitamente, cualquier pieza necesaria para corregir el material o la mano de obra, o bien sustituiremos la unidad entera y se la devolveremos durante el período de garantía. De lo contrario, cotizaremos para cualquier reparación que se llevará a cabo tras la aceptación de nuestro presupuesto. Los beneficios conferidos por esta garantía se suman a todos los demás derechos y recursos con respecto al producto, que el consumidor tiene en virtud de la Ley de Protección al Consumidor de 1987.

Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser excluidas en virtud de la ley de consumo del Reino Unido. Tiene derecho a que los bienes sean reparados o reemplazados si no son de calidad aceptable.

Antes de enviar la unidad a servicio tome unos minutos para leer el manual y asegurarse de estar siguiendo todas las instrucciones.

En caso de que sea necesaria una reparación dentro del período de garantía, devuelva el dispositivo con los siguientes detalles:

1. Nombre:
2. Domicilio:
3. Teléfono:
4. E-mail:
5. Fecha de Compra:
6. Comprobante de Compra:

Devuelva la unidad a la siguiente dirección:

TensCare Ltd
PainAway House,
9 Blenheim Road,
Longmead Business Park,
Epsom, Surrey
KT19 9BE, UK

Si requiere alguna otra información contactarnos en nuestro número: +44 (0) 1372 723 434.

Contenus

Introduction	21
Contenu du kit	21
Pièces de Pompe	21
Nettoyage et Stérilisation	21
Guide d'installation	23
Pomper avec Nouri	24
Conservation du Lait Maternel	25
Préparer le Lait Maternel	26
L'alimentation au Lait Maternel	26
Quand commencer à utiliser Nouri	27
Dépannage	27
Matériaux	28
Garantie	29


Introduction

Le Nouri Pump est un tire-lait manuel, conçu pour vous offrir une expérience confortable pendant que vous tirez votre lait. Le tire-lait offre deux forces d'aspiration et stimule doucement le flux du lait grâce à des coussins de massage doux. Le Nouri Pump est également compact pour une utilisation en déplacement.

Contenu du kit

- 1 x Pompe manuelle
- 1 x Bouteille (150ml)
- 1 x Bouchon de bouteille
- 1 x Tétine et capuchon d'alimentation
- 1 x Couvercle de protection
- 2 x Valve de la pompe

Pièces de Pompe



Nettoyage et Stérilisation

Avant la première utilisation

Nettoyez et désinfectez les pièces avant d'utiliser votre Nouri Pump pour la première fois. Utilisez les instructions de nettoyage et d'assainissement suivantes.

Après chaque utilisation:

Nettoyez toutes les parties qui entrent en contact avec votre sein et votre lait maternel.

- Séparez toutes les pièces, en vous souvenant de retirer la vanne de la pompe du corps de la pompe.
- Rincez les pièces à l'eau froide pour éliminer les résidus de lait maternel.

Lavage dans l'évier:

- Faites tremper toutes les pièces dans de l'eau chaude savonneuse pendant 5 minutes, puis nettoyez-les avec un torchon propre ou une brosse douce.
- Rincez toutes les parties à l'eau claire.
- Laissez les pièces sécher.

Lavage au lave-vaisselle:

- Lavez toutes les pièces séparées sur le panier supérieur du lave-vaisselle.
- Laisser sécher toutes les pièces.

Assainissement quotidien:

- Se laver soigneusement les mains.
- Séparez toutes les parties qui entrent en contact avec votre sein et votre lait maternel, en vous souvenant de retirer la valve du corps du tire-lait.
- Immergez les pièces dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes à l'aide d'une casserole ménagère.
- Laissez l'eau refroidir avant de retirer les pièces de l'eau.
- Placez les pièces sur une surface propre et/ou une serviette et laissez-les sécher.

Attention:

N'utilisez que de l'eau potable du robinet ou de l'eau en bouteille pour le nettoyage.

Séparez et lavez toutes les pièces qui entrent en contact avec le sein et le lait immédiatement après leur utilisation pour éviter que les résidus de lait ne sèchent et pour prévenir la croissance des bactéries.

Ne pas entreposer les pièces mouillées ou humides.

Lors de la désinfection à l'eau bouillante, évitez que les pièces ne touchent le côté du pot. Cela peut entraîner une déformation ou un endommagement des pièces.

Le Nouri est destiné à l'usage d'une seule personne. Pour éviter toute contamination, veuillez ne pas partager la pompe.

Attention:

Lavez les pièces de la pompe Nouri après chaque utilisation.

Désinfectez les pièces de la pompe Nouri une fois par jour.

Veillez à ne pas endommager les pièces pendant le nettoyage.

Guide d'installation



1. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.



2. Insérez la barre de traction dans le diaphragme.



3. Insérez la membrane dans le corps de la pompe.



4. Poussez le bouchon de la pompe sur le dessus du corps de la pompe.



5. Insérez la valve de la pompe dans le bas du corps de la pompe.



6. Visser le corps de la pompe sur la bouteille.



7. Fixez le protège mamelon au corps de la pompe.



8. Poussez la poignée de la pompe sur le corps de la pompe jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.




9. Sélectionnez le niveau d'aspiration en fixant la poignée à la partie inférieure ou supérieure de la barre de traction.

Pomper avec Nouri



1. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon et veillez à ce que votre poitrine soit propre.




2. Placez le tire-lait sur votre sein. Veillez à bien centrer votre mamelon.



3. Commencez à presser doucement la poignée jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau d'aspiration acceptable.



4. Continuez à presser la poignée à intervalles de 2 à 3 secondes, en imitant la fréquence de succion naturelle du bébé.



5. Arrêtez de pomper lorsque le lait cesse de couler ou lorsque le biberon est plein.



6. Dévissez le biberon du corps de la pompe. Utilisez le bouchon du biberon pour fermer le biberon pour le stockage ou la tétine pour l'alimentation.

Remarque:

- Il est suggéré de porter un soutien-gorge d'allaitement pour faciliter l'alimentation et l'expression du lait.
- Le lait réfrigéré doit être utilisé le plus tôt possible pour éviter sa détérioration.
- Si le lait n'est pas expulsé pendant l'extraction, essayez de nouveau plus tard.

- Ne pas trop remplir le biberon. Le biberon doit être stocké à la verticale pour éviter toute fuite.

Conseils

- Compresses à chaud votre poitrine avant de tirer votre lait. Il peut être utile de pomper après un bain, car le corps est chaud.
- Pendant que vous allaitez, tirez du lait sur l'autre sein ou tirez du lait en surplus après la tétée.
- Changez la position de placement sur le sein pour stimuler la sécrétion de lait.
- Pratiquez l'utilisation de Nouri jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'approche qui vous convient le mieux. Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation, veuillez consulter un médecin.

Attention

- Nouri est destiné à l'usage d'une seule personne. Pour éviter toute contamination, veuillez ne pas partager la pompe.
- N'utilisez pas Nouri pendant la grossesse. L'utilisation précoce d'un tire-lait peut provoquer une contraction de l'utérus et entraîner un avortement.

Veuillez nettoyer et stériliser le produit avant de l'utiliser.

- N'utilisez pas le tire-lait pendant plus de 20 minutes. Une utilisation prolongée peut provoquer des douleurs dans les seins.
- Conservez le tire-lait dans un endroit frais et sec. Conservez-le hors de la lumière directe du soleil et hors de portée des enfants.

Conservation du Lait Maternel

Emplacement de stockage	Température	Max. durée de stockage
Pièce	16-29 °C (60-85 °F)	4 heures
Réfrigérateur	4 °C (39 °F)	4 journées
Congélateur	<-4 °C (25 °F)	0-6 mois

Ce qui précède ne s'applique qu'aux nourrissons âgés d'un mois ou plus. Veuillez consulter un médecin pour plus de détails.

Avertissement :

- Ne pas recongeler le lait décongelé.
- Ne pas mélanger du lait maternel frais avec du lait décongelé.

Remarque :

- Le lait maternel frais doit être conservé au réfrigérateur ou au congélateur.
- Assurez-vous de dater le lait pour la conservation.
- Lors de la congélation, le volume maximal de lait doit être $\frac{3}{4}$ du biberon

Préparer le Lait Maternel

- Si le lait est frigorifié, mettez le récipient à lait dans de l'eau chaude pour chauffer le lait. Secouez le récipient pour faire chauffer le lait.
- Si le lait est congelé, décongelez-le dans le réfrigérateur 24 heures avant de l'utiliser. Une fois décongelé, réchauffez-le comme du lait réfrigéré..

Utiliser le chauffe-lait:

Allumez le chauffe-lait et réglez-le sur 40°C. Mettez le récipient à lait dans le chauffe-lait.

*Les couches de liquide peuvent être utilisées pour le lait congelé. Ceci est normal. Veuillez bien agiter le biberon avant de le nourrir.

Remarque:

- Ne pas réchauffer le lait décongelé.
- Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour décongeler le lait maternel
- Ne pas chauffer le lait avec de l'eau bouillante.
- Si de l'eau chaude est utilisée pour chauffer le lait, veuillez essayer la température du lait avant de le nourrir.

L'alimentation au Lait Maternel

Il est recommandé que l'allaitement maternel soit bien établi avant de donner le biberon à votre bébé.

- Inspectez toujours le biberon, la tétine et les autres parties avant et après chaque utilisation. Si la tétine semble fissurée ou déchirée, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, testez la résistance de la tétine en tirant sur la partie bulbueuse du trayon.
- N'essayez pas d'agrandir le trou de la tétine.
- Les nourrissons ne doivent pas être nourris au biberon sans la surveillance d'un adulte.

- La tétine ne doit pas être utilisée comme sucette.
- Nettoyez et désinfectez le biberon avant la première utilisation et après chaque utilisation.

Quand commencer à utiliser Nouri

1. Si vous commencez à allaiter avec succès, nous vous conseillons de commencer à utiliser Nouri après la formation de sécrétions lactées et d'une alimentation régulière. (Les tire-lait sont généralement utilisés 2 à 4 semaines après la naissance du bébé).
2. La pompe Nouri doit être utilisée dans les circonstances suivantes:
 - Si vous ne pouvez pas commencer à allaiter, un pompage régulier aide à établir et à maintenir la sécrétion de lait.
 - Lorsque vous nourrissez votre bébé à l'hôpital.
 - Lorsque vous sentez que votre sein est gonflé ou douloureux, vous pouvez tirer du lait entre les tétées pour soulager la gêne.
 - Si votre mamelon est douloureux ou fissuré et donc incapable de nourrir votre bébé, vous pouvez tirer du lait jusqu'à ce que le mamelon se rétablisse.
 - Si vous devez laisser votre bébé pendant un certain temps et donc ne pas l'allaiter régulièrement, vous pouvez tirer du lait pour maintenir une sécrétion lactée fonctionnelle.

Dépannage

Problème	Causes possibles	Solution
La pompe ne fonctionne pas	Faible force d'aspiration ou pas de force d'aspiration	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que le coussin du protecteur touche bien la poitrine 2. Vérifiez si le coussin du protecteur est bien fixé sur la poitrine 3. Assurez-vous que la bague extérieure du diaphragme se raccorde correctement à la tétérèle. 4. Vérifiez si la poignée est entièrement insérée dans le diaphragme. 5. Assurez-vous que la valve est installée correctement.

Matériaux

Composants	Matériau	Température maximale/°C
Connecteur au sein	PP	110
Poignée	PP	110
Bouchon	PP	110
Biberon	PP	110
Barre de traction	PP	110
Diaphragme	Gel de silice	120
Valve	Gel de silice	120
Tétine	Gel de silice	120

Garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie est nulle si le produit est modifié ou altéré, s'il est soumis à une mauvaise utilisation ou à un abus, s'il est endommagé pendant le transport, s'il manque de soin nécessaire, s'il est abandonné, s'il est endommagé parce qu'il n'a pas suivi le mode d'emploi écrit joint au produit ou si les réparations du produit sont effectuées sans l'autorisation de TensCare Ltd.

Nous réparerons ou, à notre choix, remplacerons gratuitement toute pièce nécessaire pour corriger le matériel ou la fabrication, ou remplacerons l'ensemble de l'appareil et vous le rendrons pendant la durée de la garantie. Dans le cas contraire, nous établirons un devis pour toute réparation qui sera effectuée sur acceptation de notre devis. Les avantages conférés par cette garantie s'ajoutent à tous les autres droits et recours relatifs au produit, dont dispose le consommateur en vertu de la loi de 1987 sur la protection des consommateurs.

Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi britannique sur la protection des consommateurs. Vous avez le droit de faire réparer ou remplacer les biens si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable.

Avant de renvoyer votre appareil, veuillez lire le mode d'emploi, vérifier que vous avez suivi les instructions et vérifier les résolutions de problèmes.

Si vous avez besoin de renvoyer l'appareil pour test pendant la période de garantie, veuillez renvoyer l'appareil avec les informations suivantes:

1. Nom:
2. Adresse:
3. Téléphone:
4. E-mail:
5. Date D'achat:
6. Preuve De L'achat:

Veuillez renvoyer l'appareil à:

TensCare Ltd
PainAway House,
9 Blenheim Road,
Longmead Business Park,
Epsom, Surrey
KT19 9BE, UK

Pour toute information, contacter notre équipe au +44 (0) 1372 723 434.

Inhalt

Einführung	31
Inhalt des Kits	31
Pumpenteile	31
Reinigung und Sterilisation	31
Installationsanleitung	33
Pumpen mit Nouri	34
Aufbewahrung von Muttermilch	35
Muttermilch zubereiten	36
Füttern mit Muttermilch	36
Wann Sie mit der Anwendung von Nouribeginnen sollten	37
Fehlerbehebung	37
Materialien	38
Garantie	39




Einführung

Die Nouri-Pumpe ist eine manuelle Milchpumpe, die entwickelt wurde, um Ihnen ein komfortables Gefühl beim Abpumpen der Milch zu vermitteln. Die Pumpe bietet zwei Saugkräfte und regt den Milchfluss durch die weichen Massagekissen sanft an. Nouri Pump ist auch kompakt für den mobilen Einsatz.

Inhalt des Kits

- 1 x Handpumpe
- 1 x Flasche (150ml)
- 1 X Flaschendeckel
- 1 x Trinksauger und Kappe
- 1 x Abschirmdeckel
- 2 x Pumpenventil

Pumpenteile



Reinigung und Sterilisation

Vor der ersten Verwendung

Reinigen und desinfizieren Sie die Teile, bevor Sie Ihre Nouri-Pumpe zum ersten Mal verwenden. Verwenden Sie die folgenden Reinigungs- und Desinfektionsanweisungen.

Nach jeder Verwendung

Reinigen Sie alle Teile, die mit Ihrer Brust und der Muttermilch in Berührung kommen.

- Trennen Sie alle Teile und denken Sie daran, das Pumpenventil vom Pumpenkörper zu entfernen.
- Spülen Sie die Teile in kaltem Wasser ab, um Muttermilchreste zu entfernen.

Waschen im Waschbecken:

- Weichen Sie alle Teile 5 Minuten lang in warmer Seifenlauge ein und reinigen Sie sie dann mit einem sauberen Spültuch oder einer weichen Bürste.
- Spülen Sie alle Teile mit klarem Wasser ab.
- Lassen Sie die Teile trocknen.

Spülen im Geschirrspüler:

- Waschen Sie alle abgetrennten Teile im oberen Fach der Spülmaschine.
- Lassen Sie alle Teile trocknen.

Täglich desinfizieren:

- Hände gründlich waschen.
- Trennen Sie alle Teile, die mit Ihrer Brust und der Muttermilch in Berührung kommen, und denken Sie daran, das Pumpenventil vom Pumpenkörper zu entfernen.
- Tauchen Sie die Teile für 10 Minuten in kochendes Wasser mit einem Haushaltstopf.
- Lassen Sie das Wasser abkühlen, bevor Sie die Teile aus dem Wasser nehmen.
- Legen Sie die Teile auf eine saubere Oberfläche und/oder ein Handtuch und lassen Sie sie trocknen.

Vorsicht!

Verwenden Sie zur Reinigung nur Leitungswasser oder abgefülltes Wasser. Trennen und waschen Sie alle Teile, die mit der Brust und der Milch in Berührung kommen, sofort nach Gebrauch, um das Eintrocknen von Milchresten zu vermeiden und das Wachstum von Bakterien zu verhindern. Lagern Sie keine nassen oder feuchten Teile.

Vermeiden Sie während des Sanierens mit kochendem Wasser, dass die Teile den Rand des Topfes berühren. Dies kann dazu führen, dass sich die Teile verformen oder beschädigt werden.

Nouri ist für den Gebrauch durch eine Person bestimmt. Um Verunreinigungen zu vermeiden, teilen Sie die Pumpe bitte nicht.

Hinweis:

Waschen Sie die Teile der Nouri-Pumpe nach jedem Gebrauch.

Sanitisieren Sie die Teile der Nouri-Pumpe einmal am Tag.


Achten Sie darauf, dass Sie beim Reinigen keine Teile beschädigen.



Installationsanleitung



1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife.



2. Setzen Sie die Antriebsstange in die Membrane ein.




3. Setzen Sie die Membrane in das Pumpengehäuse ein.



4. Schieben Sie den Pumpendeckel auf die Oberseite des Pumpenkörpers.



5. Setzen Sie das Pumpenventil in den Boden des Pumpenkörpers ein.




6. Schrauben Sie den Pumpenkörper auf die Flasche.



7. Bringen Sie das Brustschild am Pumpenkörper an.



8. Schieben Sie den Pumpengriff auf die Pumpenkörperachse, bis er einrastet.




9. Wählen Sie die Saugstufe, indem Sie den Griff am unteren oder oberen Teil der Antriebsstange anbringen.


Pumpen mit Nouri



1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife und achten Sie darauf, dass Ihre Brust sauber ist.



2. Setzen Sie die Milchpumpe an Ihre Brust. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Brustwarze zentrieren.



3. Beginnen Sie sanft, den Griff zu drücken, bis Sie eine angenehme Saugstufe erreicht haben.



4. Drücken Sie den Griff weiterhin in Abständen von 2-3 Sekunden, um die natürliche Saugfrequenz des Babys zu imitieren.



5. Hören Sie auf zu pumpen, wenn die Milch nicht mehr fließt oder wenn die Flasche voll ist.



6. Schrauben Sie die Flasche vom Pumpenkörper ab. Verwenden Sie den Flaschendeckel, um die Flasche für die Lagerung zu verschließen, oder den Sauger für die Fütterung.

Anmerkung:

- Es wird vorgeschlagen, einen Still-BH zu tragen, um das Stillen und den Milchausdruck zu erleichtern.
- Gekühlte Milch sollte so schnell wie möglich verwendet werden, um einen Verderb zu vermeiden.



- Wenn beim Abpumpen keine Milch ausgedrückt wird, versuchen Sie es später noch einmal.
- Nicht overfill die Saugflasche. Die Flasche sollte senkrecht gelagert werden, um ein Auslaufen zu verhindern.

Ratschläge

- Drücken Sie Ihre Brust vor dem Abpumpen heiß zusammen. Das Abpumpen nach einem Bad kann nützlich sein, da der Körper warm ist.
- Während Sie stillen, pumpen Sie Milch an der anderen Brust ab, oder pumpen Sie überschüssige Milch nach dem Stillen ab.
- Ändern Sie die Platzierungsposition auf der Brust, um die Milchabsonderung anzuregen.
- Üben Sie die Verwendung von Nouri, bis Sie find den für Sie am besten geeigneten Ansatz gefunden haben. Falls während der Anwendung Beschwerden auftreten, konsultieren Sie bitte einen Arzt.

Vorsicht

- Nouri ist für den Gebrauch durch eine einzelne Person bestimmt. Um eine Kontamination zu vermeiden, teilen Sie die Pumpe bitte nicht mit anderen Personen .
- Verwenden Sie Nouri nicht während der Schwangerschaft. Eine zu frühe Anwendung von Milchpumpen kann eine Gebärmutterkontraktion verursachen und zu einem Schwangerschaftsabbruch führen.

Bitte reinigen und sterilisieren Sie das Produkt vor der Anwendung.

- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht länger als 20 Minuten. Längerer Gebrauch kann zu Schmerzen in den Brüsten führen.
- Lagern Sie die Pumpe an einem kühlen und trockenen Ort. Außerhalb direkter Sonneneinstrahlung und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren .

Aufbewahrung von Muttermilch

Speicherort	Temperatur	Max. Lagerdauer
Zimmer	16-29 °C (60-85 °F)	4 Stunden
Kühlschrank	4 °C (39 °F)	4 Tage
Gefrierschrank	<-4 °C (25 °F)	0-6 Monate

Dies gilt nur für Kleinkinder, die einen Monat älter sind. Bitte konsultieren Sie einen Arzt für weitere Einzelheiten.

Warnung:

Gefrieren Sie aufgetaute Milch nicht wieder ein.
Mischen Sie keine frische Muttermilch mit aufgetauter Milch.

Hinweis:

- Frische Muttermilch sollte im Kühlschrank oder Gefrierschrank aufbewahrt werden.
- Achten Sie darauf, die Milch für die Lagerung zu datieren.
- Beim Einfrieren sollte das maximale Milchvolumen $\frac{3}{4}$ der Vorratsflasche betragen. Milch kann sich beim Einfrieren ausdehnen.

Muttermilch zubereiten

- Wenn die Milch gekühlt wird, stellen Sie den Milchbehälter in warmes Wasser, um die Milch zu erhitzen. Schütteln Sie den Behälter, um die Milch durchzuwärmen.
- Wenn die Milch gefroren ist, lassen Sie sie 24 Stunden vor der Verwendung im Kühlschrank auftauen. Sobald die Milch aufgetaut ist, erwärmen Sie sie als gekühlte Milch.

Verwendung eines Milcherhitzers:

Schalten Sie den Milcherhitzer ein und stellen Sie ihn auf 40°C. Milchbehälter in den Erhitzer stellen.

*Flüssigkeitsschichten können bei Verwendung von gefrorener Milch verwendet werden. Dies ist normal. Bitte Flasche vor dem Füttern gut schütteln.

Warnung:

- Aufgetaute Milch nicht wieder erhitzen.
- Verwenden Sie zum Auftauen der Muttermilch keinen Mikrowellenherd
- Milch nicht mit kochendem Wasser erhitzen.
- Wenn heißes Wasser zum Erhitzen von Milch verwendet wird, probieren Sie bitte die Milchtemperatur vor der Fütterung aus.

Füttern mit Muttermilch

Es wird empfohlen, dass das Stillen gut etabliert ist, bevor Sie Ihr Baby mit der Flasche füttern.

- Überprüfen Sie immer die Flasche, den Sauger und andere Teile vor und nach jedem Gebrauch. Wenn der Sauger rissig oder zerrissen erscheint, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Um eine mögliche Erstickungsgefahr zu vermeiden, testen Sie die Festigkeit des Saugers, indem Sie an der Birne des Saugers ziehen.



- Versuchen Sie nicht, das Nuckelloch zu vergrößern.
- Säuglinge dürfen nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen mit der Flasche gefüttert werden.
- Die Zitze sollte nicht als Schnuller verwendet werden.
- Reinigen und desinfizieren Sie die Flasche vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch.

Wann Sie mit der Anwendung von Nouribeginnen sollten

1. Wenn Sie erfolgreich mit dem Stillen beginnen, empfehlen wir, mit der Einnahme von Nourizu zu beginnen, nachdem sich regelmäßige Milchabsonderung und Nahrungsaufnahme gebildet haben. (Brustpumpen werden in der Regel 2-4 Wochen nach der Geburt des Babys verwendet).
2. Die Nouri-Pumpe sollte unter den folgenden Umständen verwendet werden:
 - Wenn Sie nicht mit dem Stillen beginnen können, hilft regelmäßiges Abpumpen bei der Bildung und Aufrechterhaltung der Milchabsonderung.
 - Wenn Sie Ihr Baby im Krankenhaus füttern.
 - Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Brust anschwillt oder schmerzt, können Sie zwischen dem Stillen Milch abpumpen, um die Beschwerden zu lindern.
 - Wenn Ihre Brustwarze schmerzt oder rissig ist und Sie Ihr Baby deshalb nicht ernähren können, können Sie Milch abpumpen, bis sich die Brustwarze erholt hat.
 - Wenn Sie Ihr Baby für eine gewisse Zeit verlassen müssen und deshalb nicht regelmäßig stillen, können Sie Milch abpumpen, um eine funktionierende Milchabsonderung zu erhalten.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Pumpe funktioniert nicht	Niedrige Saugkraft oder keine Saugkraft	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie sicher, dass das Schirmpolster die Brust eng anliegt 2. Prüfen Sie, ob das Schildpolster fest auf dem Brustschild installiert ist 3. Sicherstellen, dass der äußere Ring des Diaphragmas richtig mit dem Brustschild verbunden ist.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Pumpe funktioniert nicht	Niedrige Saugkraft oder keine Saugkraft	<p>4. Prüfen, ob der Griff vollständig in das Diaphragmaeingeführt ist.</p> <p>5. Stellen Sie sicher, dass das Ventil genau installiert ist.</p>

Materialien

Teil	Material	Maximale Temperatur /°C
Brustschild-Verbinder	PP	110
Handhabung	PP	110
Kappe	PP	110
Zuführflasche	PP	110
Antriebsstange	PP	110
Diaphragma	Kieselgel	120
Ventil	Kieselgel	120
Zitze	Kieselgel	120

Garantie

Für dieses Produkt wird für ein Jahr ab Kaufdatum garantiert, dass es frei von Herstellungsfehlern ist. Diese Garantie ist ungültig, wenn das Produkt modifiziert oder verändert wird, wenn es missbräuchlich oder missbräuchlich verwendet wird, wenn es beim Transport beschädigt wird, wenn es nicht verantwortungsbewusst behandelt wird, wenn es fallen gelassen wird, wenn Schäden aufgrund der Nichtbeachtung der beiliegenden schriftlichen Bedienungsanleitung auftreten oder wenn Reparaturen am Produkt ohne Genehmigung von TensCare Ltd. durchgeführt werden.

Wir reparieren oder ersetzen nach unserem Ermessen kostenlos alle Teile, die zur Korrektur von Material oder Verarbeitung erforderlich sind, oder ersetzen das gesamte Gerät und senden es während der Garantiezeit an Sie zurück. Andernfalls erstellen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag für jede Reparatur, die nach Annahme unseres Kostenvoranschlags durchgeführt wird. Die durch diese Garantie gewährten Vorteile kommen zu allen anderen Rechten und Rechtsmitteln in Bezug auf das Produkt hinzu, die dem Verbraucher gemäß dem Verbraucherschutzgesetz von 1987 zustehen.

Unsere Waren werden mit Garantien geliefert, die nach dem britischen Verbraucherrecht nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben das Recht, die Waren reparieren oder ersetzen zu lassen, wenn die Waren nicht von akzeptabler Qualität sind.

Bevor Sie Ihr Gerät an uns zurücksenden lesen Sie Ihre Gebrauchsanweisung und halten Sie sich an die Instruktionen.

Wenn ihr Gerät repariert werden muss und es sich in der Garantiezeit befindet, bitte senden Sie das Gerät mit folgenden Angaben zurück:

1. Name:
2. Adresse:
3. Telefon:
4. E-mail:
5. Kaufdatum:
6. Kaufbeleg:

Bitte senden Sie das Gerät an:

TensCare Ltd
PainAway House,
9 Blenheim Road,
Longmead Business Park,
Epsom, Surrey
KT19 9BE, UK

Bitte rufen Sie für weitere Informationen +44 (0) 1372 723 434.



Contenuto

Introduzione	41
Contenuto del Kit	41
Parti della Pompa	41
Pulizia e sterilizzazione	41
Guida all'installazione	43
Pompaggio con Nouri	44
Conservazione del Latte Materno	45
Come nutrire il tuo bambino	46
Somministrazione del Latte Materno	46
Quando iniziare a usare Nouri	47
Risoluzione dei problemi	47
Materiali	47
Garanzia	48


Introduzione

Nouri Pump è un tiralatte manuale, ideato per offrire un'esperienza confortevole durante l'estrazione del latte. Il tiralatte offre due forze di aspirazione e stimola delicatamente il flusso del latte mediante i morbidi cuscini massaggianti. Nouri Pump è anche compatto e quindi può essere utilizzato in viaggio.

Contenuto del Kit

- 1 x Pompa manuale
- 1 x Bottiglia (150ml)
- 1 x Cappuccio della bottiglia
- 1 x Tettarella e cappuccio
- 1 x Copertura
- 2 x Valvola della pompa

Parti della Pompa



Pulizia e sterilizzazione

Prima del primo utilizzo

Pulire e sanificare le parti prima di usare Nouri Pump per la prima volta. Utilizzare le seguenti istruzioni per la pulizia e l'igiene.

Dopo ogni utilizzo

Pulire tutte le parti che vengono a contatto con il seno e il latte materno:

- Separare tutte le parti, ricordandosi di rimuovere la valvola della pompa dal corpo della pompa.
- Sciacquare le parti con acqua fredda per eliminare i residui di latte materno.

Lavaggio nel lavandino:

- Immergere tutte le parti in acqua tiepida e saponata per 5 minuti e poi pulire con un canovaccio pulito o una spazzola morbida.
- Sciacquare tutte le parti con acqua limpida.
- Lasciare le parti ad asciugare.

Lavaggio in lavastoviglie:

- Lavare tutte le parti separate sul ripiano superiore della lavastoviglie.
- Lasciare le parti ad asciugare.

Disinfettare giornalmente:

- Lavare accuratamente le mani.
- Separare tutte le parti che vengono a contatto con il seno e con il latte materno, ricordandosi di togliere la valvola della pompa dal corpo della pompa.
- Immergere le parti in acqua bollente per 10 minuti utilizzando una pentola per uso domestico.
- Lasciare raffreddare l'acqua prima di rimuovere le parti dall'acqua.
- Posizionare le parti su una superficie pulita e/o un asciugamano e lasciare asciugare.

Attenzione:

Per la pulizia utilizzare solo acqua potabile del rubinetto o acqua in bottiglia. Separare e lavare tutte le parti che entrano in contatto con il seno e il latte subito dopo il loro utilizzo per evitare che i residui di latte si asciughino e per prevenire la crescita di batteri.

Non conservare le parti bagnate o umide.

Durante l'igienizzazione con acqua bollente, evitare che le parti entrino in contatto con il lato della pentola. Questo può causare la deformazione o il danneggiamento delle parti.

Nouri è destinato ad essere utilizzato da una sola persona. Per evitare la contaminazione, non condividere la pompa.

Nota:

Lavare le parti di Nouri Pump dopo ogni uso.

Disinfettare le parti di Nouri Pump una volta al giorno.

Fare attenzione a non danneggiare le parti durante la pulizia.

Guida all'installazione



1. Lavare bene le mani con acqua e sapone.



2. Inserire la barra di azionamento nel diaframma.



3. Inserire il diaframma nel corpo della pompa.



4. Spingere il cappuccio della pompa sulla parte superiore del corpo della pompa.



5. Inserire la valvola della pompa nella parte inferiore del corpo della pompa.



6. Avvitare il corpo della pompa sulla bottiglia.



7. Attaccare la copertura del seno al corpo della pompa.



8. Spingere la manopola della pompa sull'asse del corpo pompa fino a quando non scatta in posizione.




9. Selezionare il livello di aspirazione attaccando la manopola alla sezione inferiore o superiore della barra di azionamento.


Pompaggio con Nouri



1. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e assicurarsi che il seno sia pulito.




2. Posizionare il tiralatte sul seno. Assicurarsi di centrare il capezzolo.



3. Cominciare a premere delicatamente la maniglia fino a raggiungere un comodo livello di aspirazione.



4. Continuare a stringere la maniglia a intervalli di 2-3 secondi, imitando la frequenza naturale di aspirazione del bambino.



5. Smettere di pompare quando il latte smette di fluire o quando la bottiglia è piena.



6. Svitare la bottiglia dal corpo della pompa. Usare il tappo del flacone per sigillare il flacone per la conservazione o la tettarella per la somministrazione.

Nota:

- Il est suggéré de porter un soutien-gorge d'allaitement pour faciliter Si consiglia di indossare un reggiseno per l'allattamento per facilitare l'alimentazione e l'estrazione del latte.
- Il latte refrigerato deve essere utilizzato il più presto possibile per evitare il deterioramento.
- Se il latte non viene estratto durante il pompaggio, riprovare più tardi.

- Non riempire eccessivamente il biberon. Il biberon deve essere conservato in posizione verticale per evitare perdite.

Consigli

- Comprimerne a caldo il seno prima di pompare. Il pompaggio dopo il bagno può essere utile quando il corpo è caldo.
- Durante l'allattamento, pompare il latte sull'altro seno o pompare il latte in eccesso dopo la poppata.
- Cambiare la posizione di posizionamento sul seno per stimolare la secrezione del latte.
- Fare pratica con Nouri fino a trovare l'approccio che meglio si adatta alle proprie necessità. Se riscontra fastidio durante l'uso, consultare un medico.

Attenzione

- Nouri è per uso singolo. Per evitare contaminazioni, si consiglia di non condividere la pompa.
- Non usare Nouri durante la gravidanza. L'uso del tiralatte troppo precoce può causare una contrazione uterina e portare all'aborto.

Si consiglia di pulire e sterilizzare il prodotto prima dell'uso.

- Non utilizzare il tiralatte per oltre 20 minuti. L'uso per periodi di tempo prolungati può causare dolore al seno.
- Conservare la pompa in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla luce diretta del sole e dalla portata dei bambini.

Conservazione del Latte Materno

Ripostiglio	Temperatura	Max. durata della conservazione
Camera	16-29 °C (60-85 °F)	4 ore
Frigorifero	4 °C (39 °F)	4 giorni
Congelatore	<-4 °C (25 °F)	0-6 mesi

Quanto sopra vale solo per i neonati di un mese di età superiore. Si prega di consultare un medico per maggiori dettagli.

Attenzione:

- Non ricongelare il latte scongelato.
- Non mescolare il latte materno fresco con il latte scongelato.

Nota:

- Il latte materno fresco deve essere conservato in frigorifero o in congelatore.
- Assicurarsi di datare il latte per la conservazione.
- Durante il congelamento, il volume massimo del latte dovrebbe essere pari a $\frac{3}{4}$ della bottiglia. Il latte può espandersi durante il congelamento.

Come nutrire il tuo bambino

- Se il latte è refrigerato, mettere il contenitore del latte in acqua calda per riscaldarlo. Agitare il contenitore per riscaldare il latte.
- Se il latte è congelato, scongelarlo in frigorifero 24 ore prima dell'uso. Una volta scongelato, scaldarlo come latte refrigerato.

Uso dello scaldalatte:

Accendere il riscaldatore del latte e impostarlo su 40°C. Mettere il contenitore del latte nel riscaldatore.

*Possono formarsi strati di liquido quando si utilizza il latte congelato. È normale. Agitare bene la bottiglia prima della poppata.

Avvertimento:

- Non riscaldare nuovamente il latte scongelato.
- Non utilizzare il forno a microonde per scongelare il latte materno.
- Non scaldare il latte con acqua bollente.
- Se si utilizza acqua calda per riscaldare il latte, provare la temperatura del latte prima dell'alimentazione.

Somministrazione del Latte Materno

Si consiglia di assicurarsi che l'allattamento al seno sia ben consolidato prima di allattare il bambino con il biberon.

- Controllare sempre la bottiglia, la tettarella e le altre parti prima e dopo ogni uso. Se la tettarella dovesse essere screpolata o lesa, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Per prevenire eventuali rischi di soffocamento, prova la forza della tettarella tirando la parte bulbosa della tettarella.
- Non tentare di allargare il foro della tettarella.
- I neonati non devono essere alimentati con il biberon senza la supervisione di un adulto.
- La tettarella non deve essere usata come ciuccio.
- Pulire e disinfettare la bottiglia prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo.

Quando iniziare a usare Nouri

1. Se si inizia l'allattamento al seno con successo, si consiglia di iniziare a usare Nouri dopo che la regolare secrezione di latte e la nutrizione è avvenuta. (I tiralatte vengono solitamente utilizzati 2-4 settimane dopo la nascita del bambino).
2. Nouri Pump deve essere utilizzata nelle seguenti circostanze:
 - Se non è possibile iniziare l'allattamento al seno, un regolare pompaggio oaiuta a stabilire e sostenere la secrezione di latte.
 - Quando allattate il vostro bambino in ospedale.
 - Quando sentite che il vostro seno è gonfio o doloroso, potete pompare il latte tra una poppata e l'altra per liberare il disagio.
 - Se il capezzolo è doloroso o screpolato e quindi non è in grado di nutrire il bambino, è possibile pompare il latte fino a quando il capezzolo non si riprende.
 - Se dovete lasciare il vostro bambino per un certo periodo di tempo e quindi non allattate regolarmente, potete pompare il latte per mantenere la secrezione di latte funzionale.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Soluzione
La pompa non funziona	Scarsa forza di aspirazione o nessuna	<ol style="list-style-type: none">1. Assicuratevi che il cuscinetto sia a contatto con il seno2. Controllare se il cuscinetto è installato correttamente sulla copertura3. Assicurarvi che l'anello esterno del diaframma si colleghi correttamente con la protezione del seno.4. Controllare se l'impugnatura è completamente inserita nel diaframma.5. Assicurarvi chela valvola sia installata con precisione.

Materiali

Parte	Materiale	Temperatura massima /°C
Connettore Seno	PP	110
Maniglia	PP	110
Tappo	PP	110

Parte	Materiale	Temperatura massima /°C
Bottiglietta	PP	110
Barretta	PP	110
Diaframma	Gel di silice	120
Valvola	Gel di silice	120
Tettarella	Gel di silice	120

Garanzia

Questo prodotto è garantito esente da difetti di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto. Questa garanzia è nulla se il prodotto viene modificato o alterato, se è soggetto ad uso improprio o abuso, se viene danneggiato durante il trasporto, se viene fatto cadere, se si verifica un danno a causa della mancata osservanza del libretto di istruzioni scritto allegato, o se le riparazioni del prodotto vengono effettuate senza l'autorizzazione della TensCare Ltd.

Ripareremo o, a nostra discrezione, sostituiremo gratuitamente le parti necessarie per correggere il materiale o la lavorazione, oppure sostituiremo l'intera unità e vi restituiremo l'unità durante il periodo di garanzia. In caso contrario, faremo un preventivo per qualsiasi riparazione che sarà effettuata all'accettazione del nostro preventivo. I vantaggi conferiti dalla presente garanzia si aggiungono a tutti gli altri diritti e rimedi relativi al prodotto, di cui il consumatore dispone ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori del 1987.

I nostri prodotti vengono forniti con garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legge britannica sui consumatori. Avete il diritto di far riparare o sostituire la merce se la merce non è di qualità accettabile.

Prima di inviarci l'unità per la riparazione, leggere il manuale e assicurarsi di aver seguito tutte le istruzioni che esso impone.

Qualora fosse necessaria una riparazione entro il periodo di garanzia, restituire il dispositivo con i seguenti dettagli:

1. Nome:
2. Indirizzo:
3. Telefono:
4. E-Mail:
5. Data Di Acquisto:
6. Prova Di Acquisto:

Si prega di restituire l'unità a:

TensCare Ltd
 PainAway House,
 9 Blenheim Road,
 Longmead Business Park,
 Epsom, Surrey
 KT19 9BE, UK

Per ulteriori informazioni, contattaci a: +44 (0) 1372 723 434.

Notes

Follow us

TensCare aim to give you the best possible product and service. We listen to your suggestions and are constantly trying to improve our products. We also want to learn about the way our products are used, and the benefits they give. If you have anything you would like to share with us, please get in touch.



TensCare Ltd



@TensCareLtd



TensCare Limited



@tenscareLtd

nouri



TensCare Ltd. 9 Blenheim Rd,
Epsom, Surrey, KT19 9BE, U.K.
+44 (0) 1372 723 434

I-NRIPUMP-ML [UK,ES,FR,DE,IT] Rev 1.0 08/21

TensCare[™]