



Instructions For Use
Please Read Carefully

Contents

01.	Introduction	2
02.	Intended Use	2
03.	Microcurrent	3
04.	Contents	4
05.	Safety Guidelines	5
06.	Before Use	8
07.	Facial Strokes	9
08.	Using Uniwand	15
09.	Disposal	17
10.	Troubleshooting	18
11.	Warranty	19
12.	Technical Specification	20
13.	Symbols Table	21



01. Introduction

Uniwand brings the professional beauty therapy treatment to your home. Uniwand is a non-invasive facial toning tool to be used alongside microcurrent facial toning devices, such as the Uniglo, to reduce visible signs of ageing. Uniwand works by delivering low-level electrical impulses via the dual sphere treatment head to the facial muscles. The wand offers precise and flexible control, allowing users to target the specific areas of need. Microcurrent therapy should be completely pain-free. The current delivered during the stimulation is so small that in most cases, no sensation will be felt.

02. Intended Use

Uniwand is an accessory designed to be used with TensCare beauty products in the home environment to reduce signs of ageing. It is suitable for use by all who can control the device and understand the instructions.

Do not use the device for any purpose other than this intended use. This device is intended for cosmetic use on the face only.

Warning: Not suitable for use by children without adult supervision.

Important: The device should only be used with microcurrent programmes such as Uniglo FACE 2. Only use Uniwand with microcurrent parameters recommended in this manual.

Warning: If using Uniwand with the Uniglo Face and



Body Toning device, do not use FACE 1 programme or any other programme than FACE 2.

03. Microcurrent

Microcurrent stimulation delivers low current into the cells of the body. Microcurrent has been regularly used by beauty professionals to offer a non-invasive and safe face lift alternative to their clients. By stimulating the facial muscles, regular microcurrent treatments can positively impact the appearance of your skin.

Microcurrent can have preventative and corrective effects. The stimulation can help tighten skin and soften fine lines and wrinkles. The stimulation can also help muscle and tissue to be in a better state of repair to receive the body's own natural bio-electrical impulses; hence a preventative result can also be achieved.

Benefits of Microcurrent

- Encourages collagen production to plump out the tissue
- Helps to tighten and soften lines and wrinkles
- Boosts sagging muscles
- Reduces oedema: puffiness under the eyes is reduced as is dark circles under the eyes.
- Gives a youthful appearance to the skin
- Tightens and reduces open pores
- Enhances colours and texture of the skin




04. Contents

1 x Uniwand

1 x Unigel Hyaluronic Conductive Gel

1 x Instructions for Use



05. Safety Guidelines

Contraindications

- **Do not use** if you have a pacemaker (or if you have a heart rhythm problem) or with any electronic devices. Using this unit with electronic devices may cause erroneous operation of the device. Stimulation in the direct vicinity of an implanted device may affect some models.
- **Do not use** during the first three months of pregnancy.

Warnings

- Uniwand is designed to be used with Microcurrent programmes only. Do not use with programmes that exceed the parameters detailed in the technical specification.
- Do not use when driving, operating machinery, or similar actions needing muscular control. Damaged leads, or sudden changes in contact may cause brief involuntary muscle movements.
- Do not use if you have, in the area being treated: active or suspected cancer or undiagnosed pain with a history of cancer. Stimulation directly through a confirmed or suspected malignancy should be avoided as it may stimulate growth and promote spread of cancer cells.
- Do not use while simultaneously connected to high frequency surgical equipment as it may result in burns at the site of stimulator electrodes

and possible damage to the stimulator.

- Do not use if you have metal implants in the head or neck area.
- Do not use if you have Botox injections in the application area.
- Do not use for 6-8 weeks following collagen injections.
- Do not use for 1 year following a Retin A or Ro-Accountaine treatment. This medication used in the treatment of acne can cause thinning of the skin.
- Ensure the device is switched off before inserting the Uniwand lead.

Cautions

- Uniwand is intended for single patient use only. Do not share your Uniwand. Improper treatment or cross-infection may occur.
- Caution should be used if you have a bleeding disorder as stimulation may increase blood flow to the stimulated region.
- Caution should be used if you have suspected or diagnosed epilepsy as electrical stimulation may affect seizure threshold.
- Do not permit use by children unable to understand the instructions or persons with cognitive disabilities, i.e., Alzheimer's disease or dementia.
- Keep out of reach from children. Lead wire is a long cord - risk of strangulation in infants.



- Do not use on broken skin.
- Some patients may experience skin irritation or hypersensitivity due to the electrical stimulation or electrically conductive medium (e.g., the Unigel). The irritation can usually be reduced by using an alternate conductive medium. If a skin irritation continues, discontinue treatment immediately.
- Do not immerse your device in water or place it close to excessive heat.
- Keep the device away from sunlight, as long-term exposure may affect the rubber causing it to become less elastic and crack.
- Keep the device away from lint and dust, as long-term exposure may affect the sockets or cause the battery connector to develop a bad contact.
- There are no user serviceable parts. Do not attempt to open or modify the unit. This may affect the safe operation of the unit and will invalidate the warranty.

Adverse Reactions

If you experience skin irritation or burning, discontinue use. If you experience any persistent painful sensations during or following the use of the Uniwand device, you should stop using the device and consult your healthcare professional.



06. Before Use

Uniwand has designed to be used with Uniglo's FACE 2 programme.

Important: Observe all the Contraindications, Cautions and Warnings included with the device that you are using the Uniwand with.

Programme Information

Uniglo's **FACE 2** programme has been designed to provide three phases of treatment.

Phase 1 – Circulation: This part of the treatment stimulates the epidermal and dermal blood circulation. It also has an activating effect on the lymph circulation.

Phase 2 – Superficial lift: This part of the programme lifts the superficial facial muscles.

Phase 3 – Deep facial toning: This phase gives a lift to deep facial muscles.

The programme phases are indicated on the Uniglo display by the central bar (illustration below).



The intensity levels are preset for each phase. These can be reduced by pressing the ▼ button.

First Use

Before using for the first time, test the Unigel with your skin. Apply a generous amount of gel onto any part of your body and leave for 30 minutes. After this time, clean off the gel and check the area of skin. If there is any irritation or if an allergic reaction develops within 24 hours, please discontinue use and seek advice from your healthcare professional.

Preparation

Before use ensure your skin is clean and dry. Remove facial hair as hair can reduce the conductivity between the spheres and the skin and have a negative impact on performance. Use Uniwand in front of a mirror to allow for accurate completion of the facial strokes.

07. Facial Strokes


The following pages detail microcurrent facial techniques. Each area of the face has several different strokes and starting positions.

Each facial stroke should take 5 seconds to perform.

The user should focus on one area of the face at a time.




Jaw and Cheeks



- **Position 1 (Jaw)** – Position the bottom sphere on your jawline. Slowly glide the wand towards your lower ear.
- **Position 2 (Lower Cheeks)** – Position the bottom sphere under your cheekbone. Slowly glide the wand to your mid-ear.
- **Position 3 (Upper Cheeks)** – Position the bottom sphere on your cheekbone. Slowly glide the wand to your upper ear.
- Repeat for the opposite side of the face.




Forehead



- Position the wand at position 1, above the thick of your eyebrow. Slowly glide the wand toward your hairline.
- Repeat for position 2 and 3.
- Repeat for the opposite side of the face.

Eye




- Position the Uniwand at position 1, with the spheres positioned horizontally. Slowly glide the wand towards the inner corner of your eye, maintaining the same orientation.
- Repeat for position 2 and 3.
- Repeat for the opposite side of the face.

Lip



- Position the Uniwand above the upper lip. Push the Uniwand up towards your ear and hold the Uniwand in this position for 5 seconds.
- Repeat at position 2.
- Repeat for the opposite side of the face.


Cheek Contour



- Position the Uniwand under the apple of the cheek close to the nose. Lift the cheek contour by pushing the Uniwand upwards. Hold the Uniwand in this position for 5 seconds.
- Repeat at position 2 (under the apple of the cheek, mid-way between nose and ear) and 3 (under the apple of the cheek, near the hairline).
- Repeat for the opposite side of the face.



08. Using Uniwand

1. Clean the area of the face you wish to treat.
2. Connect the Uniwand lead into either lead socket on the Uniglo device.
3. Apply the Unigel Hyaluronic Conductive Gel to the facial area. Use a similar amount as if you are applying moisturiser to your face.
4. Turn on the Uniglo device.
5. Press the programme button until FACE 2 programme has been selected. Once selected, the treatment session will automatically start. 
6. Perform the facial strokes for the selected area of the face, as indicated in the facial strokes diagrams. Each facial stroke should take 5 seconds to perform.

For each phase of the Uniglo programme, the user should complete a set of facial stroke cycles.

Phase 1 – 2 cycles

Phase 2 – 3 cycles


Phase 3 – 2 cycles

- 1 stroke = a facial stroke from one starting position
- 1 cycle = facial strokes from each starting position (see facial stroke diagrams), for both sides of the face
- 1 phase = one part of the facial treatment with a set number of cycles to complete.



For example, for the forehead, user would complete strokes on the left side of the face at position 1, 2 and 3. They would then perform the strokes on the right side of the face, again at position 1, 2 and 3. This would be one complete cycle. For phase 1, the user should complete this process twice (2 cycles), 3 times for phase 2 (3 cycles) and twice for phase 3 (2 cycles).

Note: Each phase has a preset time (see Uniglo manual) to perform the necessary cycles. However, it is expected you will complete the facial cycles for each phase within the allotted time.

7. If you have completed the number of cycles for each phase before the end of the phase time, unlock the device by pressing either ▼ button and hold the phase skip button for 3 seconds to move onto the next phase. 

Note: Expected treatment time per facial area is 5 minutes.

8. Once all three phases are complete, move onto the next area of the face you wish to treat and complete phase 1, 2 and 3 as instructed above.

Caution: Microcurrent stimulation can be uncomfortable or painful if insufficient conductive gel is used. If you start to feel pain midway through a session, apply extra conductive gel to the area of the face you are treating.

Frequency of Use

We recommend one treatment session daily, 5 days/week, for 12 weeks. You may notice some positive effects after just one session, but normally it will take



about 6 weeks before you notice a difference.

After your session

- Turn off your Uniglo device pressing and holding the power button on the side and disconnect the Uniwand.
- Wash your face with warm soapy water to remove any excess Unigel.
- It is important that the Uniwand is cleaned after each use. Clean with either an alcohol-free antibacterial wipe such as TensCare Wipes (see X-WIPES) or by wiping with a damp cloth and a solution of mild soap and water. Any excess Unigel should be removed. Wipe dry.
- If using alongside the Uniglo device, after use store the Uniwand in the Uniglo storage pouch.

09. Disposal

Clean thoroughly and dispose of according to local regulations.



10. Troubleshooting

If your Uniwand is not working properly, please check the following:

Problem	Possible Causes	Solution
Pain during treatment	Wrong programme is being used.	Uniwand should only be used with Microcurrent programmes. If using with Uniglo, this should be FACE 2.
	Not enough Unigel applied to the face.	Evenly apply a generous amount of Unigel to the areas of the face you are stimulating.
	Irritation or allergic reaction to the Unigel Hyaluronic Conductive Gel.	Try alternative water-based conductive gel. Discontinue treatment and seek advice from your healthcare professional.
No sensation	Microcurrent programme is being used.	It is normal to feel no sensation during use.

If the above review has failed to resolve your problem, or to report unexpected operation or events, or to provide feedback call TensCare or your local supplier or distributor (address on back cover) for advice.

Contact TensCare customer service on +44 (0) 1372 723 434. Our staff are trained to assist you with most issues you may have experienced, without the need to send your product in for service.



11. Warranty

Uniwand has a one-year warranty from the date of purchase. The warranty does not cover the Unigel Hyaluronic Conductive Gel.

This warranty is void if the product is modified or altered, is subject to misuse or abuse; damaged in transit; lack of responsible care; is dropped; if the unit has been immersed in water; if damage occurs by reason of failure to follow the written instruction booklet enclosed; or if product repairs are carried out without authority from TensCare Ltd.

We will repair, or at our option replace free of charge, any parts necessary to correct material or workmanship, or replace the entire unit and return to you during the period of the warranty. Otherwise, we will quote for any repair which will be carried out on acceptance of our quotation. The benefits conferred by this warranty are in addition to all other rights and remedies in respect of the product, which the consumer has under the Consumer Protection Act 1987.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the UK consumer Law. You are entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality.

Should repair be needed within the warranty period, please return the unit with the following information:

- Name
- Address
- Phone number
- Email address
- Proof of purchase



- Retailer's name and address
- Brief description of the problem you are experiencing

Please send the unit to:

TensCare Ltd

9 Blenheim Road

Epsom

Surrey

KT19 9BE, U.K.

Should you require any further information do not hesitate to contact us by calling +44 (0) 1372 723 434.

12. Technical Specification

Device Specifications

Dimensions 134 x 25 x 25mm

Weight 53g

Microcurrent
Parameter Range 100 - 750 μ A













Environmental Specifications

Operating Temperature range: 0-40°C
Humidity: 10-93% RH non-condensing
Atmospheric Pressure: 700-1060hPa

Storage Temperature range: -25-70°C
Humidity: 10-93% RH non-condensing
Atmospheric Pressure: 700-1060hPa



13. Symbols Table

	This symbol on the unit means "Refer to instructions for use".
	CE Mark
	Manufacturer Symbol
	Lot Number: indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.
	Catalogue Number: indicates the manufacturer's catalogue number so that the device can be identified.
	Do not dispose in household waste.
	Temperature Limitation: indicates the temperature limits to which the device can be safely exposed.
	Humidity Limitation: indicates the humidity limits to which the device can be safely exposed.
	Atmospheric Pressure: indicates the atmospheric limits to which the device can be safely exposed.
	A Contraindication is used when a device should not be used because the risk of use clearly outweighs any foreseeable benefits and may result in serious injury or death.
	A Warning is used when failure to follow the instructions may result in serious injury or death.
	A Caution is used when failure to follow the instructions may result in a minor or moderate injury, or damage to the device or other property.

Treatment Diary

M	T	W	T	F	S	S



Contenido

01.	Introducción	24
02.	Uso Previsto	24
03.	Microcorriente	25
04.	Contenido	26
05.	Directrices de Seguridad	27
06.	Antes del Uso	30
07.	Trazos Faciales	32
08.	Uso de Uniwand	38
09.	Eliminación	40
10.	Solución de Problemas	41
11.	Garantía	42
12.	Especificaciones Técnicas	44
13.	Símbolos Usados	45



01. Introducción

Uniwand le permite disfrutar de un tratamiento de belleza profesional en casa. Uniwand es una herramienta de tonificación facial no invasiva que se utiliza con dispositivos de tonificación facial de microcorriente, como el Uniglo, para reducir los signos visibles del envejecimiento. Uniwand funciona mediante la entrega de pulsos eléctricos de baja intensidad a los músculos faciales a través del cabezal de tratamiento de doble esfera. La varilla ofrece un control preciso y flexible, lo que permite a los usuarios dirigirse a las zonas específicas que necesitan. La terapia de microcorriente debe ser completamente indolora. De hecho, la corriente suministrada durante la estimulación es tan baja que en la mayoría de los casos no se percibe ninguna sensación.

02. Uso Previsto

Uniwand es un accesorio diseñado para ser utilizado con los productos de belleza TensCare en el ámbito doméstico para reducir los signos del envejecimiento. Es adecuado para cualquier persona que pueda controlar el dispositivo y entender las instrucciones. No utilice el aparato para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado.

Este dispositivo está destinado únicamente a un uso cosmético en la cara.

Advertencia: No apto para el uso de niños sin la supervisión de un adulto.

Importante: El aparato sólo debe utilizarse con



programas de microcorriente como Uniglo FACE 2. Utilice el Uniwand sólo con los ajustes de microcorriente recomendados en este manual.

Advertencia: Cuando utilice Uniwand con Uniglo Face and Body Toning, NO utilice el programa FACE 1 ni ningún otro programa que no sea FACE 2.

03. Microcorriente

La estimulación por microcorriente suministra una pequeña corriente a las células del cuerpo. Los profesionales de la belleza utilizan regularmente la microcorriente para ofrecer a sus clientes una alternativa segura y no invasiva al lifting facial. La estimulación de los músculos faciales puede mejorar el aspecto de la piel con tratamientos regulares de microcorriente.

La microcorriente puede tener efectos tanto preventivos como correctivos. La estimulación puede ayudar a tensar la piel y reducir las arrugas y las líneas de expresión. La estimulación también puede ayudar a que los músculos y los tejidos estén en mejor estado para recibir los impulsos bioeléctricos naturales del cuerpo, logrando así un resultado preventivo.

Beneficios de la microcorriente

- Favorece la producción de colágeno para rellenar los tejidos.
- Ayuda a tensar y suavizar las líneas y arrugas.
- Estimula los músculos flácidos




- Reduce el edema: las bolsas de los ojos se reducen, así como las ojeras.
- Da un aspecto juvenil a la piel
- Tensa y reduce los poros abiertos
- Mejora el color y la textura de la piel

04. Contenido

1 x Uniwand

1 x Gel Conductor Hialurónico Unigel

1 x Instrucciones de uso



05. Directrices de Seguridad

Contraindicaciones

- No lo utilice si tiene un marcapasos (o tiene un problema de ritmo cardíaco) o con dispositivos electrónicos. El uso de este aparato con dispositivos electrónicos puede provocar un mal funcionamiento del aparato. La estimulación cerca de un dispositivo implantado puede afectar a algunos modelos.
- No utilizar durante los tres primeros meses de embarazo.

Advertencias

- El dispositivo Uniwand está diseñado para ser utilizado únicamente con programas de microcorriente. No utilizar con programas que superen los parámetros detallados en las especificaciones técnicas.
- No utilice el dispositivo mientras conduce, maneja maquinaria o acciones similares que requieran control muscular. Los cables dañados o los cambios bruscos de contacto pueden provocar breves movimientos musculares involuntarios.
- No lo utilice si tiene un cáncer activo o sospechoso o un dolor no diagnosticado en la zona tratada con antecedentes de cáncer. Debe evitarse la estimulación directa a través

de un tumor maligno confirmado o sospechoso, ya que puede estimular el crecimiento y la propagación de las células cancerosas.

- No utilice el dispositivo cuando esté conectado al mismo tiempo a un equipo quirúrgico de alta frecuencia, ya que puede provocar quemaduras en los electrodos del estimulador y dañar el estimulador.
- No utilizar si tiene implantes metálicos en la zona de la cabeza o el cuello.
- No lo utilice si tiene inyecciones de Botox en la zona de aplicación.
- No utilizar durante 6-8 semanas después de las inyecciones de colágeno.
- No utilizar durante 1 año después del tratamiento con Retin A o Ro-Accuntaine. Este medicamento utilizado en el tratamiento del acné puede provocar un adelgazamiento de la piel.
- Asegúrese de que el dispositivo está apagado antes de insertar el Uniwand.

Precauciones

- El Uniwand está destinado a ser utilizado por un solo paciente. No comparta su Uniwand. Puede producirse un tratamiento inadecuado o una infección cruzada.
- Se debe tener precaución si se tiene un trastorno hemorrágico, ya que la estimulación puede aumentar el flujo sanguíneo en la zona estimulada.

- Se debe tener precaución si se sospecha o se diagnostica epilepsia, ya que la estimulación eléctrica puede afectar al umbral de las convulsiones.
- No permita que el aparato sea utilizado por niños que no puedan entender las instrucciones o por personas con deterioro cognitivo, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer o demencia.
- Mantener fuera del alcance de los niños. El cable de alimentación es un cordón largo: peligro de estrangulamiento para los niños.
- No utilizar en pieles rotas.
- Algunos pacientes pueden experimentar irritación de la piel o hipersensibilidad debido a la estimulación eléctrica o al medio conductor de electricidad (por ejemplo, Unigel). Por lo general, la irritación puede reducirse utilizando otro medio conductor. Si la irritación de la piel persiste, suspender inmediatamente el tratamiento.
- No sumerja el dispositivo en agua ni lo coloque cerca de un calor excesivo.
- Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa, ya que una exposición prolongada puede afectar a la goma, haciéndola menos elástica y haciendo que se agriete.
- Mantenga la unidad libre de pelusas y polvo, ya que una exposición prolongada puede afectar a los enchufes o provocar un mal contacto con el conector de la batería.



- No hay piezas que el usuario pueda reparar. No intente abrir o modificar la unidad. Hacerlo puede afectar al funcionamiento seguro del dispositivo y anulará la garantía.

Efectos Indeseables

Si experimenta irritación o ardor en la piel, interrumpa el uso del dispositivo. Si experimenta sensaciones dolorosas persistentes durante o después de usar el dispositivo Uniwand, debe dejar de usarlo y consultar a su profesional de la salud.

06. Antes del Uso

Uniwand ha sido diseñado para su uso con el programa FACE 2 de Uniglo.

Importante: Observe todas las contraindicaciones, advertencias y precauciones incluidas en el dispositivo con el que está utilizando Uniwand.

Información sobre el programa

El programa **FACE 2** de Uniglo consta de tres fases de tratamiento.

Fase 1 - Circulación: Esta parte del tratamiento estimula la circulación sanguínea epidérmica y dérmica. También tiene un efecto activador de la circulación linfática.

Fase 2 - Levantamiento superficial: Esta parte del programa levanta los músculos superficiales de la cara.



Fase 3 - Lifting facial profundo: Esta fase levanta los músculos profundos de la cara.

Las fases del programa se indican en la pantalla de Uniglo mediante la barra central (mostrada a continuación).



Los niveles de intensidad están preestablecidos para cada fase. Se pueden reducir pulsando el botón ▼.

Primer uso

Antes de utilizarlo por primera vez, pruebe Unigel en su piel. Aplique una cantidad generosa de gel en cualquier parte del cuerpo y déjelo actuar durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo, se retira el gel y se revisa la zona de la piel. Si se produce una irritación o una reacción alérgica en el plazo de 24 horas, interrumpa su uso y consulte a su médico.

Preparación

Antes de utilizarlo, asegúrese de que su piel está limpia y seca. Elimine el vello facial, ya que puede reducir la conductividad entre las esferas y la piel y afectar negativamente al rendimiento. Utilice Uniwand frente a un espejo para poder ejecutar con precisión los movimientos faciales.

07. Trazos Faciales


A continuación se sugieren técnicas faciales de microcorriente. Cada zona de la cara tiene varios movimientos y posiciones de partida diferentes.

Cada movimiento facial debe realizarse en 5 segundos.

El usuario debe centrarse en una zona de la cara cada vez.




Mandíbula y mejillas




- Posición 1 (mandíbula) - Coloque la esfera inferior en la mandíbula. Deslice lentamente la varilla hasta su oreja.
- Posición 2 (parte inferior de las mejillas) - Coloque la esfera inferior bajo el pómulos. Deslice lentamente la varilla hacia el centro de la oreja.
- Posición 3 (Pómulos superiores) - Coloque la esfera inferior en el pómulos. Deslice lentamente el bastón hacia la parte superior de la oreja.
- Repetir en el lado opuesto de la cara.

Frente



- Coloca la varilla en la posición 1, por encima de la ceja. Desliza lentamente la varilla hacia la línea del cabello.
- Repita la operación para las posiciones 2 y 3.
- Repetir en el lado opuesto de la cara.

Ojo




- Coloque el Uniwand en la posición 1, con las esferas en posición horizontal. Deslice lentamente el bastón hacia el ángulo interno del ojo, manteniendo la misma orientación.
- Repita la operación para las posiciones 2 y 3.
- Repetir en el lado opuesto de la cara.

Labios




- Coloque el Uniwand cerca de sus labios. Empuje el Uniwand hacia su oreja y manténgalo ahí durante 5 segundos.
- Repite en la posición 2.
- Repita la operación en el lado opuesto de la cara.

Contorno de mejillas



- Coloque el Uniwand bajo la manzana de la mejilla, cerca de la nariz. Levante el contorno de la mejilla empujando el Uniwand hacia arriba. Mantenga el Uniwand en esta posición durante 5 segundos.
- Repita la operación para la posición 2 (bajo la manzana de la mejilla, a medio camino entre la nariz y la oreja) y 3 (bajo la manzana de la mejilla, cerca de la línea del cabello).
- Repita la operación en el lado opuesto de la cara.

08. Uso de Uniwand

1. Limpie la zona de la cara que desea tratar.
2. Conecte el Uniwand a una de las dos tomas del dispositivo Uniglo.
3. Aplicar el Gel Conductor Hialurónico Unigel en la zona facial. Utilice una cantidad similar a la que utilizaría para aplicar una crema hidratante en su rostro.
4. Encienda el dispositivo Uniglo.
5. Pulse el botón de programa hasta seleccionar el programa FACE 2. Una vez seleccionada, la sesión de tratamiento se iniciará automáticamente. 
6. Realice los movimientos faciales para la zona de la cara seleccionada como se muestra en los diagramas de movimientos faciales. Cada movimiento facial debe durar 5 segundos.

Para cada fase del programa Uniglo, el usuario debe realizar una serie de trazos faciales.

Fase 1 - 2 ciclos


Fase 2 - 3 ciclos

Fase 3 - 2 ciclos

- 1 brazada = una brazada facial desde una posición inicial
- 1 ciclo = rasgos faciales de cada posición inicial (ver diagramas de rasgos faciales), para ambos lados de la cara.
- 1 fase = una parte del tratamiento facial con un número determinado de ciclos a realizar.

Por ejemplo, para la frente, el usuario debe realizar movimientos en el lado izquierdo de la cara en las posiciones 1, 2 y 3. A continuación, realiza los mismos movimientos en el lado derecho de la cara, siempre en las posiciones 1, 2 y 3. Esto es un ciclo completo. Para la fase 1, el usuario debe realizar este proceso dos veces (2 ciclos), 3 veces para la fase 2 (3 ciclos) y dos veces para la fase 3 (2 ciclos).

Nota: Cada fase tiene un tiempo predefinido (véase el manual de Uniglo) para completar los ciclos necesarios. Sin embargo, se espera que complete los ciclos faciales de cada fase dentro del tiempo asignado.

7. Si ha completado el número de ciclos de cada fase antes de que finalice el tiempo de la fase, desbloquee el dispositivo pulsando cualquiera de los botones ▼ y mantenga pulsado el botón de salto de fase durante 3 segundos para pasar a la siguiente fase. 

Nota: Tiempo previsto de tratamiento por zona facial = 5 minutos.

8. Una vez completadas las tres fases, pase a la siguiente zona de la cara que desee tratar y realice las fases 1, 2 y 3 como se ha descrito anteriormente.

Precaución: La estimulación por microcorriente puede resultar incómoda o dolorosa si se utiliza un gel conductor insuficiente. Si empieza a sentir dolor en medio de una sesión, aplique más gel conductor en la zona de la cara que está tratando.

Frecuencia de uso

Se recomienda una sesión de tratamiento al día, 5 días a la semana, durante 12 semanas. Puede notar los efectos positivos después de una sola sesión, pero normalmente se necesitan unas 6 semanas para ver la diferencia.

Después de la sesión

- Apaga tu Uniglo manteniendo pulsado el botón de encendido del lateral y desenchufa el Uniwand.
- Lávese la cara con agua tibia y jabón para eliminar el exceso de Uniglo.
- Es importante limpiar el Uniwand después de cada uso. Límpielo con una toallita antibacteriana sin alcohol, como las toallitas TensCare (véase X-WIPES), o con un paño húmedo y una solución suave de agua y jabón. El exceso de Unigel debe ser eliminado. Secar con un paño.
- Si se utiliza con el dispositivo Uniglo, guarde el Uniwand en la bolsa de almacenamiento Uniglo después de su uso.

09. Eliminación

Limpiar a fondo y eliminar de acuerdo con la normativa local.



10. Solución de Problemas

Si su Uniwand no funciona correctamente, compruebe los siguientes puntos:

Problema	Posibles causas	Solución
Pain during treatment	Se ha utilizado un programa equivocado.	Uniwand sólo debe utilizarse con programas de Microcorriente. Si se utiliza con Uniglo, debe ser FACE 2.
	No se ha aplicado suficiente Unigel en la cara.	Aplique una cantidad generosa de Unigel de manera uniforme en las zonas del rostro que desee estimular.
	Irritación o reacción alérgica al gel conductor hialurónico Unigel.	Pruebe con otro gel conductor a base de agua. Interrumpa el tratamiento y pida consejo a su profesional de la salud.
Ninguna sensación	Se utiliza el programa de microcorriente.	Es normal no tener ninguna sensación durante el uso.

Si la revisión anterior no ha resuelto su problema, no ha informado del funcionamiento o los eventos inesperados, o no ha proporcionado información, llame a TensCare o a su proveedor o distribuidor local (dirección en la contraportada) para que le asesoren.



Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de TensCare llamando al +44 (0) 1372 723 434. Nuestro personal está capacitado para ayudarle a resolver la mayoría de los problemas que pueda tener, sin tener que enviar su producto a reparar.

11. Garantía

Uniwand ofrece una garantía de un año a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre el Gel Conductor Hialurónico Unigel.

Esta garantía queda anulada si el producto ha sido modificado o alterado, si se ha hecho un mal uso o abuso del mismo, si se ha dañado durante el transporte, si no se ha mantenido de forma responsable, si se ha caído, si se ha sumergido en el agua, si se ha dañado por no haber seguido el folleto de instrucciones adjunto o si se han realizado reparaciones en el producto sin el permiso de TensCare Ltd.

Repararemos o, a nuestra discreción, sustituiremos las piezas necesarias para corregir el material o la mano de obra de forma gratuita, o sustituiremos la unidad completa y se la devolveremos dentro del período de garantía. En caso contrario, le haremos un presupuesto de las reparaciones que se llevarán a cabo tras la aceptación de nuestro presupuesto. Los beneficios de esta garantía se suman a todos los demás derechos y recursos de que dispone el consumidor en virtud de la Ley de Protección del Consumidor de 1987 en relación con el producto.

Nuestros productos tienen garantías que no pueden ser excluidas bajo la ley de consumidores del Reino



Unido. Tiene derecho a que se repare o sustituya la mercancía si no es de calidad aceptable.

Si se requiere una reparación dentro del período de garantía, devuelva la unidad con la siguiente información:

- Nombre de la empresa
- Dirección
- Número de teléfono
- Dirección de correo electrónico
- Prueba de compra
- Nombre y dirección del minorista
- Breve descripción del problema que tiene.

Por favor, envíe la unidad a:

TensCare Ltd.

9 Blenheim Road

Epsom

Surrey

KT19 9BE, REINO UNIDO

Si tiene alguna duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros llamando a nuestro número: +44 (0) 1372 723 434.



12. Especificaciones Técnicas

Especificaciones del Dispositivo

Dimensiones 134 x 25 x 25mm

Peso: 53g

Rango de ajuste de microcorriente recomendado 100 - 750 μ A

Especificaciones Medioambientales

Operación Temperatura: de 0-40°C
Humedad: 10-93% HR sin condensación
Presión atmosférica: de 700hPa-1060hPa

Almacenamiento Temperatura: de -25-70°C
Humedad: 10-93% HR sin condensación
Presión atmosférica: de 700hPa a 1060hPa



13. Símbolos Usados

	Este símbolo significa: Consulte el manual del usuario.
	Marca CE
	Símbolo del fabricante
	Número de lote: indica el código de lote del fabricante para que éste pueda ser identificado.
	Número de catálogo: indica el número de catálogo del fabricante para que un dispositivo específico pueda ser identificado.
	No desechar en la basura de casa.
	Limitación de temperatura: indica el límite de temperatura a la cual el dispositivo puede ser expuesto de manera segura.
	Límite de humedad: indica los límites de humedad a la que el dispositivo puede estar expuesto de manera segura.
	Presión atmosférica: Indica los límites atmosféricos a los cuales los dispositivos pueden ser expuestos de manera segura.
	Se utiliza una Contraindicación cuando no se debe usar un dispositivo porque el riesgo de uso supera claramente cualquier beneficio previsible y puede provocar lesiones graves o la muerte.
	Una Advertencia se utiliza cuando no seguir las instrucciones pueda resultar en heridas graves o la muerte.
	Una Precaución se utiliza cuando no seguir las instrucciones resulte en lesiones leves o daños en el dispositivo u otro objeto.

Diario de Tratamiento

M	T	W	T	F	S	S



Contenu

01.	Introduction	48
02.	Utilisation Prévue	48
03.	Microcourant	49
04.	Contenu	50
05.	Directives de Sécurité	51
06.	Avant l'Utilisation	54
07.	Traits faciaux	56
08.	Utilisation d'Uniwand	62
10.	Dépannage	65
11.	Garantie	66
12.	Spécifications Techniques	68
13.	Symboles Utilises	69



01. Introduction

Uniwand vous permet de bénéficier d'un traitement de beauté professionnel à domicile. Uniwand est un outil de tonification du visage non invasif à utiliser avec les appareils de tonification du visage à microcourant, tels que l'Uniglo, pour réduire les signes visibles du vieillissement. Uniwand fonctionne en délivrant des impulsions électriques de faible intensité aux muscles du visage via la tête de traitement à double sphère. La baguette offre un contrôle précis et flexible, ce qui permet aux utilisateurs de cibler les zones spécifiques dont ils ont besoin. La thérapie par microcourant doit être totalement indolore. En effet, le courant délivré pendant la stimulation est si faible que, dans la plupart des cas, aucune sensation n'est ressentie.

02. Utilisation Prévue

Uniwand est un accessoire conçu pour être utilisé avec les produits de beauté TensCare dans l'environnement domestique pour réduire les signes du vieillissement. Il convient à tous ceux qui peuvent contrôler l'appareil et comprendre les instructions. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

Cet appareil est uniquement destiné à un usage cosmétique sur le visage.

Avertissement: Ne convient pas à une utilisation par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

Important: L'appareil ne doit être utilisé qu'avec des programmes de microcourant tels que Uniglo FACE 2.



Utilisez Uniwand uniquement avec les paramètres de microcourant recommandés dans ce manuel.

Avertissement: Si vous utilisez Uniwand avec l'appareil Uniglo Face and Body Toning, n'utilisez PAS le programme FACE 1 ou tout autre programme que FACE 2.

03. Microcourant

La stimulation par microcourant délivre un faible courant dans les cellules du corps. Le microcourant est régulièrement utilisé par les professionnels de la beauté pour offrir à leurs clients une alternative non invasive et sûre au lifting du visage. La stimulation des muscles faciaux permet d'améliorer l'aspect de la peau grâce à des traitements réguliers de microcourant.

Le microcourant peut avoir des effets préventifs et correctifs. La stimulation peut contribuer à resserrer la peau et à atténuer les rides et les ridules. La stimulation peut également aider les muscles et les tissus à être dans un meilleur état de réparation afin de recevoir les impulsions bioélectriques naturelles du corps, ce qui permet d'obtenir un résultat préventif.

Avantages du microcourant

- Encourage la production de collagène pour repulper les tissus.
- Aide à resserrer et à adoucir les lignes et les rides.
- Stimule les muscles affaiblis




- Réduit les œdèmes: les poches sous les yeux sont réduites ainsi que les cernes sous les yeux.
- Donne un aspect jeune à la peau
- Resserre et réduit les pores ouverts
- Améliore les couleurs et la texture de la peau

04. Contenu

1 x Uniwand

1 x Gel conducteur hyaluronique Unigel

1 x Mode d'emploi



05. Directives de Sécurité

Contre-indications

- Ne pas utiliser si vous avez un stimulateur cardiaque (ou si vous avez un problème de rythme cardiaque) ou avec des appareils électroniques. L'utilisation de cet appareil avec des dispositifs électroniques peut entraîner un fonctionnement erroné de l'appareil. La stimulation à proximité directe d'un dispositif implanté peut affecter certains modèles.
- Ne pas utiliser pendant les trois premiers mois de la grossesse.

Avertissements

- L'appareil Uniwand est conçu pour être utilisé uniquement avec des programmes de microcourant. Ne pas utiliser avec des programmes qui dépassent les paramètres détaillés dans les spécifications techniques.
- Ne pas utiliser l'appareil lors de la conduite, de l'utilisation de machines ou d'actions similaires nécessitant un contrôle musculaire. Des fils endommagés ou des changements soudains de contact peuvent provoquer de brefs mouvements musculaires involontaires.
- Ne PAS utiliser si vous avez, dans la zone traitée : un cancer actif ou suspecté ou une douleur non diagnostiquée avec des antécédents de

cancer. La stimulation directe à travers une tumeur maligne confirmée ou suspectée doit être évitée car elle peut stimuler la croissance et favoriser la propagation des cellules cancéreuses.

- Ne PAS utiliser l'appareil lorsqu'il est connecté simultanément à un équipement chirurgical à haute fréquence, car cela pourrait entraîner des brûlures au niveau des électrodes du stimulateur et endommager ce dernier.
- Ne PAS utiliser si vous avez des implants métalliques dans la région de la tête ou du cou.
- Ne pas utiliser si vous avez des injections de Botox dans la zone d'application.
- NE PAS utiliser pendant 6 à 8 semaines après des injections de collagène.
- Ne pas utiliser pendant 1 an après un traitement au Retin A ou au Ro-Accuntaine. Ce médicament utilisé dans le traitement de l'acné peut provoquer un amincissement de la peau.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant d'insérer la sonde Uniwand.

Précautions

- L'Uniwand est destiné à être utilisé par un seul patient. Ne partagez pas votre Uniwand. Un traitement inadéquat ou une infection croisée pourrait se produire
- La prudence est de mise si vous souffrez d'un trouble de la coagulation car la stimulation peut augmenter le flux sanguin dans la région stimulée.

- La prudence est de mise si vous êtes suspecté ou diagnostiqué épileptique, car la stimulation électrique peut affecter le seuil des crises.
- Ne pas autoriser l'utilisation de l'appareil par des enfants incapables de comprendre les instructions ou par des personnes souffrant de troubles cognitifs, c'est-à-dire de la maladie d'Alzheimer ou de démence.
- Tenir hors de portée des enfants. Le fil conducteur est un long cordon - risque de strangulation chez les nourrissons.
- Ne PAS utiliser sur une peau abîmée.
- Certains patients peuvent présenter une irritation ou une hypersensibilité cutanée due à la stimulation électrique ou au support conducteur d'électricité (par exemple, l'Unigel). L'irritation peut généralement être réduite en utilisant un autre milieu conducteur. En cas d'irritation cutanée persistante, arrêtez immédiatement le traitement.
- Ne plongez pas votre appareil dans l'eau et ne le placez pas à proximité d'une chaleur excessive.
- Gardez l'appareil à l'abri de la lumière du soleil, car une exposition prolongée peut affecter le caoutchouc, le rendant moins élastique et le faisant craquer.
- Conservez l'appareil à l'abri des peluches et de la poussière, car une exposition prolongée peut affecter les prises ou provoquer un mauvais contact avec le connecteur de la batterie.
- Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier l'appareil.

Cela pourrait affecter le fonctionnement sûr de l'appareil et annulerait la garantie.

Effets indésirables

Si vous ressentez une irritation ou une brûlure de la peau, cessez d'utiliser l'appareil. Si vous ressentez des sensations douloureuses persistantes pendant ou après l'utilisation de l'appareil Uniwand, vous devez arrêter d'utiliser l'appareil et consulter votre professionnel de santé.

06. Avant l'Utilisation

Uniwand a été conçu pour être utilisé avec le programme FACE 2 d'Uniglo.

Important: Respectez toutes les contre-indications, mises en garde et avertissements inclus dans l'appareil avec lequel vous utilisez l'Uniwand.

Informations sur le programme

Le programme **FACE 2** d'Uniglo propose trois phases de traitement.

Phase 1 - Circulation: Cette partie du traitement stimule la circulation sanguine épidermique et dermique. Elle a également un effet activateur sur la circulation lymphatique.

Phase 2 - Lifting superficiel: Cette partie du programme soulève les muscles superficiels du visage.

Phase 3 - Lifting profond du visage: Cette phase



permet de lifter les muscles profonds du visage.

Les phases du programme sont indiquées sur l'écran Uniglo par la barre centrale (illustration ci-dessous).



Les niveaux d'intensité sont prédéfinis pour chaque phase. Ils peuvent être réduits en appuyant sur le bouton ▼.

Première utilisation

Avant la première utilisation, testez l'Unigel avec votre peau. Appliquez une quantité généreuse de gel sur n'importe quelle partie de votre corps et laissez agir pendant 30 minutes. Après ce temps, nettoyez le gel et vérifiez la zone de peau. En cas d'irritation ou de réaction allergique dans les 24 heures, arrêtez l'utilisation et demandez conseil à votre médecin.

Préparation

Avant l'utilisation, veillez à ce que votre peau soit propre et sèche. Retirez les poils du visage car ils peuvent réduire la conductivité entre les sphères et la peau et avoir un impact négatif sur les performances. Utilisez Uniwand devant un miroir pour permettre une exécution précise des mouvements du visage.

07. Traits faciaux


Vous trouverez ci-dessous des suggestions de techniques faciales par microcourant. Chaque zone du visage comporte plusieurs mouvements et positions de départ différents.

Chaque mouvement du visage doit être effectué en 5 secondes.

L'utilisateur doit se concentrer sur une seule zone du visage à la fois.




Mâchoire et joues




- **Position 1 (mâchoire)** - Positionnez la sphère inférieure sur votre mâchoire. Faites glisser lentement la baguette vers le bas de votre oreille.
- **Position 2 (Joues inférieures)** - Placez la sphère inférieure sous votre pommette. Faites glisser lentement le bâton vers le milieu de l'oreille.
- **Position 3 (pommettes supérieures)** - Placez la sphère inférieure sur votre pommette. Faites glisser lentement le bâton jusqu'à votre oreille supérieure.
- Répétez l'opération pour le côté opposé du visage.

Front



- Placez la baguette à la position 1, au-dessus de votre sourcil. Faites glisser lentement la baguette vers la naissance de vos cheveux.
- Répétez l'opération pour les positions 2 et 3.
- Répétez l'opération pour le côté opposé du visage.

Oeil




- Placez l'Uniwand à la position 1, avec les sphères positionnées horizontalement. Faites glisser lentement le bâton vers le coin interne de l'œil, en conservant la même orientation.
- Répétez l'opération pour les positions 2 et 3.
- Répétez l'opération pour le côté opposé du visage.

Lèvres




- Placez le bâton Uniwand près de vos lèvres. Poussez le bâton Uniwand vers votre oreille et maintenez-le dans cette position pendant 5 secondes.
- Répétez à la position 2.
- Répétez pour le côté opposé du visage.

Contour de la joue



- Placez l'Uniwand sous la pomme de la joue, près du nez. Soulevez le contour de la joue en poussant la baguette Uniwand vers le haut. Maintenir le bâton Uniwand dans cette position pendant 5 secondes.
- Répétez l'opération à la position 2 (sous la pomme de la joue, à mi-chemin entre le nez et l'oreille) et 3 (sous la pomme de la joue, près de la racine des cheveux).
- Répétez l'opération pour le côté opposé du visage.

08. Utilisation d'Uniwand

1. Nettoyez la zone du visage que vous souhaitez traiter.
2. Connectez le fil Uniwand à l'une des deux prises du dispositif Uniglo.
3. Appliquez le gel conducteur hyaluronique Unigel sur la zone du visage. Utilisez une quantité similaire à celle que vous utilisez pour appliquer une crème hydratante sur votre visage.
4. Allumez l'appareil Uniglo.
5. Appuyez sur le bouton de programme jusqu'à ce que le programme FACE 2 soit sélectionné. Une fois sélectionné, la séance de traitement démarre automatiquement. 
6. Effectuez les mouvements du visage pour la zone sélectionnée du visage, comme indiqué dans les diagrammes des mouvements du visage. Chaque mouvement du visage doit prendre 5 secondes.

Pour chaque phase du programme Uniglo, l'utilisateur doit effectuer un ensemble de cycles d'effleurage du visage.

Phase 1 - 2 cycles

Phase 2 - 3 cycles


Phase 3 - 2 cycles

- 1 coup = un coup facial à partir d'une position de départ

- 1 cycle = traits du visage à partir de chaque position de départ (voir les diagrammes des traits du visage), pour les deux côtés du visage.
- 1 phase = une partie du traitement du visage avec un nombre déterminé de cycles à effectuer.

Par exemple, pour le front, l'utilisateur doit effectuer des mouvements sur le côté gauche du visage aux positions 1, 2 et 3. Il effectue ensuite les mêmes mouvements sur le côté droit du visage, toujours aux positions 1, 2 et 3. Il s'agit d'un cycle complet. Pour la phase 1, l'utilisateur doit effectuer ce processus deux fois (2 cycles), 3 fois pour la phase 2 (3 cycles) et deux fois pour la phase 3 (2 cycles).

Remarque: Chaque phase a un temps prédéfini (voir le manuel Uniglo) pour effectuer les cycles nécessaires. Cependant, il est prévu que vous effectuiez les cycles faciaux pour chaque phase dans le temps imparti.

7. Si vous avez terminé le nombre de cycles pour chaque phase avant la fin du temps de la phase, déverrouillez l'appareil en appuyant sur l'un des boutons ▼ et maintenez le bouton de saut de phase pendant 3 secondes pour passer à la phase suivante. 

Remarque: Durée prévue du traitement par zone du visage = 5 minutes.

8. Une fois les trois phases terminées, passez à la zone suivante du visage que vous souhaitez traiter et effectuez les phases 1, 2 et 3 comme indiqué ci-dessus.

Attention: La stimulation par microcourant peut être

inconfortable ou douloureuse si le gel conducteur utilisé est insuffisant. Si vous commencez à ressentir une douleur au milieu d'une séance, appliquez du gel conducteur supplémentaire sur la zone du visage que vous traitez.

Fréquence d'utilisation

Nous recommandons une séance de traitement par jour, 5 jours par semaine, pendant 12 semaines. Il se peut que vous remarquiez des effets positifs après une seule séance, mais il faut normalement compter environ 6 semaines avant de constater une différence.

Après votre séance

- Éteignez votre appareil Uniglo en appuyant et en maintenant le bouton d'alimentation sur le côté et débranchez l'Uniwand.
- Lavez votre visage à l'eau tiède savonneuse pour enlever tout excès d'Uniglo.
- Il est important de nettoyer l'Uniwand après chaque utilisation. Nettoyez-le à l'aide d'une lingette antibactérienne sans alcool telle que TensCare Wipes (voir X-WIPES) ou en l'essuyant avec un chiffon humide et une solution d'eau et de savon doux. Tout excès d'Unigel doit être enlevé. Essuyez à sec.

Si vous l'utilisez avec le dispositif Uniglo, après utilisation, rangez l'Uniwand dans la pochette de rangement Uniglo.

09. Mise au rebut

Nettoyer soigneusement et éliminer conformément aux réglementations locales.

10. Dépannage

Si votre Uniwand ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants:

Problème	Causes possibles	Solution
Pain during treatment	Le programme utilisé n'est pas le bon.	Uniwand ne doit être utilisé qu'avec les programmes Microcurrent. Si vous l'utilisez avec Uniglo, il doit s'agir de FACE 2.
	Pas assez d'Unigel appliqué sur le visage.	Appliquez uniformément une quantité généreuse d'Unigel sur les zones du visage que vous souhaitez stimuler.
	Irritation ou réaction allergique au gel conducteur hyaluronique Unigel.	Essayez un autre gel conducteur à base d'eau. Arrêtez le traitement et demandez conseil à votre professionnel de la santé.
Aucune sensation	Le programme de microcourant est utilisé.	Il est normal de ne ressentir aucune sensation pendant l'utilisation.

Si l'examen ci-dessus n'a pas permis de résoudre votre problème, de signaler un fonctionnement ou des événements inattendus, ou de fournir un retour d'information, appelez TensCare ou votre fournisseur ou distributeur local (adresse sur la couverture arrière) pour obtenir des conseils.

Contactez le service clientèle de TensCare au +44 (0) 1372 723 434. Notre personnel est formé pour vous aider à résoudre la plupart des problèmes que vous avez rencontrés, sans avoir à envoyer votre produit en réparation.

11. Garantie

Uniwand offre une garantie d'un an à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas le gel conducteur hyaluronique Unigel.

Cette garantie est annulée si le produit a été modifié ou altéré, s'il a fait l'objet d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, s'il a été endommagé pendant le transport, s'il n'a pas fait l'objet d'un entretien responsable, s'il est tombé, s'il a été immergé dans l'eau, si les dommages sont dus au non-respect du livret d'instructions écrites joint ou si les réparations du produit sont effectuées sans l'autorisation de TensCare Ltd.

Nous réparerons ou, à notre discrétion, remplacerons gratuitement toutes les pièces nécessaires pour corriger le matériel ou la fabrication, ou remplacerons l'unité entière et vous la renverrons pendant la période de garantie. Dans le cas contraire, nous établirons un devis pour toute réparation qui sera effectuée sur acceptation de notre devis. Les



avantages conférés par cette garantie s'ajoutent à tous les autres droits et recours relatifs au produit, dont dispose le consommateur en vertu de la loi de 1987 sur la protection des consommateurs.

Nos marchandises sont assorties de garanties qui ne sauraient être exclues en vertu de la loi britannique sur la consommation. Vous êtes en droit de faire réparer ou remplacer les marchandises si elles ne sont pas de qualité acceptable.

Si une réparation est nécessaire pendant la période de garantie, veuillez renvoyer l'appareil avec les informations suivantes:

- Nom de l'entreprise
- Adresse
- Numéro de téléphone
- Adresse électronique
- Preuve d'achat
- Nom et adresse du détaillant
- Brève description du problème que vous rencontrez.

Veuillez envoyer l'unité à:

TensCare Ltd

9 Blenheim Road

Epsom

Surrey

KT19 9BE, R.U.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter en appelant notre numéro:

+44 (0) 1372 723 434.



12. Spécifications Techniques

Spécifications de l'appareil

Dimensions 134 x 25 x 25mm

Poids 53g

Plage de paramètres de microcourant recommandée 100 - 750 μ A













Spécifications Environnementales

Fonctionnement
Température: 0-40°C
Humidité: 10 à 93% RH sans condensation
Pression atmosphérique: 700hPa à 1060hPa

Stockage
Température: -25-70°C
Humidité: 10 à 93% RH sans condensation
Pression atmosphérique: 700hPa à 1060hPa



13. Symboles Utilises

	Ce symbole sur l'appareil signifie « Lire attentivement avant utilisation ».
	Marque CE
	Symbole du fabricant
	Numéro de Lot : indique le numéro du lot de production du fabricant afin que le lot puisse être identifié.
	Numéro d'Inventaire : indique le numéro d'inventaire du fabricant afin que l'appareil puisse être identifié.
	Ne pas jeter dans les déchets ménagers.
	Limitation de température : indique la température limite pour laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.
	Limitation d'humidité : indique le taux d'humidité limite pour lequel l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.
	Pression Atmosphérique : indique la pression atmosphérique limite pour laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.
	Une Contre-indication est utilisée lorsqu'un appareil ne doit pas être utilisé car le risque d'utilisation l'emporte clairement sur les avantages prévisibles et peut entraîner des blessures graves ou la mort.
	Un Avertissement est utilisé lorsqu'un non-respect des instructions peut conduire à une blessure sérieuse voire au décès.
	Une Précaution d'emploi est utilisée lorsqu'un non-respect des instructions peut conduire à une blessure légère ou modérée, ou peut endommager l'appareil ou d'autres biens.

Journal du Traitement

M	T	W	T	F	S	S



Inhalt

01.	Einführung	72
02.	Verwendungszweck	72
03.	Mikrostrom	73
04.	Inhalt	74
05.	Leitlinien zur Sicherheit	75
06.	Vor dem Gebrauch	78
07.	Schlaganfälle im Gesicht	80
08.	Uniwand Verwenden	86
09.	Entsorgung	89
10.	Fehlersuche	89
11.	Garantie	90
12.	Technische Spezifikation	92
13.	Verwendete Symbole	93



01. Einführung

Uniwand bringt die professionelle Schönheitsbehandlung zu Ihnen nach Hause. Uniwand ist ein nicht-invasives Gerät zur Gesichtsstraffung, das zusammen mit Mikrostrom-Geräten zur Gesichtsstraffung, wie dem Uniglo, verwendet wird, um sichtbare Zeichen der Hautalterung zu reduzieren. Uniwand gibt über den Doppelkugel-Behandlungskopf schwache elektrische Impulse an die Gesichtsmuskeln ab. Der Zauberstab lässt sich präzise und flexibel steuern, so dass der Anwender gezielt die gewünschten Bereiche behandeln kann. Die Mikrostromtherapie soll völlig schmerzfrei sein. Der während der Stimulation abgegebene Strom ist so gering, dass er in den meisten Fällen nicht spürbar ist.

02. Verwendungszweck

Uniwand ist ein Zubehörteil, das für die Verwendung mit TensCare-Schönheitsprodukten in der häuslichen Umgebung entwickelt wurde, um Anzeichen der Hautalterung zu reduzieren. Es kann von allen verwendet werden, die das Gerät bedienen können und die Anweisungen verstehen. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.

Dieses Gerät ist nur für die kosmetische Anwendung im Gesicht bestimmt.

Warnung: Nicht für die Verwendung durch Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen geeignet.

Wichtig: Das Gerät sollte nur mit



Mikrostromprogrammen wie Uniglo FACE 2 verwendet werden. Verwenden Sie Uniwand nur mit den in dieser Anleitung empfohlenen Mikrostromparametern.

Warnung: Wenn Sie die Uniwand mit dem Uniglo Gesichts- und Körperstraffungsgerät verwenden, dürfen Sie NICHT das Programm FACE 1 oder ein anderes Programm als FACE 2 verwenden.

03. Mikrostrom

Bei der Mikrostromstimulation wird Schwachstrom in die Zellen des Körpers geleitet. Mikrostrom wird regelmäßig von Schönheitsexperten eingesetzt, um ihren Kunden eine nicht-invasive und sichere Alternative zum Facelifting zu bieten. Durch die Stimulierung der Gesichtsmuskeln können sich regelmäßige Mikrostrombehandlungen positiv auf das Erscheinungsbild Ihrer Haut auswirken.

Mikrostrom kann präventive und korrigierende Wirkung haben. Die Stimulation kann helfen, die Haut zu straffen und feine Linien und Fältchen zu mildern. Die Stimulation kann auch dazu beitragen, dass sich Muskeln und Gewebe in einem besseren Zustand befinden, um die körpereigenen bioelektrischen Impulse zu empfangen; daher kann auch ein präventives Ergebnis erzielt werden.

Vorteile des Mikrostroms

- Regt die Kollagenproduktion an, um das Gewebe aufzupolstern
- Hilft, Linien und Fältchen zu straffen und zu mildern




- Stärkt schlaffe Muskeln
- Reduziert Ödeme: Schwellungen unter den Augen werden ebenso reduziert wie dunkle Augenringe.
- Verleiht der Haut ein jugendliches Aussehen
- Strafft und reduziert offene Poren
- Verbessert Farben und Textur der Haut

04. Inhalt

1 x Uniwand

1 x Unigel Hyaluronic Conductive Gel

1 x Gebrauchsanweisung



05. Leitlinien zur Sicherheit

Kontraindikationen

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher (oder ein Herzrhythmusproblem) haben, oder mit elektronischen Geräten. Die Verwendung dieses Geräts mit elektronischen Geräten kann zu einer Fehlfunktion des Geräts führen. Die Stimulation in unmittelbarer Nähe eines implantierten Geräts kann einige Modelle beeinträchtigen.
- Nicht in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft verwenden.

Warnungen

- Das Uniwand-Gerät ist nur für die Verwendung mit Mikrostromprogrammen vorgesehen. Verwenden Sie keine Programme, die die in der technischen Spezifikation angegebenen Parameter überschreiten.
- Nicht beim Autofahren, Bedienen von Maschinen oder ähnlichen Handlungen verwenden, die Muskelkontrolle erfordern. Beschädigte Kabel oder plötzliche Änderungen des Kontakts können kurze unwillkürliche Muskelbewegungen verursachen.
- Verwenden Sie es nicht, wenn Sie in dem zu behandelnden Bereich aktiven oder vermuteten Krebs oder nicht diagnostizierte Schmerzen

mit einer Krebsvorgeschichte haben. Eine direkte Stimulation durch eine bestätigte oder vermutete bösartige Erkrankung sollte vermieden werden, da sie das Wachstum und die Ausbreitung von Krebszellen fördern kann.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es gleichzeitig an ein chirurgisches Hochfrequenzgerät angeschlossen ist, da dies zu Verbrennungen im Bereich der Stimulatorelektroden und zu einer möglichen Beschädigung des Stimulators führen kann.
- Nicht verwenden, wenn Sie Metallimplantate im Kopf- oder Halsbereich haben.
- Nicht verwenden, wenn Sie Botox-Injektionen im Anwendungsbereich haben.
- 6-8 Wochen nach der Kollageninjektion nicht anwenden.
- Nicht 1 Jahr lang nach einer Behandlung mit Retin A oder Ro-Accountaine anwenden. Dieses Medikament, das zur Behandlung von Akne verwendet wird, kann eine Verdünnung der Haut verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Uniwand-Kabel einführen.



Vorsichtsmaßnahmen

- Die Uniwand ist nur für den Gebrauch durch einen einzelnen Patienten bestimmt. Geben Sie Ihre Uniwand nicht weiter. Es kann zu einer unsachgemäßen Behandlung oder Kreuzinfektion kommen.



- Vorsicht ist geboten, wenn Sie an einer Blutungsstörung leiden, da die Stimulation den Blutfluss in der stimulierten Region erhöhen kann.
- Vorsicht ist geboten, wenn bei Ihnen eine Epilepsie vermutet oder diagnostiziert wurde, da die elektrische Stimulation die Anfallsschwelle beeinflussen kann.
- Erlauben Sie nicht die Benutzung durch Kinder, die die Anweisungen nicht verstehen können, oder durch Personen mit kognitiven Einschränkungen, z. B. Alzheimer oder Demenz.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bleidraht ist eine lange Schnur - Strangulationsgefahr bei Kleinkindern.
- NICHT auf verletzter Haut anwenden.
- Bei einigen Patienten kann es aufgrund der elektrischen Stimulation oder des elektrisch leitfähigen Mediums (z. B. des Unigel) zu Hautreizungen oder Überempfindlichkeit kommen. Die Reizung kann in der Regel durch die Verwendung eines alternativen leitfähigen Mediums verringert werden. Wenn die Hautreizung anhält, ist die Behandlung sofort abubrechen.
- Tauchen Sie Ihr Gerät nicht in Wasser ein und setzen Sie es keiner übermäßigen Hitze aus.
- Halten Sie das Gerät von Sonnenlicht fern, da das Gummi bei längerer Einwirkung an Elastizität verlieren und reißen kann.
- Halten Sie das Gerät von Fusseln und Staub fern, da eine längere Einwirkung die Buchsen



beeinträchtigen oder zu einem schlechten Kontakt des Batterieanschlusses führen kann.

- Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder zu verändern. Dies kann den sicheren Betrieb des Geräts beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Unerwünschte Wirkungen

Wenn Sie eine Hautreizung oder ein Brennen verspüren, stellen Sie die Anwendung ein. Wenn Sie während oder nach der Anwendung des Uniwand-Geräts anhaltende schmerzhaft empfindungen verspüren, sollten Sie die Anwendung des Geräts beenden und Ihren Arzt aufsuchen.

06. Vor dem Gebrauch

Uniwand ist für die Verwendung mit dem FACE 2-Programm von Uniglo konzipiert.

Wichtig: Beachten Sie alle Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise, die dem Gerät beiliegen, mit dem Sie die Uniwand verwenden.

Informationen zum Programm

Das **FACE 2**-Programm von Uniglo umfasst drei Behandlungsphasen.

Phase 1 - Durchblutung: Dieser Teil der Behandlung stimuliert den epidermalen und dermalen Blutkreislauf. Sie hat auch eine aktivierende Wirkung auf den Lymphkreislauf.



Phase 2 - Oberflächliches Lifting: In diesem Teil des Programms werden die oberflächlichen Gesichtsmuskeln angehoben.

Phase 3 - Tiefenwirksame Gesichtsstraffung: In dieser Phase wird die tiefe Gesichtsmuskulatur gestrafft.

Die Programmphasen werden auf dem Uniglo-Display durch den zentralen Balken angezeigt (siehe Abbildung unten).



Die Intensitätsstufen sind für jede Phase voreingestellt. Sie können durch Drücken der Taste ▼ verringert werden.

Erste Verwendung

Testen Sie das Unigel vor der ersten Anwendung auf Ihrer Haut. Tragen Sie eine großzügige Menge des Gels auf eine beliebige Körperpartie auf und lassen Sie es 30 Minuten einwirken. Nach dieser Zeit das Gel abwischen und die Hautpartie überprüfen. Sollte es innerhalb von 24 Stunden zu einer Reizung oder einer allergischen Reaktion kommen, brechen Sie die Anwendung ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Vorbereitung

Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass Ihre Haut sauber und trocken ist. Entfernen Sie jegliche Gesichtshaarung, da Haare die Leitfähigkeit zwischen den Kugeln und der Haut verringern und sich negativ auf die Leistung auswirken können. Verwenden Sie Uniwand vor einem Spiegel, damit Sie die Gesichtsbewegungen genau ausführen können.

07. Schlaganfälle im Gesicht


Nachstehend finden Sie Vorschläge für Mikrostromtechniken für das Gesicht. Für jeden Gesichtsbereich gibt es mehrere verschiedene Striche und Ausgangspositionen.

Für jede Gesichtsbewegung sollten 5 Sekunden zur Verfügung stehen.

Der Benutzer sollte sich jeweils auf einen Bereich des Gesichts konzentrieren.




Kiefer und Wangen




- **Position 1 (Kiefer)** - Setzen Sie die untere Kugel auf Ihre Kieferpartie. Gleiten Sie langsam mit dem Zauberstab zum unteren Ohr.
- **Position 2 (Untere Wangen)** - Positionieren Sie die untere Kugel unter Ihrem Wangenknochen. Gleiten Sie mit dem Zauberstab langsam bis zur Mitte des Ohrs.
- **Position 3 (Obere Wangen)** - Setzen Sie die untere Kugel auf Ihren Wangenknochen. Führen Sie den Zauberstab langsam zu Ihrem oberen Ohr.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite des Gesichts.

Stirn



- Setzen Sie den Stift an Position 1, oberhalb Ihrer Augenbraue, an. Führen Sie den Stift langsam in Richtung Haaransatz.
- Wiederholen Sie den Vorgang für Position 2 und 3.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite des Gesichts.

Auge




- Positionieren Sie den Uniwand auf Position eins, wobei die Kugeln waagrecht liegen. Führen Sie den Zauberstab langsam in Richtung des inneren Augenwinkels, ohne die Ausrichtung zu verändern.
- Wiederholen Sie den Vorgang für Position 2 und 3.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite des Gesichts.

Lippen




- Setzen Sie die Uniwand neben Ihre Lippen. Drücken Sie die Uniwand nach oben in Richtung Ohr und halten Sie die Uniwand 5 Sekunden lang in dieser Position.
- Wiederholen Sie den Vorgang an Position 2.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite des Gesichts.

Wangenkontur



- Positionieren Sie den Uniwand unter dem Wangenapfel in der Nähe der Nase. Heben Sie die Wangenkontur an, indem Sie den Uniwand nach oben schieben. Halten Sie die Uniwand in dieser Position für 5 Sekunden.
- Wiederholen Sie den Vorgang an Position 2 (unter dem Wangenapfel, in der Mitte zwischen Nase und Ohr) und 3 (unter dem Wangenapfel, nahe dem Haaransatz).
- Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Seite des Gesichts.

08. Uniwand Verwenden

1. Reinigen Sie den zu behandelnden Bereich des Gesichts.
2. Schließen Sie das Uniwand-Kabel an eine der beiden Buchsen am Uniglo-Gerät an.
3. Tragen Sie das Unigel Hyaluronic Conductive Gel auf die Gesichtspartie auf. Verwenden Sie eine ähnliche Menge, als ob Sie eine Feuchtigkeitscreme auf Ihr Gesicht auftragen würden.
4. Schalten Sie das Uniglo-Gerät ein.
5. Drücken Sie die Programmtaste, bis das Programm FACE 2 ausgewählt ist. Nach der Auswahl wird die Behandlung automatisch gestartet. 
6. Führen Sie die Gesichtsstreichungen für den ausgewählten Gesichtsbereich aus, wie in den Diagrammen der Gesichtsstreichungen angegeben. Die Ausführung jeder Gesichtsbewegung sollte 5 Sekunden dauern.

In jeder Phase des Uniglo-Programms sollte der Benutzer eine Reihe von Gesichtsbewegungszyklen absolvieren.

Phase 1 - 2 Zyklen

Phase 2 - 3 Zyklen

Phase 3 - 2 Zyklen


- 1 Strich = ein Gesichtsstrich aus einer Ausgangsposition



- 1 Zyklus = Gesichtszüge aus jeder Ausgangsposition (siehe Diagramme für Gesichtszüge), für beide Seiten des Gesichts
- 1 Phase = ein Teil der Gesichtsbehandlung mit einer bestimmten Anzahl von Zyklen, die zu absolvieren sind.

Für die Stirn zum Beispiel würde der Benutzer die Striche auf der linken Seite des Gesichts an den Positionen 1, 2 und 3 ausführen. Anschließend würde er die Striche auf der rechten Seite des Gesichts ausführen, wiederum an den Positionen 1, 2 und 3. Dies wäre ein vollständiger Zyklus. Für Phase 1 sollte der Benutzer diesen Vorgang zweimal (2 Zyklen), für Phase 2 dreimal (3 Zyklen) und für Phase 3 zweimal (2 Zyklen) durchführen.

Hinweis: Jede Phase hat eine voreingestellte Zeit (siehe Uniglo-Handbuch), um die erforderlichen Zyklen durchzuführen. Es wird jedoch erwartet, dass Sie die Gesichtsbehandlungszyklen für jede Phase innerhalb der vorgegebenen Zeit durchführen.

7. Wenn Sie die Anzahl der Zyklen für jede Phase vor Ablauf der Phasenzeit abgeschlossen haben, entsperren Sie das Gerät durch Drücken einer der beiden ▼-Tasten und halten Sie die Phasensprungtaste 3 Sekunden lang gedrückt, um zur nächsten Phase überzugehen. 

Hinweis: Erwartete Behandlungszeit pro Gesichtsbereich = 5 Minuten

8. Sobald alle drei Phasen abgeschlossen sind, gehen Sie zum nächsten zu behandelnden Gesichtsbereich über und führen die Phasen 1, 2 und 3 wie oben beschrieben durch.

Vorsicht: Die Mikrostromstimulation kann unangenehm oder schmerzhaft sein, wenn nicht genügend leitfähiges Gel verwendet wird. Wenn Sie in der Mitte einer Sitzung Schmerzen verspüren, tragen Sie zusätzliches leitfähiges Gel auf die zu behandelnde Gesichtspartie auf.

Häufigkeit der Nutzung

Wir empfehlen eine Behandlungssitzung täglich, 5 Tage/Woche, über 12 Wochen. Es kann sein, dass Sie bereits nach einer Sitzung positive Effekte bemerken, aber normalerweise dauert es etwa 6 Wochen, bis Sie einen Unterschied bemerken.

Nach Ihrer Sitzung

- Schalten Sie Ihr Uniglo-Gerät aus, indem Sie die Einschalttaste an der Seite gedrückt halten, und ziehen Sie die Uniwand ab.
- Waschen Sie Ihr Gesicht mit warmem Seifenwasser, um überschüssiges Unigel zu entfernen.
- Es ist wichtig, dass die Uniwand nach jedem Gebrauch gereinigt wird. Reinigen Sie die Uniwand entweder mit einem alkoholfreien, antibakteriellen Tuch wie den TensCare Wipes (siehe X-WIPES) oder mit einem feuchten Tuch und einer Lösung aus milder Seife und Wasser. Überschüssiges Unigel sollte entfernt werden. Trocken wischen.
- Wenn Sie die Uniwand zusammen mit dem Uniglo-Gerät verwenden, bewahren Sie sie nach Gebrauch in der Uniglo-Aufbewahrungstasche auf.



09. Entsorgung

Gründlich reinigen und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

10. Fehlersuche

Wenn Ihre Uniwand nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes:

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Schmerzen während der Behandlung	Es wird ein falsches Programm verwendet.	Uniwand sollte nur mit Microcurrent-Programmen verwendet werden. Bei Verwendung mit Uniglo sollte dies FACE 2 sein.
	Nicht genügend Unigel auf dem Gesicht aufgetragen.	Tragen Sie eine großzügige Menge Unigel gleichmäßig auf die zu stimulierenden Gesichtspartien auf.
	Irritation oder allergische Reaktion auf das Unigel Hyaluronic Conductive Gel.	Versuchen Sie ein alternatives leitfähiges Gel auf Wasserbasis. Brechen Sie die Behandlung ab und wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal



Keine Sensation	Es wird ein Mikrostrompro- gramm verwen- det.	Es ist normal, dass Sie während der Anwendung kein Gefühl haben.
--------------------	--	---

Wenn die obige Überprüfung Ihr Problem nicht lösen konnte, wenn Sie unerwartete Vorgänge oder Ereignisse melden möchten oder wenn Sie uns ein Feedback geben möchten, wenden Sie sich an TensCare oder Ihren örtlichen Lieferanten oder Händler (Adresse auf der Rückseite).

Kontaktieren Sie den TensCare-Kundendienst unter +44 (0) 1372 723 434. Unsere Mitarbeiter sind darin geschult, Ihnen bei den meisten Problemen zu helfen, ohne dass Sie Ihr Produkt zur Wartung einschicken müssen.

11. Garantie

Uniwand hat eine einjährige Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für das Unigel Hyaluronic Conductive Gel.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt modifiziert oder verändert wurde, wenn es missbräuchlich verwendet oder missbraucht wurde, wenn es beim Transport beschädigt wurde, wenn es durch mangelnde Sorgfalt beschädigt wurde, wenn es heruntergefallen ist, wenn das Gerät in Wasser getaucht wurde, wenn es durch Nichtbeachtung der beiliegenden schriftlichen Anleitung beschädigt wurde oder wenn Produktreparaturen ohne Genehmigung von TensCare Ltd. durchgeführt wurden.



Wir reparieren oder ersetzen nach unserem Ermessen kostenlos alle Teile, die zur Behebung von Material- oder Herstellungsfehlern erforderlich sind, oder wir ersetzen das gesamte Gerät und senden es während der Garantiezeit an Sie zurück. Andernfalls erstellen wir einen Kostenvoranschlag für die Reparatur, der nach Annahme des Kostenvoranschlags ausgeführt wird. Die durch diese Garantie gewährten Leistungen gelten zusätzlich zu allen anderen Rechten und Rechtsmitteln in Bezug auf das Produkt, die der Verbraucher gemäß dem Verbraucherschutzgesetz von 1987 hat.

Unsere Waren sind mit Garantien ausgestattet, die nach dem britischen Verbraucherrecht nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben das Recht, die Waren reparieren oder ersetzen zu lassen, wenn die Waren nicht von akzeptabler Qualität sind.

Sollte innerhalb der Garantiezeit eine Reparatur erforderlich sein, senden Sie das Gerät bitte mit den folgenden Informationen ein:

- Name
- Adresse
- Rufnummer
- E-Mail Adresse
- Kaufnachweis
- Name und Anschrift des Einzelhändlers
- Kurze Beschreibung des Problems, das bei Ihnen auftritt.

Bitte senden Sie das Gerät an:

TensCare GmbH
9 Blenheim Road
Epsom
Surrey
KT19 9BE, U.K.



Sollten Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns unter unserer Rufnummer zu kontaktieren: +44 (0) 1372 723 434.

12. Technische Spezifikation

Gerätespezifikationen

Abmessungen 134 x 25 x 25mm

Gewicht 53g

Empfohlener
Microcurrent-
Parameterbereich 100 - 750 μ A











Umweltbezogene Spezifikationen

Lagerung Temperaturbereich: 0-40°C
Luftfeuchtigkeit: 10-93 % RH, nicht
kondensierend
Atmosphärischer Druck: 700hPa
-1060hPa

Storage Temperaturbereich: -25-70°C
Luftfeuchtigkeit: 10-93 % RH, nicht
kondensierend
Atmosphärischer Druck: 700hPa
-060hPa



13. Verwendete Symbole

	Ce symbole sur l'appareil signifie « Lire attentivement avant utilisation ».
	Marque CE
	Symbole du fabricant
	Numéro de Lot : indique le numéro du lot de production du fabricant afin que le lot puisse être identifié.
	Numéro d'Inventaire : indique le numéro d'inventaire du fabricant afin que l'appareil puisse être identifié.
	Ne pas jeter dans les déchets ménagers.
	Limitation de température : indique la température limite pour laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.
	Limitation d'humidité : indique le taux d'humidité limite pour lequel l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.
	Pression Atmosphérique : indique la pression atmosphérique limite pour laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.
	Eine Kontraindikation wird angewendet, wenn ein Gerät nicht verwendet werden sollte, da das Verwendungsrisiko vorhersehbare Vorteile deutlich überwiegt und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
	Warnung wird verwendet, wenn ein Nichteinhalten der Bedienungsanleitung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.
	Vorsicht wird verwendet, wenn ein Nichteinhalten der Bedienungsanleitung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen oder zu einem Schaden am Gerät oder anderem Eigentum führen kann.

Behandlungstagebuch

M	T	W	T	F	S	S



TensCare aim to give you the best possible product and service. We listen to your suggestions and are constantly trying to improve our products. We also want to learn about the way our products are used, and the benefits they give. If you have anything you would like to share with us, please get in touch.

www.tenscare.co.uk

Follow us:



TensCare Ltd



@TensCareLtd



TensCare Limited



@tenscareltd

